





Scalpel Handles Bistüri Sapları



1/1

B 040.00

No. 4
13.5 cm



1/1

B 040.01

No. 4
13.5 cm



1/1

B 030.00

No. 3
12.5 cm



1/1

B 030.01

No. 3
12.5 cm



1/1

B 030.02

No. 3 L
21 cm



B 040.02
No. 4 L
21.5 cm



B 034.00
No. 3
22.5 cm



B 034.01




B 043.00
No. 4
22.5 cm



B 032.00
No. 7
16 cm



B 043.01
No. 4
22.5 cm





Micro Scissors (Spring Type) With Round Handles, Flat Handles and Cross Serration Yuvarlak Saplı, Düz Saplı ve Çapraz Tırtıllı Mikro Makaslar (Yaylı Tip)



Round Handle:

- Allows rotation between the fingers as require
- Due to carved and strong handle, each instruments provides optimum balance

Yuvarlak Saplar


- Parmaklar arasında istenildiği şekilde döndürmeye izin verir.
- Sağlam veya oyulmuş saplardan dolayı her bir alette optimum denge sağlar

Flat handles and cross serration:

Provides a solid grip.

Düz Saplar ve çapraz tırtıllı :

Sağlam kavrama özelliği sağlar.



C 140.00

straight
düz

C 141.00


curved
eğri

C 142.00

curved / eğri
Micro Dissecting Scissors
Mikro Diseksiyon Makası

C 140.00 - C 142.00


14.5 cm



BIEMER

C 110.00

Vessel Scissor
Damar Makas
roughening vessel ends
damar ucunu pürüssüzleştirmek için
13 cm



C 112.00

C 113.00

C 112.00 - C 113.00

16 cm



C 116.00

C 117.00

VANNAS

C 116.00 - C 117.00

16 cm

Micro Scissors (Spring Type) With Flat Handles and Cross Serration Düz Saplı ve Çapraz Tırtıllı Mikro Makaslar (Yaylı Tip)

Flat handles and cross serration:
Provides a solid grip.

Düz Saplar ve çapraz tırtıllı :
Sağlam kavrama özelliği sağlar.



MILLESİ

C 120.00 - C 121.00

both jaws serrated
çift ağız tırtıllı
16 cm



C 120.00



C 121.00



C 124.00 - C 125.00

18.5 cm



YASARGIL

C 124.00



JACOBSON


C 125.00



POTTS-YASARGIL

C 126.00

18.5 cm





Micro Scissors (Spring Type) With Light Plastic Handle

Hafif Plastik Saplı Mikro Makaslar (Yaylı Tip)



Lightweigh plastic handles to increase grip surface:

- Provides cramp free, natural holding positions and sensitivity
- Round cross-section of the instrument provides an easy and smooth rotation. Expands the working and application area.
- Retention profile with pin ensures safe gripping.
- Ergonomic, light weight plastic handle provides fatigue free, optimal usage.

Kavrama yüzeyini artıran hafif plastik tutamak :

- Kramp oluşturmeyan, doğal tutma pozisyonu ve duyarlılık sağlar.
- Yuvarlak tutma kesiti aletin kolay ve düzgün rotasyonunu sağlar. Böylelikle uygulama ve çalışma alanı genişler.
- Pimli tutma profili güvenli tutmayı garanti eder.
- Ergonomik, hafif plastik sap yorulmadan optimum kullanım sağlar.



1/2

MÜLLER

C 150.00 - C 155.00

12 cm



C 150.00

sharp / sivri



C 151.00

sharp / sivri



C 152.00

sharp / sivri
blunt / künt



C 153.00

blunt / künt



1/1

C 155.00

sharp / sivri
ball pointes / top uç



1/2

MÜLLER

C 157.00

sharp / sivri
17 cm



1/2

MÜLLER

C 158.00

sharp / sivri
17 cm

Flat handles

Düz Saplar



C 168.08 - C 168.18

straight / düz
16.5 cm



C 168.08

ultra delicate blade
ultra hassas bleyd



C 168.18

delicate blade
hassas bleyd



C 168.09 - C 168.19

curved / eğri
16.5 cm



C 168.08

ultra delicate blade
ultra hassas bleyd



C 168.18

delicate blade
hassas bleyd

Round handles

Yuvarlak Saplar



C 169.09

curved / eğri
16.5 cm



ultra delicate blade
ultra hassas bleyd



C 169.18

straight / düz
16.5 cm



delicate blade
hassas bleyd




C 169.19

curved / eğri
16.5 cm



delicate blade
hassas bleyd





Micro Scissors Mikro Makaslar



Flat handles

Düz Saplar

25°

45°

60°

90°

125°

Fine Blades
İnce Bleydler



C 168.50



C 168.51



C 168.53



C 168.54



C 168.56

Delicate Blades With 1 Probe Pointed Blade
Hassas Bleyd Tek Tarafı Küre Uçlu Bleyd



C 168.30



C 168.31



C 168.33



C 168.34



C 168.36

Delicate Blades
Hassas Bleyd



C 168.10



C 168.11



C 168.13



C 168.14



C 168.16

Ultra Delicate Blades
Ultra hassas bleyd



C 168.00



C 168.01



C 168.03



C 168.04



C 168.06



1/1

C 168.00 - C 168.56

16.5 cm

Round handles

Yuvarlak Saplar

25°

45°

60°

90°

125°

Fine Blades
İnce Bleydler



C 169.50



C 169.51



C 169.53



C 169.54



C 169.56

Delicate Blades With 1 Probe Pointed Blade
Hassas Bleyd Tek Tarafı Küre Uçlu Bleyd



C 169.30



C 169.31



C 169.33



C 169.34



C 169.36

Delicate Blades
Hassas Bleyd



C 169.10



C 169.11



C 169.13



C 169.14



C 169.16

Ultra Delicate Blades
Ultra hassas bleyd



C 169.00



C 169.01



C 169.03



C 169.04




C 169.06



1/1

C 169.00 - C 169.56

16.5 cm





Micro Scissors (Spring Type) With Flat Handles Düz Saplı Mikro Makaslar (Yaylı Tip)



C 134.00 - C 134.06
18.5 cm



C 134.00
25°



C 134.01
45°



C 134.03
60°



C 134.04
90°



C 134.06
125°



C 135.00 - C 135.06
18.5 cm



C 135.00
25°



C 135.01
45°



C 135.03
60°



C 135.04
90°




C 135.06
125°



C 149.00

Micro Ligature Scissors
Mikro Dikiş Makası
18 cm




C 146.00

Micro Scissors
Mikro Makas
18 cm




C 147.00

Micro Scissors
Mikro Makas
18 cm




C 148.00

Micro Scissors
Mikro Makas
18 cm






Delicate Scissors, Dura Scissors
Hassas Makaslar, Dura Makasları



SCHMIEDEN-TAYLOR

C 520.00


Delicate Scissor
Hassas Makas
15.5 cm



OLIVECRONA

C 530.00

Dura Scissor
Dura Makas
straight / düz



PERWITZSCHKY

C 522.00

Delicate Scissor
Hassas Makas
1 probe pointed blade, curved to side
1 bleydi küre uçlu, yana eğri
10 cm







C 523.00


Delicate Scissor
Hassas Makas
angled to side
yana doğru açılı
11.5 cm



C 540.00

Delicate Scissor
Hassas Makas
1 probe pointed blade
1 bleydi küre uçlu
12 cm





C 510.01
60°

POTTS-SMITH
C 510.01
18 cm




POTTS-DE MARTEL
C 511.01
60°




MILLS
C 512.01
60°

C 511.01 - C 512.01
22 cm




C 514.01
düz, açılı ağız
straight, angled jaw
55°

POTTS-SMITH
C 514.01
18 cm



C 516.01
45°

DE BAKEY
C 516.01
S-Shaped Scissors
S Şekilli Makas
15.5 cm



C 517.01
55°

FAVOLORO
C 517.01
Scissors
Makas
14 cm



DE MARTEL

C 515.00 - C 515.01

18 cm



C 515.01

50°



C 515.00

90°



DIETRICH

C 519.00

17 cm



125°



FAVOLORO

C 518.00 - C 518.05

18 cm



C 518.05

125°



C 518.04

90°



C 518.03

60°




C 518.01

45°



C 518.00

25°





Standard Blades
Standart Bleydler

25°

45°

60°

90°

125°



C 513.30



C 513.31



C 513.33



C 513.34



C 513.35

Delicate Blades
Hassas Bleydler



C 513.10



C 513.11



C 513.13



C 513.14



C 513.15

Ultra Delicate Blades
Ultra Hassas Bleydler



C 513.00



C 513.01



C 513.03



C 513.04



C 513.05

1/1



DIETHRICH-POTTS

C 513.00 - C 513.35

18 cm

- Provides maximum ergonomic comfort to surgeon.
- Due to optimized design, it provides fatigue free working on suture and anastomosis techniques.
- Cerraha maksimum ergonomik rahatlık sağlar.
- Optimize tasarımları sayesinde zor suture ve anastomoz tekniklerinde yorulmadan çalışmayı sağlar.





REIN-KUPKA
C 547.00
Dissecting Forceps
Diseksiyon Pensi
19.5 cm



REIN-KUPKA
C 548.00
Micro Scissors
Mikro Makas
21 cm









C 310.03 - C 310.05

standard pattern
standart model
sharp - blunt
sivri - künt



C 314.03 - C 314.05

standard pattern
standart model
sharp / sivri



C 311.03 - C 311.05


standard pattern
standart model
sharp - blunt
sivri - künt




COOPER

C 313.03 - C 313.05

standard pattern
standart model
blunt / künt





C 527.00

straight / düz


C 527.01

curved / eğri



C 529.00

sharp / sivri
22.5 cm



STRULLY

C 526.00

sharp / sivri
22 cm



STRULLY

C 528.00


probe pointed / küre uç
22 cm




BARRE

C 521.00


sharp / sivri
28 cm




1/2
THOREK
C 569.00
18 cm




1/2
POTTS-SMITH
C 570.00
19 cm



1/2
KLINKENBERGH-LOTH
C 572.00
23 cm



1/2
SATINSKY
C 573.00
24.5 cm





HardTips scissors with inserted carbide cutting edges

- Excellent Cutting
- Long working

Karbür kesme ucu yerleştirilmiş HardTips makaslar

- Mükemmel kesim
- Uzun çalışma ömrü




C 720.03
sharp / sivri
blunt / künt

C 721.03
sharp / sivri
blunt / künt

C 720.03 - C 721.03
Surgical Scissors
Cerrahi Makas
14.5 cm




C 722.00
Surgical Scissors
Cerrahi Makas
14.5 cm



C 723.03
Surgical Scissors
Cerrahi Makas
14.5 cm



C 725.01 - C 726.01
Dissecting Scissors
Diseksiyon Makas



C 725.01
17 cm

C 726.01
17 cm



LEXER

C 730.00narrow / dar
16.5 cm

BABY-METZENBAUM

C 752.00 - C 753.00

14.5 cm

C 752.00

straight / düz

C 753.00

curved / eğri

**C 755.00**straight / düz
14.5 cm**C 755.01**straight / düz
18 cm**C 756.00**curved / eğri
14.5 cm**C 756.01**curved / eğri
18 cm**C 756.02**curved / eğri
20 cm

METZENBAUM

C 755.00 - C 755.01

METZENBAUM

C 756.00 - C 756.02



TÖNNIS-ADSON

C 758.00

curved / eğri
17.5 cm



NELSON-METZENBAUM

C 768.00 - C 768.02

C 768.00


26 cm

C 768.01

28 cm

C 768.02

28.5 cm



METZENBAUM

C 763.00 - C 763.02

C 763.00

18 cm

C 763.01

20 cm

C 763.02

23 cm



METZENBAUM

C 764.00 - C 764.02

C 764.00

18 cm

C 764.01

20 cm

C 764.02


23 cm



DE BAKEY

C 790.00

Vessel Scissors
Damar Makası
22 cm




broad blade ends
geniş bleyd ucu

METZENBAUM

C 766.00

Dissecting Scissors
Diseksiyon Makası
23 cm



C 760.00

23 cm



C 761.00

23 cm

C 761.01

30 cm



WERTHEIM

C 738.00

Dissecting Scissors
Diseksiyon Makası
23 cm


NELSON-METZENBAUM (MC INDOE)

C 760.00 - C 761.01

Dissecting Scissors
Diseksiyon Makası




Wire Cutting Scissors Tel Kesme Makasları





- Cutting suture materials;
- Carbide inserts provide lasting sharpness (including tip of the blades of the scissors)
 - Serrated edges prevents suture materials from slipping out.

- Dikiş malzemelerinin kesimi için ;
- Karbid uçları kalıcı keskinlik sağlar. (Makas ağzının uçları da dahil)
 - Tırtıklı ağız dikiş malzemelerinin dışarıya kaymasını engeller.

**C 781.01**

one jaw serrated
tek ağız tırtıllı
14.5 cm

**C 780.00**

one jaw serrated
tek ağız tırtıllı
18 cm

**C 780.02**

one jaw serrated
tek ağız tırtıllı
23 cm

**C 780.03**

one jaw serrated
tek ağız tırtıllı
26 cm

**C 781.01****C 780.00 - C 780.03**

one jaw serrated
tek ağız tırtıllı
18 cm






Cutting suture materials;

- Carbide inserts provide lasting sharpness (including tip of the blades of the scissors)
- Serrated edges prevents suture materials from slipping out.

Dikiş malzemelerinin kesimi için ;

- Karbid uçları kalıcı keskinlik sağlar. (Makas ağzının uçları da dahil)
- Tırtıklı ağız dikiş malzemelerinin dışarıya kaymasını engeller.



**C 723.03G**

Surgical Scissors
Cerrahi Makası
14.5 cm

**LEXER****C 730.00G**

Dissecting Scissors
Diseksiyon Makası
16.5 cm

**C 768.00G**

26 cm

C 768.01G

28 cm

C 768.02G


28.5 cm

NELSON-METZENBAUM**C 768.00G - C 768.02G**

Dissecting Scissors
Diseksiyon Makası

**METZENBAUM****C 766.00G**

Dissecting Scissors
Diseksiyon Makası
23 cm





Micro Forceps With Light Plastic Handle

Hafif Plastik Saplı Mikro Pensetler





Lightweigh plastic handles to increase grip surface:

- Provides cramp free, natural holding positions and sensitivity
- Round cross-section of the instrument provides an easy and smooth rotation. Expands the working and application area.
- Retention profile with pin ensures safe gripping.
- Ergonomic, light weight plastic handle provides fatigue free, optimal usage.

Kavrama yüzeyini artıran hafif plastik tutamak:

- Kramp oluşturmeyan, doğal tutma pozisyonu ve duyarlılık sağlar.
- Yuvarlak tutma kesiti aletin kolay ve düzgün rotasyonunu sağlar. Böylelikle uygulama ve çalışma alanı genişler.
- Pimli tutma profili güvenli tutmayı garanti eder.
- Ergonomik, hafif plastik sap yorulmadan optimum kullanım sağlar.




Round Handle

- Allows rotation between the fingers as required
- Due to carved and strong handle, each instrument provides optimum balance.

Yuvarlak Saplar

- Parmaklar arasında istenildiği şekilde döndürmeye izin verir.
- Sağlam veya oyulmuş saplardan dolayı her bir alette optimum denge sağlar


0.3 mm



D 130.00 - D 131.00

platform tip
platform uç
12 cm


0.3 mm



D 130.01 - D 131.01


platform tip
platform uç
15 cm

0.6 mm




D 130.02 - D 131.02

18 cm






Micro Suture Tying Forceps, Forceps Mikro Sütur Bağlama Pensetleri, Pensetler



AUSTIN

D 125.00

Micro Suture Tying Forceps
Mikro Sütur Bağlama Penseti
14 cm



LAZAR

D 127.00


Micro Suture Tying Forceps
Mikro Sütur Bağlama Penseti
15.5 cm



LAZAR

D 128.00

Micro Suture Tying Forceps
Mikro Sütur Bağlama Penseti
15.5 cm



D 126.00

Micro Suture Tying Forceps
Mikro Sütur Bağlama Penseti
18.5 cm



ADSON

D 323.00

Delicate Tissue Forceps
Hassas Dişli Doku Penset
12 cm



MICRO-ADSON

D 327.00

Delicate Tissue Forceps
Hassas Dişli Doku Penset
15 cm



MICRO-ADSON

D 207.00

Delicate Tissue Forceps
Hassas Dişli Doku Penset
15 cm

1X2 teeth
1X2 diş



D 361.00
11.5 cm



D 361.01
13 cm



D 361.02
14.5 cm



D 361.03
16 cm



D 362.00
14.5 cm

1/1

D 361.00 - D 362.00
medium / orta

1X2 teeth
1X2 diş



D 363.00
14.5 cm



D 363.01
16 cm

1/1

D 363.00 - D 363.01



D 360.04
standard pattern
standart model
16 cm



1X2 teeth
1X2 diş

1/1



1/2

D 370.02
16 cm



2X3 teeth
2X3 diş

1/1




1/1

BROWN

D 341.00 15 cm


D 341.02 20 cm

D 341.03 25 cm





Micro Suture Tying Forceps, Forceps Mikro Sütur Bağlama Pensetleri, Pensetler




STANDART

D 240.03 - D 240.05

Dissecting Forceps

Diseksiyon Penset

standard pattern / standart model




D 225.03 - D 225.07

Dissecting Forceps

Diseksiyon Penset

medium / orta




CUSHING

D 220.00 - D 220.02

Delicate Dissecting Forceps

Hassas Diseksiyon Penset



$\frac{1}{2}$







BROPHY

D 223.00 - D 224.00

Delicate Dissecting Forceps

Hassas Diseksiyon Penset

20 cm





15 cm	D 257.00	D 257.10
18.5 cm	D 257.01	D 257.11
21 cm	D 257.02	D 257.12
23 cm	D 257.03	D 257.13

DE BAKEY

D 257.00 - D 257.13

Micro Forceps
Mikro Penset

round handle / yuvarlak sap

1.0 mm



DE BAKEY

D 258.03 18.5 cm

D 258.04 21 cm

Micro Forceps
Mikro Penset

round handle / yuvarlak sap

1.0 mm



DE BAKEY

D 256.01 18 cm

D 256.02 20 cm

Micro Forceps
Mikro Penset

flat handle / düz sap



Cooley
Thooting / Dis

2.0 mm



1.0 mm

DE BAKEY

D 267.00 15 cm

D 267.01 19.5 cm

D 267.02 24 cm

Forceps
Penset



COOLEY

D 264.00 16 cm

D 264.01 20 cm

Forceps
Penset

2.7 mm



DE BAKEY

D 269.00 15 cm

D 269.01 19 cm

D 269.02 24 cm

D 269.03 30 cm

Forceps
Penset


2 mm

2 mm



D 268.00

15 cm



D 268.01


20 cm

DE BAKEY


D 268.00 - D 268.01

Forceps
Penset


1/2




DE BAKEY
D 255.00 - D 265.02




DE BAKEY
D 262.00 - D 262.03



DE BAKEY
D 263.00 - D 263.01




DE BAKEY
D 266.00 - D 266.02






Ultra-Light Forceps
Ultra Hafif Pensetler

ATRAUMATIC
Atravmatik



D 260.00
15 cm



D 260.02
20 cm



D 260.04
24 cm




D 260.06
30 cm



cross serrated
çapraz tırtıllı

D 198.00

Micro Forceps
Mikro Penset
round handle / yuvarlak sap
20 cm



18 cm	1.0 mm	D 199.00
25 cm	1.0 mm	D 199.01
30 cm	1.5 mm	D 199.03
35 cm	2.0 mm	D 199.04

GERALD

D 199.00 - D 199.04

Forceps
Penset
flat handle / düz sap



GERALD

D 155.00

Bayonet-Shaped Forceps
Bayonet Penset



D 154.00

Bayonet-Shaped Forceps
Bayonet Penset
20 cm



GERALD

D 146.00

Bayonet-Shaped Forceps
Bayonet Penset
18 cm






Micro Forceps With Round Handles Yuvarlak Saplı Mikro Pensetler

DIAMOTE 

 **BAHADIR**



DiaMote jaws provide harder and more wear resistant surfaces.
DiaMote jaws ensure reliable grip of fine needles, sutures and tissues.

DiaMote ağızlar, daha sert ve aşınmaya dayanıklı yüzeyler sağlar.
DiaMote ağızlar, hassas iğne, suture ve dokuların güvenilir bir şekilde kavranmasını garanti eder.



	Ø 1.0 mm	Ø 1.0 mm	Ø 1.0 mm
18.5 cm	D 601.03	D 602.03	D 604.03
21 cm	D 601.05	D 602.05	D 604.05
	platform tip platform tip straight / düz	straight düz	curved eğri

D 601.03 - D 604.05



	Ø 1.0 mm	Ø 2.0 mm	Ø 1.0 mm
15 cm	D 606.01	-	D 608.01
18.5 cm	D 606.03	D 606.13	D 608.03
21 cm	D 606.05	-	D 608.05
23 cm	D 606.06	-	D 608.06
25 cm	D 606.08	-	D 608.08
	straight düz	straight düz	curved eğri

D 606.01 - D 608.08



	Ø 2.5 mm	Ø 2.5 mm
	D 618.03	D 618.05
	18 cm	20 cm

D 618.03 - D 618.05









	Ø 1.2 mm
	D 615.01
	18 cm


D 615.01



	Ø 1.2 mm
	D 615.03
	22 cm

D 615.03





- Carbide-tipped dissecting forceps
- Due-to slender carbide tip, efficient use
 - Tight gripping without damaging the tissue
 - Multi-purpose use
 - Long working life

- Karbid Uclu Diseksiyon Pensleri
- İnce yapılı karbid ucu sayesinde verimli kullanım...
 - Sıkı şekilde ve dokuya zarar vermeden kavrama...
 - Çok amaçlı kullanım
 - Uzun Çalışma süresi



12 cm	D 502.00	D 503.00
15 cm	-	D 503.02

ADSON

D 502.00 - D 503.02

Dissecting Forceps
Diseksiyon Penset



ADSON-BROWN

D 545.00 12 cm

D 545.01 15 cm

Tissue Forceps
Dişli Doku Penset




ADSON

D 504.00 12 cm

D 504.02 15 cm

Tissue Forceps
Dişli Doku Penset




D 516.00	D 516.01	D 516.02
14.5 cm	20 cm	25 cm

STANDARD

D 516.00 - D 516.02

Dissecting Forceps
Diseksiyon Penset



D 512.00	D 512.01
20 cm	25 cm

D 512.00 - D 512.01

Dissecting Forceps
Diseksiyon Penset



D 511.00

Dissecting Forceps
Diseksiyon Penset
23 cm



D 520.00
15 cm

WANGENSTEEN
D 520.00 - D 520.01




D 520.01
23 cm



FERRIS-SMITH
D 523.00
17.5 cm




D 517.00 14 cm
D 517.01 16 cm





D 510.00 14.5 cm
D 510.01 18 cm


D 510.00 - D 510.01



CUSHING
D 513.00
18 cm







GILLIES
D 549.00
15 cm




GILLIES
D 553.00
18 cm



OEHLER
D 540.00 - D 540.14
1X2 teeth
1X2 diş

	Delicate Hassas	Standard Standart
14.5 cm	D 540.00	D 540.10
16 cm	D 540.01	D 540.11
18 cm	D 540.02	D 540.12
20 cm	D 540.03	D 540.13
25 cm	D 540.04	D 540.14



BONNEY
D 558.00
17 cm




WILLIAMS
D 559.00
20 cm




	D 554.00	D 554.01	D 554.02
1X2 teeth	1X2 teeth	1X2 teeth	1X2 teeth
1X2 diş	1X2 diş	1X2 diş	1X2 diş
small / küçük	medium / orta	large / büyük	

SKINNER
D 554.00 - D 554.02
23 cm






Titanium Forceps Titanyum Pensetler




D 103.00T

Micro Forceps
Mikro Penset
jeweler pattern / kuyumcu tip
11 cm



D 104.00T

Micro Forceps
Mikro Penset
jeweler pattern / kuyumcu tip
11 cm



MICRO-ADSON

D 204.00T

Delicate Dissecting Forceps
Hassas Diseksiyon Penset
12 cm

DIAMOTE




D 609.01T 18.5 cm

D 609.03T 21 cm

D 609.05T 23 cm

platform tip
platform uç
straight / düz

DIAMOTE




D 610.01T 18.5 cm

D 610.03T 21 cm

D 610.05T 23 cm

straight / düz




D 257.01T 18.5 cm

D 257.02T 21 cm

D 257.03T 23 cm

straight / düz



MICRO-ADSON

D 322.00T


Delicate Tissue Forceps
Hassas Dişli Doku Penset
12 cm



ADSON

D 323.00T

Delicate Tissue Forceps
Hassas Dişli Doku Penset
12 cm



ADSON

D 324.00T

Delicate Tissue Forceps
Hassas Dişli Doku Penset
12 cm



D 360.02T
13 cm



D 360.03T
14.5 cm



D 360.04T
16 cm




D 360.05T
18 cm



D 360.06T
20 cm

D 360.02T - D 360.06T

Tissue Forceps
Dişli Doku Penset
standard pattern
standart model





CUSHING

D 220.00T - D 220.01T

Delicate Dissecting Forceps
Hassas Diseksiyon Penset



D 220.00T
18 cm



D 220.01T
20 cm

1/1



D 240.00T - D 240.05T

Dissecting Forceps
Diseksiyon Penset
standard pattern / standart model



D 240.00T
11.5 cm



D 240.01T
13 cm



D 240.02T
14.5 cm



D 240.03T
16 cm



D 240.05T
20 cm

1/1



D 225.02T
14.5 cm



D 225.03T
16 cm

1/1

D 225.02T - D 225.03T

Dissecting Forceps
Diseksiyon Penset
medium / orta



1/2



D 223.00T




D 224.00T


1/1

D 223.00T - D 224.00T

Delicate Dissecting Forceps
Hassas Diseksiyon Penset
20 cm




DE BAKEY
D 260.00T
Ultra-Light Forceps
Ultra Hafif Penset
15 cm




DE BAKEY
D 260.02T
Ultra-Light Forceps
Ultra Hafif Penset
20 cm




DE BAKEY
D 265.00T - D 265.01T
Forceps
Penset



DE BAKEY
D 262.00T - D 262.01T
Forceps
Penset



DE BAKEY
D 263.00T - D 263.01T
Forceps
Penset





Sponge and Dressing Forceps, Tissue Grasping Forceps Spanç ve Pansuman Pensleri, Doku Tutma Pensleri



1X2 teeth / 1X2 diş



LANE

E 522.00 13 cm

E 522.01 19.5 cm

Tissue Grasping Forceps
Doku Tutma Penseti

2X3 teeth / 2X3 diş



LITTLEWOOD

E 523.00

Tissue Grasping Forceps
Doku Tutma Penseti
19 cm



E 056.00

E 057.00

E 056.00 - E 057.00

Dressing Forceps
Pansuman Penseti
24 cm



E 058.00

E 059.00

1/3

SIMS-MAIER

E 058.00 - E 059.00

Sponge Forceps
Spanç Penseti
28 cm



1/1

1/2

WILLIAMS

E 178.00

Organ and Tissue Grasping Forceps
Organ ve Doku Tutma Penseti
16 cm



1/2

BLAKE

E 620.00

Embolus Grasping Forceps
Embolus Tutma Penseti
20.5 cm



$\frac{1}{3}$
BORST

E 199.00

Forceps Fixation Clamp
Tespit Klempi
21.5 cm



$\frac{1}{3}$
TEALE

E 153.00

Valve Grasping Forceps
Valf Tutma Penseti
23 cm



$\frac{1}{2}$

E 446.00

Tube Fixation Forceps
Tüp Tutma Penseti
14 cm



BACKHAUS

E 430.00 - E 430.02

Towel Clamps
Çamaşır Klempleri

E 430.00

9 cm

E 430.01

11 cm

E 430.02

13.5 cm



$\frac{1}{2}$

FOERSTER-BALLENGER

E 082.00 - E 083.00

Sponge Forceps
Spanç Penseti
18 cm



E 082.00




E 083.00





Sponge Forceps, Organ and Tissue Grasping Forceps Spanç Pensleri, Organ ve Doku Tutma Pensleri



E 086.00

E 087.00

1/3

FOERSTER-BALLENGER

E 086.00 - E 087.00

Organ and Tissue Grasping Forceps
Organ ve Doku Tutma Penseti
24.5 cm



E 130.00

25 cm

E 130.01

27 cm

1/1

E 130.00 - E 130.01

Organ and Tissue Grasping Forceps
Organ ve Doku Tutma Penseti



1/2

BOYS-ALLIS

E 143.00

5X6 teeth
5X6 diş
15.5 cm



1/2

ALLIS

E 144.00

5X6 teeth
5X6 diş
15.5 cm



1/2

ALLIS

E 145.00

4X5 teeth
4X5 diş
15.5 cm

1/1



$\frac{1}{2}$
ALLIS
E 150.00 - E 150.08

6.2 mm	7.0 mm	8.4 mm	8.4 mm	8.4 mm
E 150.00	E 150.02	E 150.04	E 150.06	E 150.08
15.5 cm	20 cm	22 cm	25.5 cm	30 cm




$\frac{1}{2}$
ALLIS
E 147.01
5X6 teeth
5X6 diş
19 cm




$\frac{1}{2}$
BABCOCK
E 170.00
15.5 cm



$\frac{1}{2}$
BABCOCK
E 174.00 - E 174.01
16 cm




$\frac{1}{2}$
BABCOCK
E 171.00
17 cm





Organ and Tissue Grasping Forceps Organ ve Doku Tutma Pensleri




ALLIS
E 159.00
22 cm







BABCOCK
E 171.01
21.5 cm
E 171.03
20 cm



BABCOCK
E 172.01
22 cm



LOVELACE
E 176.00
20.5 cm





Micro Needle Holder With Flat and Round Handle Yuvarlak ve Düz Saplı Mikro Portegüler



Round Handle

- Allows rotation between the fingers as required
- Due to carved and strong handle, each instrument provides optimum balance

Yuvarlak Saplar

- Parmaklar arasında istenildiği şekilde döndürmeye izin verir.
- Sağlam veya oyulmuş saplardan dolayı her bir alette optimum denge sağlar



REILL

F 126.00 - F 127.00

without ratched / kilitsiz
15 cm



F 132.00 - F 133.00


without ratched / kilitsiz
18.5 cm

Flat Handles:

Provides a solid grip.

Düz Saplar:

Sağlam kavrama özelliği sağlar.



F 112.00 - F 113.00

without ratched / kilitsiz
16 cm



F 114.00 - F 115.00

without ratched / kilitsiz
18.5 cm

Micro Needle Holder (Spring Type) With Light Plastic Handle

Hafif Plastik Saplı Mikro Portegüler (Yaylı Tip)

Lightweigh plastic handles to increase grip surface:

- Provides cramp free, natural holding positions and sensitivity
- Round cross-section of the instrument provides an easy and smooth rotation. Expands the working and application area.
- Retention profile with pin ensures safe gripping.
- Ergonomic, light weight plastic handle provides fatigue free, optimal usage.

Kavrama yüzeyini artıran hafif plastik tutamak :

- Kramp oluşturmeyan, doğal tutma pozisyonu ve duyarlılık sağlar.
- Yuvarlak tutma kesiti aletin kolay ve düzgün rotasyonunu sağlar. Böylelikle uygulama ve çalışma alanı genişler.
- Pimli tutma profili güvenli tutmayı garanti eder.
- Ergonomik, hafif plastik sap yorulmadan optimum kullanım sağlar.



1/2

MÜLLER

F 150.00

with ratched / kilitli
14.5 cm





1/2

MÜLLER

F 154.01

with ratched / kilitli
18 cm





DiaMote jaws provide harder and more wear resistant surfaces.
DiaMote jaws ensure reliable grip of fine needles, sutures and tissues.


DiaMote ağızlar, daha sert ve aşınmaya dayanıklı yüzeyler sağlar.
DiaMote ağızlar, hassas iğne, suture ve dokuların güvenilir bir şekilde kavranmasını garanti eder.



	0-7	0-5
12 cm	F 310.01	-
14.5 cm	-	F 310.06
16 cm	F 310.02	F 310.07
18.5 cm	F 310.03	F 310.08
21 cm	F 310.04	F 310.09
23 cm	F 310.05	F 310.10

F 310.01 - F 310.10

without ratched / kilitli
0-7 / 0-5 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-7 / 0-5 and smaller



	0-7	0-5	0-4	0-4 1/2
12 cm	F 310.21	-	-	-
14.5 cm	-	F 310.26	-	-
16 cm	F 310.22	F 310.27	-	-
18.5 cm	F 310.23	F 310.28	F 310.31	-
21 cm	F 310.24	F 310.29	F 310.32	F 310.34
23 cm	F 310.25	F 310.30	F 310.33	F 310.35

F 310.21 - F 310.35

with ratched / kilitli
0-7 / 0-5 / 0-4 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-7 / 0-5 / 0-4 and smaller



	0-2
19 cm	F 310.44
23 cm	F 310.46
25 cm	F 310.48

F 310.44 - F 310.48

without ratched / kilitli
0-2 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-2 and smaller



	0-2
19 cm	F 310.45
23 cm	F 310.47
25 cm	F 310.49

F 310.45 - F 310.49

with ratched / kilitli
0-2 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-2 and smaller

Flat Handle / Düz Saplı



1/1

14.5 cm	-	F 311.03
17 cm	F 311.02	-
18.5 cm	-	F 311.04
21 cm	-	F 311.05
23 cm	-	F 311.06

F 311.02 - F 311.06

without ratched / kilitli

0-7 / 0-5 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-7 / 0-5 and smaller



1/1

14.5 cm	-	F 311.13
17 cm	F 311.12	-
18.5 cm	-	F 311.14
21 cm	-	F 311.15
23 cm	-	F 311.16

F 311.12 - F 311.16

with ratched / kilitli

0-7 / 0-5 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-7 / 0-5 and smaller

Flat Kunurled Handle / Kanallı Düz Saplı



0-5



1/1

18.5 cm	F 311.20
21 cm	F 311.21
23 cm	F 311.22

F 311.20 - F 311.22

without ratched / kilitli

0-5 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-5 and smaller



0-5



1/1

18.5 cm	F 311.25
21 cm	F 311.26
23 cm	F 311.27

F 311.25 - F 311.27


with ratched / kilitli

0-5 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-5 and smaller





Titanium / Titanyum





GLASSER

F 310.91


with ratched / kilitli
0-5 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-5 and smaller
12.5 cm



GLASSER

F 310.92

with ratched / kilitli
0-5 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-5 and smaller
18 cm



RYDER

F 317.00 - F 311.06

0-5 ve daha küçük suturelar için
suture for 0-5 and smaller




F 319.00

19.5 cm

The broad back of the jaw exerts greater force on the needle, facilitating a secure hold.

çenenin arka bölümü iğneyle büyük güç uygular, böylelikle güvenli yakalama kolay hale gelir.





Ergonomic Handle Needle Holder Ergonomik Saplı Portegüler



- Provides maximum ergonomic comfort to surgeon.
- Due to optimized design, it provides fatigue free working on suture and anastomosis techniques.
- Cerraha maksimum ergonomik rahatlık sağlar.
- Optimize tasarımları sayesinde zor suture ve anastomoz tekniklerinde yorulmadan çalışmayı sağlar.



REIN-KUPKA

F 297.00

1X2 teeth
1X2 diş
19.5 cm



REIN-KUPKA

F 298.00

1.5 mm 19.5 cm



HELLBERG-KUPKA

F 299.00


1.5 mm 23 cm



$\frac{1}{2}$
CRILE
F 250.00
15 cm




$\frac{1}{2}$
TÖNNIS
F 251.00
elastic pattern
elastik model
18 cm




MATHIEU
F 285.00 - F 285.02



MATHIEU-STILLE
F 290.00 - F 290.01
very heavy pattern
çok ağır model





Needle holders with carbide inserts.
The carbide inserts on BAHADIR needle holders can be selected based on usage. BAHADIR needle holders with carbide inserts have four different surface types. Smooth surface and three different notched surfaces provide appropriate needle catch.

Elmas Uclu Portegüler :
Bahadır Portegülerinin ağızlarındaki elmas uçlarının kullanıma göre yüzey yapısı seçilebilir.
Bahadır elmas uclu portegülerinin 4 farklı yüzeyi vardır. Pürüzsüz yüzey ve 3 farklı çentik yüzeyi uygun iğne yakalamayı sağlar.



smooth / pürüzsüz

Sütür materyaller için pürüzsüz ağızlı yüzey: 9/0 - 11/0

With smooth jaw surface for suture materials: 9/0 - 11/0



0.2 mm

Sütür materyaller için 0.2 mm dişli yüzey: 6/0 - 10/0

With 0.2 mm pitch of serration for suture material: 6/0 - 10/0



0.4 mm

Sütür materyaller için 0.4 mm dişli yüzey: 4/0 - 6/0

0.4 mm pitch of serration for suture material: 4/0 - 6/0



0.5 mm

Sütür materyaller için 0.5 mm dişli yüzey: 3/0' a kadar

0.5 mm pitch of serration for suture material: up to 3/0

smooth / pürüzsüz



CASTROVIEJO

F 301.00

with lock / kilitli
14.5 cm

0.2 mm



CASTROVIEJO

F 303.00

with lock / kilitli
14.5 cm

0.4 mm



F 312.00

with lock / kilitli
18 cm

0.2 mm



F 305.00

18 cm

F 305.01


21.5 cm



CASTROVIEJO

F 305.00 - F 305.01


with lock / kilitli



HALSEY

F 325.00


13 cm



CONVERSE

F 326.00

13 cm



BABY-CRILE-WOOD

F 328.00

15 cm



CRILE-WOOD


F 333.00


14.5 cm




HEGAR-MAYO

F 355.00 - F 355.04

					
F 355.00	F 355.01	F 355.02	F 355.03	F 355.05	F 355.04
15 cm	18 cm	20.5 cm	23.5 cm	26.5 cm	30 cm






DE BAKEY

F 344.00 - F 344.01

very delicate
çok hassas

DE BAKEY

F 346.00 - F 346.04




F 347.00 - F 347.02

very delicate
çok hassas

F 350.00 - F 350.01

one extended handle and curved
rings ensure optimum grip
uzatılmış bir sap ve kavslı yüzükler,
optimum tutuş sağlar.




WERTHEIM

F 370.00 - F 370.02





HEANEY

F 373.00 - F 373.02



SAROT

F 338.00 - F 338.05





Needle Holder Portegüler



HARDTIPS

BAHADIR

- Provides maximum ergonomic comfort to surgeon.
- Due to optimized design, it provides fatigue free working on suture and anastomosis techniques.
- Cerraha maksimum ergonomik rahatlık sağlar.
- Optimize tasarımları sayesinde zor suture ve anastomoz tekniklerinde yorulmadan çalışmayı sağlar.



Fine jaws are suitable for gripping non-traumatic needles and fine vein needles
hassas çeneler travmatik olmayan ve hassas damar iğneleri tutmak için uygundur..





FineCut



0.4
F 391.00
20 cm

0.4
F 391.01
24 cm

LAHGENBECK
F 391.00 - F 391.01



0.5
1/1

1/2
TÖNNIS
F 387.00
elastic pattern
elastik model
18 cm



0.5
1/1

1/2
TÖNNIS
F 384.00
elastic pattern
elastik model
18 cm



0.4
F 394.00
20.5 cm

0.5
F 394.01
26 cm

F 394.00 - F 394.01




FineCut
0.5
1/1

LICHTENBERG
F 396.00
elastic pattern
elastik model
19.5 cm



MATHIEU

F 389.01 - F 389.03

delicate pattern
hassas model

ZWEIFEL

F 399.00

20 cm



F 334.00

Wire Twister
Tel Bükücü
15 cm

F 336.00


Wire Twister
Tel Bükücü
15 cm


F 337.01

Wire Twister / Tel Bükücü
Ligature Forceps / Dikiş Pensi
17.5 cm

BERRY

F 335.00

Wire Twister / Tel Bükücü
Ligature Forceps / Dikiş Pensi
18.5 cm



BAUMGARTNER
F 339.01
Wire Twister / Tel Bükücü
Ligature Forceps / Dikiş Pensi
20 cm



HEGAR
F 357.00 - F 357.01
heavy pattern / ağır model

Mikro damar anastomozları için :
Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama.
Sabitlenmiş baskı mesafeli, tırtıllı yüzeyli bleydler.
Klipler arası ayarlanabilir mesafe.
Bükerek otomatik sabitleme.


For micro vessel anastomosis :
Safe and careful gripping of vessel.
Blades with serrated surface and rigidly fixed pressure feature.
Adjustable distance between clips.
Automatic fixation by tilling



BIEMER-MUELLER

S 010.00


jaws length / ağız uzunluğu: 6 mm
opening width / ağız açıklığı: 4 mm
closing force / kapanma kuvveti: 30 - 40 gr.



BIEMER-MUELLER

S 011.00

jaws length / ağız uzunluğu: 4.5 mm
opening width / ağız açıklığı: 3 mm
closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.



BIEMER-MUELLER

S 012.00

jaws length / ağız uzunluğu: 9 mm
opening width / ağız açıklığı: 5 mm
closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.



BIEMER-MUELLER

S 013.00

jaws length / ağız uzunluğu: 9 mm
opening width / ağız açıklığı: 5 mm
closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.



BIEMER-MUELLER

S 014.00

jaws length / ağız uzunluğu: 9 mm
opening width / ağız açıklığı: 5 mm
closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.



BIEMER-MUELLER

S 015.00


jaws length / ağız uzunluğu: 9 mm
opening width / ağız açıklığı: 5 mm
closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.



MUELLER

S 020.00


closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.



MUELLER

S 021.00


closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.



MUELLER

S 022.00


closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.



MUELLER

S 023.00

closing force / kapanma kuvveti: 25 - 30 gr.





BIEMER

S 025.00

Approximator
Aproksimatör
with key "S 029.00"
anahtar ile "S 029.00"

Mikro damar anastomozları için.

- Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama.
- Tırtıllı yüzeyli bleydler.
- Anahtar ile "S 029.00" basınç ayarı.
- Anahtar ile "S 029.00" klipler arası mesafenin ayarlanması ve sabitlenmesi.

For micro vessel anastomosis

- Safe and careful gripping of vessel.
- Blades with serrated blade surface
- Pressure adjustment with use of key "S 029.00"
- Adjustment of distance between blades and fixation of blades with a use of key "S 029.00"



BIEMER

S 026.00

Approximator
Aproksimatör
with key "S 029.00"
anahtar ile "S 029.00"

S 029.00

Key
Anahtar

Sinir anastomozlarına güvenli adaptasyon

- Sinir merkezinin, güçlü patolojik değişiklikleri önleyen hassas iğnele ile delinmesi
- Anahtar "S 029.00" kullanımı ile değiştirilebilir iğneler
- Anahtar ile iğneler arası mesafenin ayarlanması ve sabitlenmesi.

Safe adaptation of nerve anastomoses

- Piercing the nerve center with fine needles that prevents strong pathological changes
- Changeable needles with use of key "S 029.00"
- Adjustment of distance between needles and fixation of needles with use of key "S 029.00"



S 030.00

Approximator
Aproksimatör

Derin aralıkta mikro damar anastomileri için.

- Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama.
- Tırtıklı yüzeyli bleydler.
- El ile basınç ayarı yapabilme özelliği.
- Mesafeyi el ile yakınlaştırma ve uzaklaştırma.

For micro vessel anastomosis

- Safe and careful gripping of vessel.
- Blades with serrated blade surface
- The ability to manually set the pressure
- Distance, zoom in and out manually.

Geçici oklüzyon için :

Güvenli ve dikkatli şekilde damarı kavrama

Sabitlenmiş baskı mesafeli, tırtıllı yüzeyli bleydler

Kapama kuvveti klipin ağızlarının 1/3 mesafesinde 1 mm aralık durumunda ölçülür.

For temporary occlusion :

Safe and careful gripping of vessel

Blades with serrated surface and rigidly fixed pressure feature

Closing force is measured at 1/3 of the blades a 1 mm opening



vessel diam - damar çapı Ø 0.5 - 2.0 mm
"S 034.00" ve "S 035.00" ile birlikte kullanılır.



BIEMER

S 001.00

jaws length / ağız uzunluğu: 6 mm
opening width / ağız açıklığı: 4 mm
closing force / kapanma kuvveti: 30 - 40 gr. (0.29 - 0.39 N)



BIEMER

S 002.00

jaws length/ ağız uzunluğu: 9 mm
opening width / ağız açıklığı: 5 mm
closing force / kapanma kuvveti: 30 - 40 gr. (0.29 - 0.39 N)



BIEMER

S 003.00

jaws length / ağız uzunluğu: 9 mm
opening width / ağız açıklığı: 5 mm
closing force / kapanma kuvveti: 20 - 25 gr. (0.20 - 0.25 N)



vessel diam - damar çapı için Ø 0.5 - 2.0 mm
"S 032.00" ile birlikte kullanılır.



MEHDORN

S 005.00

jaws length / ağız uzunluğu: 4 mm
jaw width / ağız genişliği: 4X1 mm
closing force / kapanma kuvveti: 10 - 15 gr. (0.10 - 0.15 N)



MEHDORN

S 005.01

jaws length / ağız uzunluğu: 4 mm
jaw width / ağız genişliği: 4X1.4 mm
closing force / kapanma kuvveti: 15 - 20 gr. (0.15 - 0.20 N)



MEHDORN

S 005.05


jaws length / ağız uzunluğu: 6 mm
jaw width / ağız genişliği: 6X1 mm
closing force / kapanma kuvveti: 10 - 15 gr. (0.10 - 0.15 N)




MEHDORN

S 005.06

jaws length / ağız uzunluğu: 6 mm
jaw width / ağız genişliği: 6X1.4 mm
closing force / kapanma kuvveti: 15 - 20 gr. (0.15 - 0.20 N)





1/1

BIEMER

S 035.00

Clip Applying Forceps
Klip Uygulayıcı Penset
without lock / kilitsiz
14 cm

1/1

BIEMER

S 034.00

Clip Applying Forceps
Klip Uygulayıcı Penset
with lock / kilitli
14 cm

1/1

BIEMER

S 024.00

Clip Applying Forceps
Klip Uygulayıcı Penset
for BIEMER vessel approximator
BIEMER aproksimatörler için
14.5 cm

1/1

MEHDORN

S 032.00

Clip Applying Forceps
Klip Uygulayıcı Penset
for MEHDORN vessel approximator
MEHDORN aproksimatörler için
15 cm

BIEMER

S 034.00 - S 035.00

applying forceps for BIEMER vessel clips,
BIEMER - MUELLER and MUELLER approximator

BIEMER damar klipleri, BIEMER - MUELLER
ve MUELLER aproksimatörler için
uygulama pensetleri,



MUELLER
G 014.00

Ligature Forceps
Ligatür Penseti
fine cross-serrated
ince çapraz tırtıllı



G 018.00

Atraumatic Vessel Clamp
Atravmatik Damar Klempi
pressure of 30 gr. / 30 gr. basınç



MUELLER
G 015.00

straight / düz
closing force / kapama kuvveti: 50 gr

G 016.00

straight / düz
closing force / kapama kuvveti: 80 gr



MUELLER
G 015.05

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 50 gr

G 016.05

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 80 gr



MUELLER
G 015.10

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 50 gr

G 016.10

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 80 gr



MUELLER
G 015.15

angled to side / yana doğru açılı
closing force / kapama kuvveti: 50 gr

G 016.15

angled to side / yana doğru açılı
closing force / kapama kuvveti: 80 gr



MUELLER
G 015.20

knee-bent / diz bükümlü
closing force / kapama kuvveti: 50 gr

G 016.20

knee-bent / diz bükümlü
closing force / kapama kuvveti: 80 gr






Özellikler :

- Atravmatik ağız profili.
- Her iki tarafta kullanılan tutma plakaları kliplerin güvenli bir şekilde uygulanması ve çıkarılmasına yardımcı olur.
- Atar ve toplar damarlar için kesin olarak tanımlanmış kapama basınçları.
- Damar kliplerinin üzerine kapanma basınçları markalanmıştır.

Features :

- Atraumatic mouth profile.
- Holding plates used on both side of the clips ensure safe application and removal.
- Closing pressure of the clips are exactly defined for arterial and venous vessels.
- Closing pressure of the clips is marked on the clips.



MUELLER

H 113.00

straight / düz
closing force / kapama kuvveti: 250 gr

H 113.01

straight / düz
closing force / kapama kuvveti: 350 gr



MUELLER

H 114.00

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 250 gr

H 114.01

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 350 gr



MUELLER

H 115.00

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 250 gr

H 115.01

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 350 gr




MUELLER

H 116.00

knee-bent / diz bükümlü
closing force / kapama kuvveti: 250 gr

H 116.01

knee-bent / diz bükümlü
closing force / kapama kuvveti: 350 gr



MUELLER

H 117.00

curved / eğri
closing force / kapama kuvveti: 250 gr

H 117.01

açılı / angled
closing force / kapama kuvveti: 350 gr



DIEFFENBACH

G 020.00

jaw length: 12 mm
ağız uzunluğu: 12 mm
3.8 cm

G 020.01

jaw length: 16 mm
ağız uzunluğu: 16 mm
4.8 cm



DIEFFENBACH

G 021.00

jaw length: 12 mm
ağız uzunluğu: 12 mm
3.8 cm

G 021.01

jaw length: 16 mm
ağız uzunluğu: 16 mm
4.8 cm



DIEFFENBACH

G 022.00

jaw length: 16 mm
ağız uzunluğu: 16 mm
5.6 cm



DIEFFENBACH

G 023.00

jaw length: 16 mm
ağız uzunluğu: 16 mm
5.6 cm



JOHNS - HOPKINS

G 024.00

jaw length / ağız uzunluğu: 12 mm
3.8 cm

G 024.01

jaw length / ağız uzunluğu: 17 mm
4.8 cm

G 024.02

jaw length / ağız uzunluğu: 25 mm
5.6 cm

G 024.03

jaw length / ağız uzunluğu: 30 mm
6.3 cm

G 024.04

jaw length / ağız uzunluğu: 33 mm
7 cm

G 024.05

jaw length / ağız uzunluğu: 42 mm
8 cm

G 024.06

jaw length / ağız uzunluğu: 52 mm
9.1 cm



DE BAKEY - HESS

G 030.00

jaw length / ağız uzunluğu: 20 mm
3.5 cm

G 030.01

jaw length / ağız uzunluğu: 30 mm
4 cm



DIETRICH

G 011.01 - G 011.02

G 011.01
4.5 cm

G 011.02
4 cm



JOHNS - HOPKINS

G 026.00

Applying Forceps
Uygulayıcı Penset
for bulldog clamps
buldog klempler için
24 cm




PERTUISET

G 035.00

Carotid Clamp
Karotis Klemp
9 cm





H 130.01

length of jaw 19 cm
ağız uzunluğu 19 cm
45 mm



H 131.01

length of jaw 19 cm
ağız uzunluğu 19 cm
45 mm



SHUNT

G 044.00 - G 047.02



10°

G 044.00 Ø 3.3 mm
G 044.01 Ø 4 mm
G 044.02 Ø 4.7 mm
8 cm



25°

G 045.00
G 045.01
G 045.02
8 cm



60°

G 046.00
G 046.01
G 046.02
8 cm



45°

G 047.00
G 047.01
G 047.02
8 cm



DE BAKEY

H 137.00

jaw length: 27 mm
ağız uzunluğu: 27 mm
4.8 cm



GLOVER

H 134.00

jaw length: 35 mm
ağız uzunluğu: 35 mm
5.2 cm



DE BAKEY

H 138.01

jaw length: 38 mm
ağız uzunluğu: 38 mm
7.3 cm



DE BAKEY

H 139.00

jaw length: 42 mm
ağız uzunluğu: 42 mm
10 cm



DE BAKEY

H 140.00

jaw length: 54 mm
ağız uzunluğu: 54 mm
9.5 cm



DE BAKEY

H 120.00

jaw length: 27 mm
ağız uzunluğu: 27 mm
5.0 cm



DE BAKEY

H 120.00

total length
toplam boy

8 cm

jaw size
ağız boyu

23 mm

H 120.01

8.8 cm

31 mm

H 120.02

9.9 cm

42 mm

H 120.03

11.5 cm

58 mm



DE BAKEY

H 121.00

total length
toplam boy

8 cm

jaw size
ağız boyu

23 mm

H 121.01

8.8 cm

31 mm

H 121.02

9.9 cm

42 mm

H 121.03

11.5 cm

58 mm



GREGORY-SOFT

H 122.00 - H 122.01



H 122.00

9 cm



H 122.01

11 cm



GREGORY

H 123.00 - H 123.01

11 cm




H 123.00

left / sol



H 123.01

right / sağ





Closing force 180 gr.
Kapanma kuvveti 180 gr.



DE BAKEY
H 105.00

jaw length: 1 cm
ağız uzunluğu: 1 cm
straight / düz
5 cm



DE BAKEY
H 105.02

jaw length: 1.4 cm
ağız uzunluğu: 1.4 cm
straight / düz
5.5 cm



DE BAKEY
H 105.04

jaw length: 2 cm
ağız uzunluğu: 2 cm
straight / düz
6 cm



DE BAKEY
H 106.00

jaw length: 2 cm
ağız uzunluğu: 2 cm
curved / eğri
5.5 cm



DE BAKEY
H 107.00

jaw length: 1 cm
ağız uzunluğu: 1 cm
angled / açılı
5 cm



DE BAKEY
H 107.01

jaw length: 1.4 cm
ağız uzunluğu: 1.4 cm
angled / açılı
5 cm



DE BAKEY
H 107.02

jaw length: 2 cm
ağız uzunluğu: 2 cm
angled / açılı
5.5 cm



$\frac{1}{2}$
BABY-MOSQUITO (HARTMANN)

G 200.00 - G 205.00


10 cm



$\frac{1}{2}$
MICRO-HALSTED

G 206.00 - G 211.00


12.5 cm



$\frac{1}{2}$
HALSTED-MOSQUITO

G 214.00 - G 219.00



12.5 cm





LERICHE

G 250.00 - G 255.00

15 cm









ROBERTS
G 649.00
23 cm



¹/₃ CRAFTOORD
G 320.00
24.5 cm



¹/₃ BRIDGE
G 325.00
27.5 cm



¹/₃ BELCHER'S
G 653.00
38 cm



ROCHESTER-PEAN
G 430.00 - G 431.04

G 430.00
16 cm

G 430.01
18.5 cm

G 430.02
20 cm

G 430.03
22.5 cm

G 430.04
24 cm



G 431.00
16 cm



G 431.01
18.5 cm




G 431.02
20 cm




G 431.03
22.5 cm



G 431.04
24 cm






G 448.00	G 448.01	G 448.02	G 448.03	G 448.04	G 448.05
16 cm	18.5 cm	20 cm	22.5 cm	24 cm	26 cm






KOCHER-OCHSNER
G 448.00 - G 449.05




G 449.00	G 449.01	G 449.02	G 449.03	G 449.04	G 449.05
16 cm	18.5 cm	20 cm	22.5 cm	24 cm	26 cm

1/1







G 620.00

19.5 cm

G 620.01

21 cm

G 620.02

22 cm

G 620.03

22.5 cm

G 620.04

21 cm

G 620.05

23 cm


G 620.06

22.5 cm

OVERHOLT-GEISSENDOERFER

G 620.00 - G 620.06

Dissecting and Ligature Forceps
Diseksiyon ve Dikiş Pens



G 440.01

G 441.00

KOCHER

G 440.01 - G 441.00

Haemostatic Forceps
Hemostatik Pens
14 cm



G 642.00

18 cm

G 642.01

22 cm

G 642.02

25 cm


G 642.03


28 cm

MINI-GEMINI

G 642.00 - G 642.03

Dissecting and Ligature Forceps
Diseksiyon ve Dikiş Pens





OVERHOLT

G 640.00 - G 640.07





G 669.00
30 cm



G 644.00
14 cm

G 644.01
16 cm

G 644.02
18 cm

G 644.03
20 cm

G 644.04
23 cm

G 644.05
25 cm

G 644.06
28 cm

G 644.06
28 cm

GEMINI
G 644.00 - G 644.06

ZENKER
G 669.00 - G 669.01



G 658.00

G 658.01

G 658.02

G 658.03

G 658.04

RUMEL

G 658.00 - G 658.04


24 cm



LAWRENCE

G 664.00

27 cm





Dissecting Forceps and Tubing Clamps Diseksiyon Pensleri ve Tüp Klempleri



G 883.00

Tubing Clamp

Tüp Klempi

smooth jaw / düz ağız
16.5 cm



G 784.00

15 cm

G 784.02

18 cm

G 784.03

19 cm

G 784.04

20 cm



G 884.00

15 cm

G 884.01

18 cm

G 884.02

20 cm



HILUS-PULMONIS

G 453.00

20 cm

G 884.00 - G 884.02

Tubing Clamp

Tüp Klempi

serrated jaw / tırtıllı ağız



BAILEY-OGHSNER
G 458.00 - G 458.08



G 458.00
18 cm
G 458.02
24 cm




G 458.05
18 cm



G 458.06
18 cm



G 458.08
11.5 cm



$\frac{1}{2}$
ROBERTS
G 425.00
22 cm

$\frac{1}{1}$



JACOBSEN
G 452.00 - G 451.06



G 452.00
13 cm



G 452.01
13 cm



G 452.05
19 cm




G 452.06
19 cm



$\frac{1}{3}$
FINOCCHIETTO
G 648.00
24 cm



$\frac{1}{1}$





G 652.00
15 cm

G 652.01
18 cm

G 652.02
20 cm

G 652.04
23 cm

G 652.05
25.5 cm

O'SHAUGHNESSY
G 652.00 - G 652.05



G 647.01
25 cm

G 647.00
19 cm

DE BAKEY
G 647.00 - G 647.01



G 674.00
22 cm

G 674.01
25 cm

MIXTER
G 674.00 - G 674.01



FINOCCHIETTO

G 680.00

24.5 cm

ATRAUMATIC
Atravmatik



WERTHEIM

G 770.00


25 cm





WERTHEIM-CULLEN

G 771.00

21.5 cm







DE BAKEY-BAINBRIDGE

H 412.00 - H 413.00

18 cm



DE BAKEY-PEAN

H 510.00 20 cm

H 510.01 26.5 cm

H 510.02 28 cm

DE BAKEY-PEAN

H 511.00 20 cm

H 511.01 26.5 cm

H 511.02 27.5 cm



H 510.00

60 mm



H 510.01

89 mm



H 510.02

99 mm



H 511.00

60 mm




H 511.01

89 mm



H 511.02


99 mm





Bulldog Clamp With Ring Handle Yüzük Saplı Bulldog Klempler

ATRAUMATIC
Atravmatik



DE BAKEY

H 520.00


straight / düz
13 cm



DE BAKEY

H 521.00

curved / eğri
12.5 cm



DE BAKEY

H 522.00


s shaped / s şekilli
12.5 cm



DE BAKEY

H 524.00


90° angled / 90° açılı
10.5 cm



NOON

H 525.00

40° angled / 40° açılı
11 cm



DE BAKEY


H 523.00

45° angled / 45° açılı
12.5 cm




CASTANEDA


H 530.00	12.5 cm
H 531.00	12 cm
H 532.00	12 cm
H 533.00	10.5 cm



CASTANEDA


H 540.00 - H 540.03
15.5 cm





DE BAKEY

H 545.00 - H 545.01




COOLEY

H 550.00 - H 552.00




DERRA

H 554.00 - H 554.02




H 554.00

17 cm




H 554.01

17 cm



H 554.02



17.5 cm



COOLEY

H 556.00

16 cm




COOLEY

H 562.00

20 cm

90 mm






$\frac{1}{2}$
GLOVER
H 546.00
17 cm

$\frac{1}{2}$
H 547.00
17.5 cm

$\frac{1}{2}$
DE BAKEY-BECK
H 548.00
17 cm




DE BAKEY
H 549.00 - H 549.03


DE BAKEY
H 534.00 - H 534.01




HENLY
H 563.00
19.5 cm



HENLY
H 563.05
20 cm



REIN
H 560.00
left / sol
15.5 cm




REIN
H 561.00
right / sağ
15.5 cm






Multi Purpose Clamps Çok Amaçlı Klempler

ATRAUMATIC
Atravmatik



GLOVER
H 452.00 19.5 cm
H 452.01 21 cm



1/2
GLOVER
H 453.00 22 cm



1/2
GLOVER
H 454.00 21.5 cm



1/2
GLOVER
H 455.00 24.5 cm



DE BAKEY-REYNOLDS

H 535.00 - H 535.04

H 535.00

16.5 cm

H 535.01

16.5 cm

H 535.03

18 cm

H 535.04

18 cm



1/2

POTTS

H 456.00

22 cm



1/2


POTTS

H 457.00

22 cm



1/1



GLOVER

H 458.00

26 cm





Multi Purpose Clamps Çok Amaçlı Klempler


ATRAUMATIC
Atravmatik



DE BAKEY-BECK

H 564.00 20.5 cm


H 564.01 21 cm



30 mm

H 564.00

65 mm



45 mm

H 564.01

80 mm



1/3

DE BAKEY-HARKEN

H 566.00 25.5 cm

H 567.00 24.5 cm

H 568.00 24.5 cm

H 569.00 24.5 cm



H 566.00

86 mm



H 567.00

86 mm



H 568.00

86 mm



H 569.00

86 mm



DE BAKEY

H 570.00	22 cm
H 570.01	26.5 cm
H 570.02	27 cm
H 570.03	27 cm
H 570.04	28 cm



DE BAKEY-SATINSKY


H 571.00	23.5 cm
H 571.01	24 cm
H 571.02	24.5 cm





Tangential Occlusion Clamps
Tanjensiyel Oklüzyon Klempler


ATRAUMATIC
Atravmatik



$\frac{1}{2}$
SATINSKY
H 578.00 - H 578.04




DE BAKEY
H 422.00
21 cm




DE BAKEY
H 423.00
21 cm




DE BAKEY
H 450.00
16 cm



DE BAKEY
H 451.00
19 cm



DE BAKEY
H 451.01
20 cm





LELAND-JONES

H 430.00


19.5 cm



LELAND-JONES

H 431.00 - H 432.00


19 cm



DE BAKY

H 433.00

18 cm



DE BAKY

H 434.00

Illiak Clamp

İlliak Klempl

20 cm



DALE

H 425.00 - H 425.02

H 425.00
17 cm

H 425.01
17.5 cm

H 425.02
18.5 cm



$\frac{1}{2}$

DALE

H 424.00


18.5 cm



$\frac{1}{2}$

H 426.00


16 cm





H 427.00

17 cm



H 428.00

18 cm

H 429.00

20 cm



GREGORY

H 435.00 - H 435.02

H 435.00

14 cm

H 435.01

16 cm

H 435.02


18 cm



DEMOS

H 583.00

21 cm





1/2

HUSFELD

H 541.00

Peripheral Vessel Clamp
Periferik Damar Klempl
16.5 cm





HUSFELD

H 542.00

Peripheral Vessel Clamp
Periferik Damar Klem
18 cm



HUSFELD

H 543.00

Peripheral Vessel Clamp
Periferik Damar Klem
17 cm



WYLIE

H 668.00 - H 668.01

Vessel Clamp
Damar Klem




H 668.00

21 cm




H 668.01


22 cm




1/2
JAVID
H 537.00
Shunt Clamp
Şant Klempe
17.5 cm



1/2
JAVID
H 538.00
Shunt Clamp
Şant Klempe
18.5 cm



1/2
A 531.00
Vascular Measuring Tools
Damar Ölçme Aleti
18 cm





DE BAKEY

H 500.00 17 cm

H 501.00 16.5 cm



DE BAKEY

H 502.00

16.5 cm



DE BAKEY

H 420.00 20.5 cm

H 420.01 22.5 cm

H 420.02 24 cm



DE BAKEY

H 421.00 20.5 cm

H 421.01 22.5 cm

H 421.02 24 cm



H 505.00
20.5 cm



H 505.01
22 cm

POTTS

H 505.00 - H 505.01



H 503.00
21 cm



H 503.01
22.5 cm

POTTS

H 503.00 - H 503.01




H 504.00
21 cm



H 504.01
22 cm

POTTS

H 504.00 - H 504.01





POTTS

H 506.00 - H 506.03



H 506.00
21.5 cm



H 506.01
23.5 cm



H 506.02
27 cm



H 506.03
31.5 cm



H 507.00 - H 507.03



H 507.00
21.5 cm



H 507.01
23 cm



H 507.02
26 cm





H 507.03
31.5 cm




DE BAKEY

H 581.00	23 cm
H 581.01	28 cm
H 581.02	30.5 cm
H 581.03	24 cm



DE BAKEY

H 580.00	22.5 cm
H 580.01	21 cm
H 580.02	25.5 cm
H 580.03	27.5 cm





Ascending Aorta Cross Clamps

Asedon Aort Çapraz Klempler

ATRAUMATIC
Atravmatik



DE BAKEY (MORRIS MODIF.)

H 460.01


18 cm



DE BAKEY (MORRIS MODIF.)

H 461.01

23 cm



67 mm

70°

1/1

93 mm




1/2

MORRIS

H 460.00

17.5 cm



70 mm

70°

1/1

93 mm



1/2

DE BAKEY (MORRIS MODIF.)

H 461.00

24 cm



HAGMÜLLER
H 476.00
27 cm




H 477.00
70 cm

H 477.01
75 cm

H 477.02
85 cm



DE BAKEY
H 477.00 25.5 cm
H 477.01 26.5 cm
H 477.02 28 cm







2x3
Teeth Rows/Diş



DE BAKEY

H 465.00 25 cm

H 465.01 30 cm

H 465.02 31.5 cm

H 466.00 33 cm

H 465.00

95 mm

H 465.01

110 mm


H 465.02

130 mm

H 466.00

140 mm

1/1





Aorta Anevrizma Clamps

Aort Anevrizma Klempler

ATRAUMATIC
Atravmatik



1/2
DE BAKEY

H 474.00

28 cm



1/2
DE BAKEY

H 478.00

30 cm




1/2


GRANT


H 475.00

24.5 cm



1/1






¹/₂
DIETRICH
H 488.00
21 cm




¹/₂
OCHSNER
H 489.00
23 cm




$\frac{1}{2}$
SUBRAMANIAN (MODIF.)
H 576.00
15.5 cm



$\frac{1}{2}$
DE BAKEY
H 577.00
26.5 cm





right / sağ

1/2

SUBRAMANIAN

H 467.00

Pediatric Aorta Clamp
Çocuklar İçin Aor Klempl
16 cm




left / sol

1/2

SUBRAMANIAN

H 468.00

Pediatric Aorta Clamp
Çocuklar İçin Aor Klempl
16 cm



H 470.00
21.5 cm

H 470.01
25 cm

H 470.02
30.5 cm

ZANGER

H 470.00 - H 470.02

Aorta Clamp
Aor Klempl



MITCHELL

H 469.00


Aorta Clamp
Aor Klempl
20 cm




WEBER
H 484.00
left / sol
26 cm



WEBER
H 485.00
right / sağ
26 cm







95 mm



$\frac{1}{2}$

LEES

H 572.00

22 cm



$\frac{1}{2}$

LEES

H 572.02

25 cm



DE BAKEY

H 440.00 21 cm

H 440.01 23 cm



H 440.00

51 mm



H 440.01

75 mm



DE BAKEY

H 442.00 19 cm

H 442.01 23 cm



H 442.00

77 mm



H 442.01

80 mm




1/2

DE BAKEY-MC QUIGG-MIXTER

H 444.00

21 cm

70 mm





81 mm

1/1



81 mm

1/1



80 mm

1/1



1/2

DE BAKY-RUMEL

H 447.00

25 cm



1/2

DE BAKY-RUMEL

H 446.00

24,5 cm




1/2

DE BAKY-RUMEL

H 449.00


28,5 cm






Kidney and Pankreas Klempleri Böbrek ve Pankreas Klempleri

ATRAUMATIC
Atravmatik



H 448.02



H 448.01



H 448.00



HOPT

H 448.00 23 cm

H 448.01 23.5 cm

H 448.02 24.5 cm



HONGKONG-SATINSKY

H 674.00 - H 674.01



H 674.00

30 cm



H 674.01

30.5 cm



CALNE

H 675.00


27 cm



POTTS

H 677.00 25 cm

H 677.01 26 cm



H 677.00

55X42 mm

H 677.01

60X52 mm

H 677.02

60X62 mm

H 677.03

70X72 mm





1/2

ALLENBERG

H 679.00 - H 679.01



H 679.00

23.5 cm

H 679.01

24.5 cm



DICK

H 200.00 25.5 cm

H 200.01 26.5 cm

H 200.02 27.5 cm

H 200.00

78 mm

H 200.01

88 mm

H 200.02

98 mm




H 204.00 - H 204.01
23 cm




H 204.00
60 mm


H 204.01
80 mm



H 770.00
38 mm



H 771.00
38 mm




H 772.00
38 mm



H 773.00
38 mm



H 774.00
38 mm



H 770.01
58 mm




DARDIK


H 770.00	13 cm
H 771.00	14.5 cm
H 772.00	15 cm
H 773.00	15 cm
H 774.00	15 cm

DARDIK


H 770.01	13.5 cm
H 771.01	16 cm
H 772.01	17 cm
H 773.01	17 cm
H 774.01	17 cm




H 771.01
58 mm



H 772.01
58 mm




H 773.01
58 mm




H 774.01
58 mm






COOLEY
H 600.00 12.5 cm
H 601.00 11.5 cm



COOLEY
H 602.00 12.5 cm




COOLEY
H 604.00 10 cm

COOLEY
H 605.00 12 cm
H 606.00 12.5 cm
H 607.00 12.5 cm




COOLEY
H 608.00 12 cm
H 609.00 11.5 cm




COOLEY
H 610.00 14 cm



COOLEY
H 611.00 14.5 cm




COOLEY
H 612.00 14 cm



COOLEY
H 613.00 14.5 cm



COOLEY
H 614.00 14 cm





DE BAKY-PEAN

H 616.00 - H 616.04



H 616.00

14 cm



H 616.01

16 cm



H 616.03

18 cm



H 616.04

20 cm

1/1



DE BAKY-PEAN

H 617.00 - H 617.04



H 617.00

14 cm



H 617.01

16 cm



H 617.03

18 cm



H 617.04

20 cm


1/1



COOLEY-BECK

H 620.00 15 cm


H 620.01 15.5 cm



COOLEY

H 621.00 - H 621.02

17 cm






$\frac{1}{2}$
BECK
H 632.00
17 cm



$\frac{1}{2}$
COOLEY
H 633.00
17 cm




$\frac{1}{2}$




16 mm

H 630.00
71 mm



21 mm

H 630.01
76 mm



27 mm

H 630.02
80 mm


DERRA-COOLEY
H 630.00 17 cm
H 630.01 17.5 cm
H 630.02 17.5 cm




LEITZ
H 643.00
20.5 cm



PARRY-COOLEY
H 644.00
29.5 cm






COOLEY

- H 645.00 20.5 cm
- H 645.01 26 cm
- H 645.02 26.5 cm
- H 645.03 26.5 cm
- H 645.04 27.5 cm



COOLEY



H 631.00	16.5 cm
H 631.01	16.5 cm
H 631.02	17.5 cm
H 631.03	18 cm








1/3

COOLEY

H 647.00	26 cm
----------	-------











Multi Purpose Clamps and Aorta Clamps Çok Amaçlı Klempler ve Aort Klempleri

ATRAUMATIC
Atravmatik





$\frac{1}{2}$
PARRY-COOLEY
H 650.00
18,5 cm

92 mm $\frac{1}{1}$



$\frac{1}{2}$
COOLEY
H 652.00
19 cm

76 mm $\frac{1}{1}$



COOLEY
H 640.00 15 cm
H 641.00 16 cm
H 642.00 16,5 cm

35 mm
30°


H 642.00
48 mm

35 mm
60°

H 641.00
52 mm

37 mm
90° $\frac{1}{1}$

H 640.00
56 mm






H 680.00
16.5 cm



H 681.00
16.5 cm




H 682.00
15.5 cm



H 683.00
15.5 cm



H 684.00
16 cm



H 603.00 - H 603.12



H 603.00

14 cm



H 603.01

14 cm



H 603.02

14 cm



H 603.03

13 cm



H 603.05

14 cm



H 603.07

13 cm



H 603.08

13 cm



H 603.11

14 cm




H 603.12

13.5 cm



H 705.00


silicone for H 700.00, H 701.00
H 702.00
H 700.00, H 701.00, H 702.00
için silikon
package of 12 pieces
1 paket 12 adet



MÜLLER

H 702.00


16.5 cm



MÜLLER

H 701.00


12.5 cm




MÜLLER

H 700.00

10.5 cm





1/2

MÜLLER

H 707.00

used with H 709.00
H 709.00 ile birlikte kullanılır
20 cm



1/2

MÜLLER

H 706.00

used with H 709.00
H 709.00 ile birlikte kullanılır
18 cm




1/3

MÜLLER

H 710.00

used with H 709.00
H 709.00 ile birlikte kullanılır
30 cm



1/3

MÜLLER

H 711.00

used with H 709.00
H 709.00 ile birlikte kullanılır
30 cm



1/1

MÜLLER

H 709.00

silicone for H 706.00, H 714.00
H 706.00, H 714.00 için silikon
package of 12 pieces
1 paket 12 adet



MÜLLER
H 713.00

used with H 709.00
H 709.00 ile birlikte kullanılır
17.5 cm



MÜLLER
H 714.00

used with H 709.00
H 709.00 ile birlikte kullanılır
24 cm




HÖPFNER
H 589.00

Vessel Clamp
Damar Klempi
16 cm



BABY-SATINSKY
H 660.00

Anastomosis Clamp
Anastomoz Klempi
15 cm





Vena-Cava Clamps
Vena-Kava Klempleri



$\frac{1}{2}$
HARKEN
H 666.00
Clamp
Klemp
24 cm



H 666.00




$\frac{1}{2}$
HARKEN
H 667.00
Clamp
Klemp
24 cm



1/1



1/1



H 661.01

H 661.02



1/2

HARKEN
H 665.00

Clamp
Klemp
24 cm



1/2

SATINSKY
H 661.00


Vessel Clamp
Damar Klempi
26.5 cm



1/2

SATINSKY
H 661.01 - H 661.02

Vessel Clamp
Damar Klempi
26.5 cm





Dissecting and Ligature Forceps, Aorta Clamps

Diseksiyon ve Dikiş Pensleri, Aort Klempleri



H 900.01

H 901.01



H 670.01

elastic
esnek

H 671.01



elastic
esnek



1/2

SEMB

H 900.01 - H 901.01

Dissecting and Ligature Forceps
Diseksiyon ve Dikiş Pensleri
24 cm



1/2

CRAFOORD

H 670.01 - H 671.01

Clamp
Klemp
24 cm



1/2

CRAFOORD-SELLORS

H 672.01

Clamp
Klemp
24 cm



1/2

PRICE-THOMAS

H 910.00

22.5 cm



H 911.01


H 912.01

1/2

PRICE-THOMAS

H 911.01 - H 912.01


22.5 cm





H 720.00

33 cm



CRAFORD

H 721.00

36 cm




$\frac{1}{2}$
SATINSKY
H 723.00
37.5 cm

$\frac{1}{1}$



$\frac{1}{2}$
SATINSKY
H 724.00
37 cm

$\frac{1}{1}$





Suction Tubes Aspiratör Uçları



FERGUSSON

Working Length Çalışma Mesafesi	11 cm	13 cm	16 cm	20 cm
Total Length Toplam Uzunluk	19.5 cm	21.5 cm	24.5 cm	28 cm
Ø 1.5 mm	J 215.01	J 215.21	J 215.51	J 215.81
Ø 2.0 mm	J 215.02	J 215.22	J 215.52	J 215.82
Ø 2.5 mm	J 215.03	J 215.23	J 215.53	J 215.83
Ø 3.0 mm	J 215.04	J 215.24	J 215.54	J 215.84
Ø 4.0 mm	J 215.06	J 215.26	J 215.56	J 215.86
Ø 5.0 mm	J 215.08	J 215.28	J 215.58	J 215.88

with finger cut-off and stylet, with luer hub
parmak ile emiş kontrollü ve temizleme telli, luer bağlantılı



FERGUSSON

J 220.01	Ø 3 mm
J 220.02	Ø 4 mm
J 220.03	Ø 5 mm

insulated, with finger cut-off and stylet,
with luer hub
izoleli, parmak ile emiş kontrollü
ve temizleme telli, luer bağlantılı
18 cm



FRAIZER

J 222.00	Ø 3 mm
J 222.01	Ø 5 mm


with finger cut-off and stylet,
with luer hub
parmak ile emiş kontrollü
ve temizleme telli, luer bağlantılı
18 cm



PLESTER

J 212.00	Ø 1.5 mm
J 212.01	Ø 2 mm
J 212.02	Ø 2.5 mm
J 212.03	Ø 3.0 mm

with finger cut-off and stylet,
with luer hub
parmak ile emiş kontrollü
ve temizleme telli, luer bağlantılı
19.5 cm



FINSTERER

J 600.00

32 cm

Olive
Ø 9-13 mm

Ø 15 mm




COOLEY

J 303.00

36 cm

Ø 8 mm



COOLEY

J 302.00

31 cm

Ø 8 mm




YANKUER

J 301.00

with central bore / merkez delikli
Ø 2.0 mm 28.5 cm

Olive
Ø 7-9 mm

Ø 10 mm



DE BAKEY

J 304.00

with central bore / merkez delikli
with lateral slots / yanar yuvalı
Ø 3 mm 27.5 cm

Olive
Ø 6-10 mm

Ø 9 mm



DE BAKEY

J 306.00

with finger cut-off and style
parmak kumandalı temizleme teli
27 cm

Olive
Ø 9 mm

Ø 5 mm




HEPARIN

J 307.00 Ø 2.0 mm 4.5 cm

J 307.01 Ø 3.0 mm 4.5 cm

J 307.02 Ø 3.7 mm 5.5 cm

J 307.03 Ø 5.0 mm 16 cm




DE BAKEY

J 308.00

with finger cut-off and style
parmak kumandalı temizleme teli
16 cm

Olive
Ø 9 mm

Ø 5 mm





Fine Wound Retractors (Nerve and Vessel Hooks)
İnce Yara Ekartörleri (Sinir ve Damar Hukları)




1/2
MÜLLER
K 130.00
15 cm



1/2
MÜLLER
K 131.00
15 cm



1/2
KILNER
K 127.00
15 cm



1/2
GILLIES
K 138.00 - K 138.01
15 cm



PBI
K 141.00
90° 19 cm



1/2
BROM
K 103.00
17 cm




PBI
K 135.00
90° 19 cm



1/2
CUSHING
K 104.00 - K 104.01
19 cm




1/2
CRILE
K 106.00
tip 6 mm / uç 6 mm
15 cm





Fine Wound Retractors (Nerve and Vessel Hooks) İnce Yara Ekartörleri (Sinir ve Damar Hukları)



Measurement system for retractor blades
depth: 1
width: 2
example: 1x2 mm

Ekartör bleydleri için ölçü sistemi
derinlik: 1
genişlik: 2
örnek: 1x2 mm

8X12 mm



K 152.00

17.5 cm

12X5 mm



K 153.00

17.5 cm

3X10 mm



ZENKER

K 109.00

18.5 cm



12 x 12 mm

1/2

MANNERFELT

K 196.00

fenestrated / fenestre
15.5 cm



16 x 6 mm

1/2

MANNERFELT

K 190.00

15.5 cm



1/2

DESMARRES

K 262.00 - K 262.04

Wound Retractor
Yara Ekartörü
14 cm



K 262.00

9 x 9 mm



K 262.01

9 x 12 mm



K 262.02

11 x 14 mm



K 262.03

12 x 16 mm



K 262.04

13 x 18 mm



CUSHING - KOCHER

K 266.00

Wound Retractor
Yara Ekartörü
17.5 cm



K 267.01

12 x 16 mm



K 267.00

13 x 13 mm

KOENIG

K 267.00 - K 267.01

Vein Retractor
Damar Ekartörü
18 cm



K 263.01

14 x 18 mm



K 263.00

10 x 13 mm

CUSHING

K 263.00 - K 263.01

Vein Retractor
Damar Ekartörü
20.5 cm



MARBERGER

K 273.00 4 mm

K 273.01 6 mm

K 273.02 8 mm

K 273.03 12 mm

K 273.04 15 mm

K 273.05 17 mm

K 273.06 20 mm

K 273.07 23 mm

malleable / bükülkebilir
24 cm



K 276.01

20 x 15 mm



K 276.00

20 x 12 mm

KOCHER


K 276.00 - K 276.01

20.5 cm



K 274.02

15 x 22 mm



K 274.01

13 x 18 mm




K 274.00

11 x 14 mm

CUSHING

K 274.00 - K 274.02

Vein Retractor
Damar Ekartörü
25 cm





Retractors Ekartörler



1/2

ROUX

K 325.00

complete / komple

K 325.01 - K 325.03

21 x 22 mm



1/2

27 x 28 mm

K 325.01

14.5 cm

26 x 26 mm



1/2

32 x 36 mm

K 325.02

15.5 cm

28 x 29 mm



1/2

33 x 45 mm

K 325.03

16.5 cm



1/2

sharp / sivri



K 432.02

9 x 19 mm



K 432.03

9 x 29 mm

VOLKMANN

K 432.00 - K 432.04

22 cm



1/2

sharp / sivri



K 430.02

9 x 19 mm

VOLKMANN

K 430.00 - K 430.03



1/2

1/1

K 259.00

Dissecting Hook
Diseksiyon Huku

23.5 cm



VOLKMANN
K 404.00
sharp / sivri
22 cm




VOLKMANN
K 405.00
blunt / künt
22 cm




K 406.00
sharp / sivri
20 cm



K 408.00
sharp / sivri
24.5 cm







K 454.00
63X20 mm
21 cm



K 454.01
55X20 mm
21 cm




K 454.00 - K 454.01



K 676.02 30 mm
K 676.04 40 mm
27 cm


1/2




1/1




CLELAND'S
K 659.00
10 mm 25 cm












$\frac{1}{2}$
ZENKER
K 616.00
24 cm

$\frac{1}{2}$
ZENKER
K 616.02
25.5 cm

$\frac{1}{2}$
ZENKER
K 616.04
27 cm

$\frac{1}{2}$
ZENKER
K 616.06
29 cm





75 mm

1/3

DEAVER

K 660.08

32 cm



25 mm

1/4

DEAVER

K 660.09

36.5 cm



25 mm

1/3

DEAVER

K 668.04

31 cm



38 mm

1/3

DEAVER

K 668.05

31 cm



50 mm

1/3

DEAVER

K 668.07

30.5 cm




75 mm

1/3

DEAVER

K 668.08


31 cm





L 005.00

4.5 cm



L 005.01

5.5 cm



FINSEN

L 080.00

5 cm

L 088.00 **L 088.01**



ALM

L 088.00 7 cm

L 088.01 10 cm
blunt / künt



BOSE

L 009.00

6 cm



ALLPORT

L 089.00

sharp / sivri
9.5 cm



JANSEN

L 093.00

sharp / sivri
10 cm



WEITLANER

L 301.00

blunt / күнт
11 cm



WEITLANER

L 304.00

sharp / sivri
13 cm



WEITLANER

L 305.00

blunt / күнт
13 cm



ADSON-BABY

L 330.02 16.5 cm

L 331.02 14 cm
semi-sharp / yarı-sivri



WEITLANER

L 312.00


sharp / sivri
16.5 cm



WEITLANER

L 313.00

blunt / күнт
16.5 cm





Self-Retaining Retractor Otomatik Ekartörler



L 353.01

sharp / sivri
19.5 cm



L 354.01

blunt / künt
19.5 cm



L 353.02

sharp / sivri
24 cm



L 354.02

blunt / künt
24 cm



L 353.03

sharp / sivri
25.5 cm



L 354.03


blunt / künt
25.5 cm



WEITLANER


L 353.01 - L 353.03

L 354.01 - L 354.03



L 402.03

Retractor Only
Sadece Ekartör
blunt / künt
17 cm



L 403.03

Retractor Only
Sadece Ekartör



L 403.06

blunt / künt
60X50 mm



L 403.05

semi-sharp / yarı sivri
40X35 mm



ALLENBERG

L 402.00 complete / komple

L 402.03 retractor only / sadece ekartör 17 cm

L 402.05 blade / bleyd 35X10 mm - 20X12 mm 12 cm

Carotid Retractor / Karotis Ekartör

L 403.00 complete / komple

Poplitea Retractor / Poplitea Ekartör

L 403.03 / L 403.05 / L 403.06



L 401.02
27X22 mm
1 çift
a pair



L 401.03
52X22 mm
1 çift
a pair



L 401.04
77X22 mm
1 çift
a pair



HENLY
L 401.01
Only Retractor
Sadece Ekartör
18 cm

L 401.00
complete / komple

center blade / orta bleyd = 18X16 mm
center blade / orta bleyd = 25X16 mm
center blade / orta bleyd = 30X16 mm
center blade / orta bleyd = 74X16 mm
lateral blade / yan bleyd = 27X22 mm
lateral blade / yan bleyd = 52X22 mm
lateral blade / yan bleyd = 77X22 mm



L 401.05
18X16 mm



L 401.06
25X16 mm




L 401.07
30X16 mm




L 401.08
74X16 mm



ADSON
L 375.02
semi-sharp / yarı sivri
32 cm



BECKMANN-EATON
L 377.02
sharp / sivri
32 cm






Rib Retractor For Infants Bebekler İçin Göğüs Ekartörleri



	measurement system for rib retractor blades depth: 1 width: 2 example: 1X2	göğüs ekartör bleydleri için ölçü sistemi derinlik: 1 genişlik: 2 örnek: 1X2
--	---	---



STRUCK
L 800.00
complete / komple
L 800.05 - L 800.09
blades / bleyd




STRUCK
L 800.05
blades / bleyd
10X10 mm

STRUCK
L 800.06
blades / bleyd
10X15 mm


STRUCK
L 800.07
blades / bleyd
10X20 mm

STRUCK
L 800.08
blades / bleyd
15X20 mm


STRUCK
L 800.09
blades / bleyd
20X20 mm



FINOCHIETTO
L 802.00
Chest Retractor / Göğüs Ekartörü
18X21 mm




HERTZLER
L 522.00
Abdominal Retractor / Batın Ekartörü
20X25 mm



L 807.00

Rib Retractor / Göğüs Ekartörü
blade / bleyd 28X32 mm



TUFFIER

L 804.00

Rib Retractor / Göğüs Ekartörü
blade / bleyd 43X53 mm



HAIGHT

L 806.00


Rib Retractor / Göğüs Ekartörü
blade / bleyd 30X30 mm



TUFFIER


L 803.00

Rib Retractor For Infants
Bebekler İçin Göğüs Ekartörü
blade / bleyd 32X19 mm





Rib Retractor, Iliaca Retractor Göğüs Ekartörleri, İliak Ekartörler



TUFFIER

L 808.00

Rib Retractor / Göğüs Ekartörü
blade / bleyd 36X45 mm



ALLENBERG

L 903.01

Retractor Only
Sadece Ekartör



ALLENBERG

L 903.03T

Lateral Blade / Yan Bleyd
titanium / titanyum
30X30 mm



ALLENBERG

L 903.04T

Lateral Blade / Yan Bleyd
titanium / titanyum
90X60 mm



ALLENBERG

D 582.00

Forceps For Changing The Blades
Bleyd Değiştirmek İçin Penset
13 cm

ALLENBERG

L 903.00

Iliaca Retractor Complete
İliak Ekartörü Komple

L 903.01 Retractor Only / Sadece Ekartör
L 903.03T lateral blade / yan bleyd 30X30 mm
L 903.04T medial blade / orta bleyd 90X60 mm

Retractor system for optimal approach to the arteria iliaca communis.
The retractor blades are made out of titanium and therefore they are radiotransparent.
The big medial retractor blade can be gradually adjusted during the operation.
Because of the blades which are easy to exchange the retractor system can be used for the left and the right side.

Arteria aliaca communis'e optimum yaklaşım için ekartör.
Bleydleri titanyumdan yapılmıştır ve bu sebeple x ışını geçirgendir.
Büyük ekartör bleydi operasyon esnasında kademeli olarak ayarlanabilir.
Ekartör bleydlerin kolaylıkla değiştirilebiliyor olması ekartör sisteminin sağ taraftan ve sol taraftan kullanımını sağlar.

Used as sternum retractor or used for preparation of the arteria mammaria interna.
Sternum ekartörü veya mamaria interna'nın operasyonuna hazırlanması için kullanılır.



L 905.01
Retractor Only
Sadece Ekartör



L 905.03
Mammaria Blade Complete
Mamaria Bleyd Komple



L 905.04
1 pair sternum blades
1 çift sternum bleyd
30X50 mm

L 905.00

Mini Mammaria Retractor Complete
Mini Mamaria Komple

L 905.01 Retractor Only / Sadece Ekartör

L 905.03 mammaria blade complete / mamaria bleyd komple

L 905.04 1 pair sternum blades / 1 çift sternum bleyd 30X50 mm



L 906.01
Retractor Only
Sadece Ekartör



L 906.03
Mammaria Blade Complete
Mamaria Bleyd Komple



L 906.04
1 pair sternum blades
1 çift sternum bleyd
30X100 mm



L 906.05
1 pair sternum blades
1 çift sternum bleyd
40X100 mm

L 906.00


Mini Mammaria Retractor Complete
Mini Mamaria Komple



L 906.01 Retractor Only / Sadece Ekartör


L 906.03 mammaria blade complete / mamaria bleyd komple

L 906.04 1 pair sternum blades / 1 çift sternum bleyd 30X100 mm

L 906.05 1 pair sternum blades / 1 çift sternum bleyd 40X100 mm








COOLEY

L 828.02

for children / çocuklar için

blade / bley

21X45 mm




COOLEY

L 828.04

for adults / yetişkinler için

blade / bley

32X50 mm






Sternum Retractor , Rib Retractor Sternum Ekartörleri , Göğüs Ekartörleri



MORSE

L 820.00

for children with movable double blades
çocuklar için hareketle ettirilebilir çift bleydi
blade / bley 32X50 mm



MORSE

L 820.01


for adults with movable double blades
yetişkinler için hareketle ettirilebilir çift bleydi
blade / bley 19X29 mm

Special Advantages:

- Improved fixing system for interchangeable blades
- No protruding parts, therefore no risk of catching sutures

Avantajlar:

- Değiştirilebilir bıçaklar için geliştirilmiş sabitleme sistemi
- Çıkıntılı parça yok, bu nedenle dikişlere takılma riski yok



DE BAKEY

L 814.05

blade / bley
30X30 mm



DE BAKEY

L 814.06

blade / bley
40X40 mm



DE BAKEY

L 814.07

blade / bley
50X50 mm



DE BAKEY

L 814.00

Rib Retractor Complete
Göğüs Ekartörü Komple

L 814.01 Retractor Only / Sadece Ekartör

L 814.05 blade(pair) / bleyd (çift)

L 814.06 blade(pair) / bleyd (çift)

L 814.07 blade(pair) / bleyd (çift)



FINOCHIETTO-BURFORD

L 812.05


blade / bley
45X64 mm



FINOCHIETTO-BURFORD

L 812.10

blade / bley
75X64 mm



FINOCHIETTO-BURFORD

L 812.01

Retractor Only / Sadece Ekartör


FINOCHIETTO-BURFORD

L 812.00 complete / komple

L 812.01 Retractor Only / Sadece Ekartör

L 812.05 blade(pair) / bleyd (çift)

L 812.10 blade(pair) / bleyd (çift)





Rib Retractor Göğüs Ekartörleri




Special Advantages:

- Improved fixing system for interchangeable blades
- No protruding parts, therefore no risk of catching sutures

Avantajlar:

- Değiştirilebilir bıçaklar için geliştirilmiş sabitleme sistemi
- Çıkıntılı parça yok, bu nedenle dikişlere takılma riski yok



DE BAKEY

L 815.09

blade / bley
60X60 mm



DE BAKEY

L 815.08

blade / bley
50X80 mm



DE BAKEY

L 815.07

blade / bley
40X100 mm



DE BAKEY

L 815.06

blade / bley
80X60 mm



DE BAKEY

L 815.05

blade / bley
50X60 mm



DE BAKEY

L 815.00 complete / komple

L 815.01 Retractor Only / Sadece Ekartör

L 815.07 blade(pair) / bleyd (çift)

L 815.08 blade(pair) / bleyd (çift)

L 815.09 blade(pair) / bleyd (çift)

16 cm

24 cm

L 830.06

blade / bley
75X75 mm

L 830.05

blade / bley
42X65 mm

L 830.01 complete / komple

L 830.02 Retractor Only / Sadece Ekartör


L 830.05 blade(pair) / bleyd (çift)

L 830.06 blade(pair) / bleyd (çift)






Aliminium Thoracic Retractor
Aliminyum Torasik Ekartörleri



MINI FINOCHIETTO

L 875.00A

blade / bley
6X7 mm



FINOCHIETTO

L 875.02A


blade / bley
12X15 mm



FINOCHIETTO

L 875.05A

blade / bley
28X30 mm



FINOCHIETTO

L 875.07A


blade / bley
31X45 mm



FINOCHIETTO

L 875.10A


blade / bley
42X61 mm



FINOCHIETTO

L 875.13A

blade / bley
74X64 mm





Aluminium Thoracic Retractor Aliminyum Torasik Ekartörleri



BURFORD
L 879.05A
retractor only / sadece ekartör
135 mm

BURFORD
L 879.06A
blade / bley
34X42 mm

BURFORD
L 879.07A
blade / bley
48X42 mm

BURFORD
L 879.00A
complete / komple
L 879.05A - L 879.06A - L 879.07A





BURFORD
L 880.05A 200 mm
L 880.06A 260 mm
L 880.07A 300 mm
retractors only / sadece ekartörler

BURFORD
L 880.10A
blade / bley
47X62 mm

BURFORD
L 880.11A
blade / bley
65X62 mm

BURFORD
L 880.00A L 880.05A - L 880.10A - L 880.11A
L 880.01A L 880.06A - L 880.10A - L 880.11A
L 880.02A L 880.07A - L 880.10A - L 880.11A
complete / komple





MORSE-FAVALORO


L 885.00A

aliminium / aliminyum
blade / bley
17X22 mm



L 827.00


blade / bley
27X100 mm



RIENHOFF-FINOCCHIETTO





L 805.00



blade / bleyd
20X35 mm



L 821.00

blade / bleyd
30X35 mm





Valf Retractor System

- The low operating platform provides freedom for surgeon movements in operation area.
- Strong fixation of accessories and hooks and excellent application combined with fast connection comfort.
- Carriers, can be fitted or fixed in any position on the arms and distinctive bars.
- The new deep-valve design of retractor is optimized to work on patients with deep rib cage.

Valf Ekartör Sistemi

- Düşük operasyon platformu operasyon alanında cerrahın hareketleri için serbestlik sağlar.
- Aksesuar ve hukların sağlam tesbiti ve mükemmel uygulaması hızlı bağlantı konforu ile birleştirilmiştir.
- Taşıyıcılar kolların ve ayırıcı barların üzerine istenilen pozisyonda takılabilir veya sabitlenebilir.
- Yeni derin valf ekartör dizaynı derin göğüs kafesine sahip hastalarda çalışmak için uygundur.



L 864.05

only retractor / sadece ekartör
21X20 cm

- L 864.00** complete / komple
- L 864.05** only retractor / sadece ekartör
- L 864.06** blade 2 piece / 2 adet bleyd
- L 864.07** blade 2 piece / 2 adet bleyd
- L 864.08** blade 4 piece / 4 adet bleyd
- L 864.09** blade 4 piece / 4 adet bleyd
- L 864.11** fixation clamp 3 piece / bağlantı klempi 3 adet
- L 864.13** retractor 2 piece / 2 adet ekartör
- L 864.14** retractor 2 piece / 2 adet ekartör
- L 864.15** retractor 2 piece / 2 adet ekartör



L 864.11



L 864.08

30X28 mm

L 864.09

40X28 mm



L 864.06

30X100 mm

L 864.07

40X100 mm



L 864.13


small / küçük
18X52 mm

L 864.14

medium / orta
18X80 mm

L 864.15

large / büyük
22X80 mm





Mini Thoracotomy Retractors Mini Torakotomi Ekartörleri



Minimally Invasive Valve Surgery
Minimal Invaziv Valf Cerrahi



L 860.07
30X60 mm

L 860.05
Retractor Only
Sadece Ekartör

- L 860.00** complete / komple
- L 860.05** retractor only / sadece ekartör 30X60 mm
- L 860.06** extra turnable crossbar / ekstra dönen sürgü
- L 860.07** blade 2 piece / 2 adet bleyd
- L 834.00** spatula 1 piece / 1 adet spatula
- L 839.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 840.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 849.01** fixation clamp 1 piece / bağlantı klempi 1 adet



L 861.05
Retractor Only
Sadece Ekartör
30X60 mm


- L 861.00** complete / komple
- L 861.05** retractor only / sadece ekartör 30X60 mm
- L 860.06** extra turnable crossbar / ekstra dönen sürgü
- L 834.00** spatula 1 piece / 1 adet spatula
- L 839.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 840.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 849.01** fixation clamp 1 piece / bağlantı klempi 1 adet



L 862.05
Retractor Only
Sadece Ekartör

- L 862.00** complete / komple
- L 862.05** retractor only / sadece ekartör 30X60 mm
- L 860.06** extra turnable crossbar / ekstra dönen sürgü
- L 862.07** blade 30X40 mm 2 piece / 30X40 mm 2 adet bleyd
- L 862.08** blade 30X60 mm 2 piece / 30X60 mm 2 adet bleyd
- L 834.00** spatula 1 piece / 1 adet spatula
- L 839.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 840.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 849.01** fixation clamp 1 piece / bağlantı klempi 1 adet

IMA Blade / IMA Bleyd



L 866.01
170X240 mm



L 866.09

L 866.10

- L 866.20** complete / komple
- L 866.01** retractor only / sadece ekartör
- L 866.05** blade 1 pieces / 1 adet bleyd
- L 866.06** blade 1 pieces / 1 adet bleyd
- L 866.08** blade 1 pieces / 1 adet bleyd
- L 866.09** blade 1 pieces / 1 adet bleyd
- L 866.10** blade 1 pieces / 1 adet bleyd



L 866.05
80X100 mm

L 866.06
100X120 mm

Sternum Blade / Sternum Bleyd



L 866.01
170X240 mm

- L 866.23** complete / komple
- L 866.01** retractor only / sadece ekartör
- L 866.08** blade 2 pieces / 2 adet bleyd



L 866.08
38X100 mm


Lateral Thoracic Blade / Yan Torasik Bleyd



L 866.01
170X240 mm




L 866.07
50X60 mm






- L 866.00** complete / komple
- L 866.01** retractor only / sadece ekartör
- L 866.04** blade 2 piece / 2 adet bleyd
- L 832.00** fork stabilizer 1 piece / 1 adet çatal sabitleyici
- L 833.00** stabilizere 1 piece / 1 adet sabitleyici
- L 833.02** stabilizere 1 piece / 1 adet sabitleyici
- L 834.00** spatula 1 piece / 1 adet spatula
- L 839.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 840.01** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 842.01** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 843.01** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 847.00** T bar 1 piece / 1 adet T çubuk
- L 849.03** fixation clamp 2 piece / bağlantı klempli 2 adet

Minimally Invasive Cardiac Surgery
Minimal Invaziv Kardiyak Cerrahi



Minimally Invasive Cardiac Surgery
Minimal Invaziv Kardiyak Cerrahi



COOLEY


- L 865.00** complete / komple
- L 865.05** retractor only / sadece ekartör
- L 839.00** atrial retractor 2 piece / atrial ekartör 2 adet
- L 840.00** atrial retractor 2 piece / atrial ekartör 2 adet
- L 840.01** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 840.02** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 846.00** T bar 1 piece / 1 adet T çubuk
- L 849.03** fixation clamp 2 piece / bağlantı klempli 2 adet

Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Surgery
Minimal Invaziv Direkt Koroner Arter By-Pass Cerrahi


- L 867.00** complete / komple
- L 867.05** retractor only / sadece ekartör
- L 831.00** vessel holder piece / 1 adet damar tutucu
- L 832.00** fork stabilizer 1 piece / 1 adet çatal sabitleyici
- L 833.00** stabilizere 1 piece / 1 adet sabitleyici
- L 833.02** stabilizere 1 piece / 1 adet sabitleyici
- L 834.00** spatula 1 piece / 1 adet spatula
- L 848.00** T bar 1 piece / 1 adet T çubuk
- L 849.01** fixation clamp 4 piece / bağlantı klempli 4 adet



Minimally Invasive Cardiac Valve Surgery
Minimal Invaziv Kardiyak Valf Cerrahi



- L 868.00** complete / komple
- L 868.05** retractor only / sadece ekartör
- L 834.00** spatula 1 piece / 1 adet spatula
- L 841.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 841.01** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 841.02** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 842.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 842.01** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 842.02** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 843.00** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 843.01** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 843.02** atrial retractor 1 piece / atrial ekartör 1 adet
- L 848.00** T bar 1 piece / 1 adet T çubuk
- L 849.01** fixation clamp 4 piece / bağlantı klempli 4 adet





L 831.00
Vessel Holder
Damar Tutucu
23 cm



L 832.00
Fork Stabilizer
Çatal Sabitleyici
23 cm



L 833.00
Stabilizer / Sabitleyici
small / küçük
23 cm



L 833.02
Stabilizer / Sabitleyici
large / büyük
23 cm



L 834.00

Multi-Purpose Spatula
Çok Amaçlı Spatulalar
23 cm



MASETTI

L 835.00

Coronary Stabilizer
Koroner Sabitleyici
44X34X18 mm
23 cm



MASETTI

L 836.00



Anastomosis Retractor
Anastomoz Ekartör
23 cm



RIESS

L 837.00

Coronary Stabilizer
Koroner Sabitleyici
36X36X13 mm
23 cm





L 838.00

Atrial Arm
Aydınlatma Kolu
malleable / bükülebilir



L 839.00

Atrial Arm
Aydınlatma Kolu
malleable / bükülebilir
23 cm



COOLEY

L 840.00 20 mm

L 840.01 35 mm

L 840.02 45 mm

Atrial Arm
Aydınlatma Kolu
23 cm



COOLEY

L 841.00 20 mm

L 841.01 35 mm

L 841.02 45 mm

Atrial Arm
Aydınlatma Kolu
malleable / bükülebilir
23 cm



MARBERGER

L 842.00 17 mm

L 842.01 20 mm

L 842.02 23 mm

Atrial Arm
Aydınlatma Kolu
23 cm



ROSS

L 843.00 16X16 mm

L 843.01 24X14 mm

L 843.02 24X17 mm

Atrial Arm
Aydınlatma Kolu
serrated / tırtıllı
23 cm


T-bar and Fixation Clamp
T-bar ve Bağlantı Klempleri



L 845.00
T-bar
T Çubuk
Ø 6 mm 25 cm



L 846.00
T-bar
T Çubuk
Ø 6 mm 25 cm



L 847.00
T-bar
T Çubuk
Ø 6 mm 27 cm



L 848.00
T-bar
T Çubuk
Ø 6 mm 18 cm



L 849.01
Fixation Clamp
Bağlantı Klempi
Ø 6 mm




L 849.02
Fixation Clamp
Bağlantı Klempi
Ø 6 mm



L 849.05
Fixation Clamp
Bağlantı Klempi
Ø 6 mm



L 849.03
Fixation Clamp
Bağlantı Klempi
Ø 6 mm






COOLEY
L 850.00



COOLEY
L 851.00 25 mm
L 851.01 35 mm
L 851.02 45 mm




L 870.05
blade / bleyd

L 870.03
48X60 mm


- L 870.00** complete / komple
- L 870.03** only retractor / sadece ekartör
- L 870.05** blade / bleyd


L 869.06
blade / bleyd



L 869.05
blade / bleyd

- L 869.00** complete / komple
- L 869.01** only retractor / sadece ekartör
- L 869.05** blade 1 pair / 1 çift bleyd
- L 869.06** blade 1 piece / 1 adet bleyd





Dimensions For Blade Size Of Retractor


Depth: 1
Width: 2

Example: 1X2 mm

Ekartörler Bleydleri İçin Ölçü Sistemi

Derinlik: 1
Genişlik: 2

Örnek: 1X2 mm





DAVIDSON
K 637.03
19.5 cm



DAVIDSON
K 637.01
19.5 cm




ALLISON
K 625.02
25.5 cm



ALLISON
K 625.05
32 cm



K 628.02
30 cm





Retractors and Lung Spatulas Ekartörler ve Ciğer Spatulaları



CORYLLOS

K 630.02

115X65 mm



CORYLLOS

K 630.01

115X38 mm



CORYLLOS

K 630.00

80X20 mm



130X38 mm



1/3

SAUERBRUCH

K 631.00

26 cm

CORYLLOS

K 630.00 - K 630.02

25.5 cm



CRAWFORD

K 646.00 15X15 mm

K 646.01 15X23 mm

19 cm



ROSS

K 647.00 16X15 mm

K 647.01 23X13 mm

K 647.02 24X16 mm

K 647.03 27X13 mm

K 647.04 27X27 mm

K 647.05 25X39 mm

24 cm



MOBERG

K 649.00 12X5 mm

17.5 cm




BLANCO

K 650.00 5 mm

K 650.01 7 mm

K 650.02 10 mm

28 cm





BROCK'S

K 652.00 5 mm
K 652.01 10 mm
K 652.02 12 mm
19 cm



BROCK'S

K 653.00 13X29 mm
19 cm



BROMPTON

K 654.00 13X26 mm
19 cm



TUDOR-EDWARDS

K 655.00 45X50 mm
16.5 cm



$\frac{1}{2}$
BOROWSKI
K 694.00 - K 694.05

malleable shaft / bükülebilir şaft
27 cm



K 694.00
17X21 mm



K 694.01
16X23 mm



K 694.02
20X25 mm




K 694.03
24X27 mm



K 694.04
28X20 mm



K 694.05
28X29 mm





Atrium Retractors

Atrium Ekartörler



COOLEY

K 695.00 45X30 mm

K 695.01 45X35 mm

K 695.02 45X48 mm

slightly serrated / ince tırtıllı
26.5 cm



COOLEY

K 696.00 45X30 mm

K 696.01 45X35 mm

K 696.02 45X48 mm

unserrated / tırtılsız
24.5 cm



COOLEY

K 697.02

left / sol
25X46 mm
28 cm



COOLEY

K 695.00P

slightly serrated / ince tırtıllı
45X30 mm
26.5 cm



COOLEY

K 695.01P

slightly serrated / ince tırtıllı
45X35 mm
26.5 cm



COOLEY

K 695.02P

slightly serrated / ince tırtıllı
right / sağ
27 cm



COOLEY

K 696.02P

45X48 mm
27 cm



COOLEY


K 697.02P


left / sol
25X46 mm
28 cm





Dissectors and Elevator Disektörler ve Elevatörler





WATSON-CHEYNE

M 168.01 13 cm

M 168.03 19 cm


Dissectors
Disektörler



ADSON

M 237.10


Raspatory
Raspa
16.5 cm



PENNYBAKER

M 238.00

Raspatory
Raspa
16.5 cm



ROBB

M 582.00

Dissectors
Disektörler
24 cm

ROBB

M 582.01

Dissectors
Disektörler
24 cm



ROBB


M 582.02

Dissectors
Disektörler
24 cm

ROBB



M 582.03

Dissectors
Disektörler
24 cm





Raspatories
Raspalar





M 290.01

M 291.01

M 290.02

M 291.02

M 292.01

M 293.01

1/2

1/2

1/2

DOYEN

DOYEN

DOYEN

M 290.01 - M 291.01

M 290.02 - M 291.02

M 292.01 - M 293.01

Raspatory

Raspatory

Raspatory

Raspa

Raspa

Raspa

for children / çocuklar için
17.5 cm

for adults / yetişkinler için
17.5 cm

24 cm



NABATOFF
J 500.03
probe tip, flexible plastic
sonda ucu, esnek plastik



NABATOFF
J 500.04
Ø 3 mm
probe tip, metal
sonda ucu, metal



J 500.05
Ø 6 mm



J 500.06
Ø 9 mm



J 500.07
Ø 12 mm



J 500.08
Ø 15 mm

NABATOFF

J 500.00 complete / komple

Vein Stripper Set

Damar Temizleme Seti

consisting of / içerir

(J 500.01, J 500.03, J 500.04, J 500.05,
J 500.06, J 500.07, J 500.08, J 500.10, J 500.11)

J 500.01 metal case / metal kutu

J 500.03 probe tip, flexible plastic / prob ucu, esnek plastik

J 500.04 probe tip, metal / prob ucu, metal

J 500.05 metal end / metal uç Ø 6 mm

J 500.06 metal end / metal uç Ø 9 mm

J 500.07 metal end / metal uç Ø 12 mm

J 500.08 metal end / metal uç Ø 15 mm

J 500.10 handle for flexible cable / esnek kablo sapı

J 500.11 flexible cable / esnek kablo - 90 cm

NABATOFF

J 500.10


handle only
sadece sap

NABATOFF

J 500.11 90 cm

J 500.12 120 cm

flexible cable
esnek kablo



VARADY

J 502.01

flexible cable
esnek kablo
45 cm



J 502.03
Ø 3 mm



J 502.04
Ø 4 mm



J 502.05
Ø 5 mm

VARADY

J 502.00 complete / komple

Mini Vein Stripper Set

Mini Damar Temizleme Seti

consisting of / içerir

(J 500.01, J 502.01, J 502.03, J 502.04, J 502.05)

J 500.01 metal case / metal kutu

J 502.01 flexible cable / esnek kablo - 45 cm

J 502.03 metal end / metal uç Ø 3 mm

J 502.04 metal end / metal uç Ø 4 mm

J 502.05 metal end / metal uç Ø 5 mm



VARADY
M 580.00
Phelebo Extractor
Veno Çıkartıcı
18 cm



VARADY
M 580.01
Phelebo Extractor
Veno Çıkartıcı
18 cm



VARADY
M 580.02
Phelebo Extractor
Veno Çıkartıcı
18 cm



VARADY
M 580.05
Micro Phelebo Extractor
Mikro Veno Çıkartıcı
17 cm



VARADY
M 580.06
Micro Phelebo Extractor
Mikro Veno Çıkartıcı
17 cm



VARADY
M 580.07
Micro Spatula
Mikro Spatula
17.5 cm



BABCOCK
J 504.02 40 cm
J 504.03 50 cm
J 504.04 65 cm
J 504.05 80 cm
Probes for Varicose Veins
Varis Sondaları




MYERS
J 506.02 - J 506.05
Vein Strippers
Damar Temizleyicisi



J 506.02
Ø 6 mm




J 506.03
Ø 9 mm




J 506.04
Ø 12.5 mm



J 506.05
Ø 16 mm




BLAKE
E 620.00
Embolus Grasping Forceps
Emboli Tutma Pensi
20.5 cm





Dilators Dilatörler



DE BAKEY

J 510.02 - J 510.17 19 cm

J 511.02 - J 511.17 38 cm

Vascular Dilator

Damar Dilatörü

malleable / bükülebilir



COOLEY

J 508.00 - J 508.07

malleable / bükülebilir

13 cm



J 513.00
J 514.00
J 515.00
J 516.00
Ø 0.5 mm

J 513.01
J 514.01
J 515.01
J 516.01
Ø 1.0 mm

J 513.02
J 514.02
J 515.02
J 516.02
Ø 1.5 mm

J 513.03
J 514.03
J 515.03
J 516.03
Ø 2.0 mm

J 513.04
J 514.04
J 515.04
J 516.04
Ø 2.5 mm

J 513.05
J 514.05
J 515.05
J 516.05
Ø 3.0 mm

J 513.06
J 514.06
J 515.06
J 516.06
Ø 3.5 mm

J 513.07
J 514.07
J 515.07
J 516.07
Ø 4.0 mm

J 513.08
J 514.08
J 515.08
J 516.08
Ø 4.5 mm

J 513.09
J 514.09
J 515.09
J 516.09
Ø 5.0 mm

J 513.11
J 514.11
J 515.11
J 516.11
Ø 7.0 mm

J 513.13
J 514.13
J 515.13
J 516.13
Ø 9.0 mm

GARRET

J 513.00 - J 513.13 14 cm

J 514.00-J 514.13 19 cm

J 515.00 - J 515.13 21 cm

J 516.00 - J 516.13 35 cm

Vascular Dilator

Damar Dilatörü

malleable / bükülebilir



F 529.00 Ø 0.2 mm
F 529.01 Ø 0.3 mm
F 529.02 Ø 0.4 mm

F 529.03 Ø 0.5 mm
F 529.04 Ø 0.6 mm
F 529.05 Ø 0.7 mm

F 529.06 Ø 0.8 mm
F 529.07 Ø 0.9 mm
F 529.08 Ø 1.0 mm

F 529.09 Ø 1.2 mm
F 529.10 Ø 1.5 mm


F 529.00 - F 529.10

Cerclage Wire

Serklaj Teli

soft / yumuşak

10 m





RUMEL - BELMONT

J 530.01 Ø 4.0 mm

J 530.02 Ø 6.4 mm

Tourniquet
Turnike
32.5 cm



1/2

J 530.05

guide only
sadece kılavuz
22 cm



1/1



1/2

J 530.06

guide only
sadece kılavuz
24 cm



1/1



1/2


J 525.12

handle / sap
11 cm




J 525.01

2 mm



J 525.02

3 mm



J 525.03

4 mm



J 525.04

6 mm



J 525.05

7 mm



J 525.06

8.5 mm



J 525.07

10 mm



J 525.08

12 mm



J 525.09

14 mm

1/1




135°

1/2

J 525.01 - J 525.09

Endarterectomy Stripper
Endarterektomi Sıyrıcı
55 cm



SCHMID

J 520.01 - J 520.04

Vessel Irrigation Cannula
Damar İrigasyon Kanülü
15 cm


COOLEY

J 518.01A Ø 0.5 mm
J 518.02A Ø 1.0 mm
J 518.03A Ø 1.5 mm
J 518.04A Ø 2.0 mm
J 518.05A Ø 2.5 mm
J 518.06A Ø 3.0 mm

aluminium handle
aliminyum sap
15 cm

J 519.01A Ø 0.5 mm
J 519.02A Ø 1.0 mm
J 519.03A Ø 1.5 mm
J 519.04A Ø 2.0 mm
J 519.05A Ø 2.5 mm
J 519.06A Ø 3.0 mm

aluminium handle
aliminyum sap
20 cm





Bioptome, Aorta Dilators Biyobtom, Aort Dilatörler




SCHULZ

R 850.01

Bioptome With Flexible Shaft

Esnek Milli Biobtom

round jaw Ø 3 mm / yuvarlak çene Ø 3 mm
51 cm




blade opening 8-42 mm
bleyd açıklığı 8-42 mm

TUBBS

R 860.01

Dilator For Mitral Valve
Mitral Valf Dilatörü



blade opening 8-15 mm
bleyd açıklığı 8-15 mm

COOLEY

R 861.01

Dilator For Mitral Valve
Mitral Valf Dilatörü



ALLENBERG

G 066.00

flexible / esnek
54 cm



G 066.05

Bulldog Clamp
Bulldog Klempsi
4 cm

Uzunluk/Length

Uzunluk/Length



R 852.30

handle / sap

Vascular Tunnelers
Vasküler Kılavuz

Length Uzunluk			
	30 cm	40 cm	50 cm
Ø 12 mm	R 852.03	R 852.04	R 852.05
Ø 14 mm	R 852.13	R 852.14	R 852.15
Ø 17 mm	R 852.23	R 852.24	R 852.25

Ø diam. / çap

JENKNER

R 855.33 30 cm

R 855.34 40 cm

R 855.35 50 cm

Tunneling Forceps
Tünel Açma Pensi
flexible / esnek





Suction Tubes and Biopsy Forceps

Aspiratör Uçları ve Biyopsi Pensleri





E 335.00

Chest Tube Placement Forceps
Göğüs Tüpü Yerleştirme Pensi
24 cm



E 336.00

Chest Tube Placement Forceps
Göğüs Tüpü Yerleştirme Pensi
with ratched / kilitli
24 cm



PTFE whels
PTFE whels

Aliminium
Aliminyum

BROMPTON

L 209.00


Tube Milking Roller
Makaralı Tüp Sağıcı



GUNNAR HEY

G 888.00

Tube Milking Roller
Makaralı Tüp Sağıcı





E 503.00 33 mm
17 cm
E 503.01 61 mm
29 cm
E 503.02 86 mm
30 cm



E 504.00 33 mm
16 cm
E 504.01 45 mm
18 cm
E 504.02 61 mm
26 cm



E 505.01 61 mm
26 cm
E 505.02 86 mm
29 cm



1/1

WITT

J 710.00 1.5X35 mm

J 710.02 1.5X51 mm


Sternal Puncture Needle
Sternal Delme İğnesi
with luer / luer bağlantılı



BRAUN-STADLER

C 604.01

Sternal Shears For Children
Çocuklar İçin Sternal Makası
20 cm



one jaw serrated
tek ağız tırtıllı

1/1



OELERT

T 450.00

Sternal Retractor
Sternal Ekartörü
28 cm



SCHUMACHER

P 505.00


Sternal Shears
Sternal Makası
21 cm



LEBSCHKE

M 598.00

Sternal Chisels
Sternal Keski
25 cm







BAILEY
T 850.00
Rib Spreader
Göğüs Ayırıcı
15 cm



SELLORS
T 854.01
Rib Spreader
Göğüs Ayırıcı
(with swivel blades
döner ekartör başlıklı)
20 cm



BAILEY
T 852.00
Rib Spreader
Göğüs Ayırıcı
for children
çocuklar için
20 cm

BAILEY
T 852.01
Rib Spreader
Göğüs Ayırıcı
for adults
yetişkinler için
20 cm



SAUERBRUCH
P 500.01
Rib Shears
Göğüs Makası
for children
çocuklar için
24 cm



SAUERBRUCH
P 500.02
Rib Shears
Göğüs Makası
for adults
yetişkinler için
27 cm

for children
çocuklar için


for adults
yetişkinler için

with 2 exchangeable cutter heads
2 adet değiştirilebilir kafası ile

SAUERBRUCH-BRITSCH
P 501.00
30 cm



BETHUNE
P 515.00
Rib Shears
Göğüs Makası
34 cm





Rib Shears
Göğüs Makasları



1/3

GLUCK

P 510.00

19 cm



1/3

COLLIN

P 511.00

19.5 cm



1/3

P 513.01

23 cm



1/3

GIERTZ-STILLE

P 502.01

25 cm



1/3

BRUNNER

P 520.01

universal pattern / üniversal model
34 cm



1/3

SAUERBRUCH-FREY

P 522.01

37 cm



1/2
SEMB
P 135.00
19 cm



1/2
SEMB
P 136.00
19 cm



1/2
P 150.00
20 cm



1/2
LANGENBECK
P 151.00
20.5 cm



1/2
FERGUSON
P 152.00
20.5 cm



1/3
ECHLIN
P 310.01 - P 310.02
23 cm




P 310.01

P 310.02



1/3
STILLE
P 315.01
23.5 cm





1/3

LUER-STILLE

P 320.01

22.5 cm

1/1



1/3

LUER-STILLE

P 321.01

22.5 cm

1/1



1/3

SEMB

P 325.01

24 cm

1/1



1/1



1/3

LUER-STILLE

P 326.01

27 cm



1/1



1/3

MARKWALDER

P 330.00

19 cm



P 333.01



P 335.01

1/1




1/3

SAUERBRUCH-CORYLLOS

P 333.01 - P 335.01

31 cm



P 350.00
curved / eğri
13 cm



LISTON
P 358.01 - P 358.04
straight / düz



P 358.03
20 cm



P 358.04
22 cm



P 358.01
14 cm



P 358.02
17 cm



P 350.01
curved / eğri
17 cm



LISTON
P 359.02 - P 359.04
curved / eğri



P 359.02
17 cm



P 359.03
20 cm



P 359.04
22 cm




BÖHLER
P 365.00
straight / düz
14.5 cm



BÖHLER
P 366.00
curved / eğri
14.5 cm



Bone Cutting Forceps Kemik Kesme Pensleri



P 367.00

curved / eğri
17 cm



MC INDOE

P 368.00

curved / eğri
17.5 cm



RUSKIN-LISTON

P 370.00


straight / düz
19 cm



RUSKIN-LISTON

P 371.00


curved / eğri
19 cm



LISTON

P 375.01

curved / eğri
24 cm



LISTON

P 376.01

straight / düz
28 cm



LISTON

P 377.01

curved / eğri
28 cm



LISTON-KEY-HORSLEY

P 379.01


for posterior rib ends
arka kaburga uçları için
S shaped / S şekilli
25.5 cm



LISTON-STILLE

P 378.01

angled / açılı
26.5 cm





Wire Holding Forceps, Wire Twisters Tel Tutma Pensleri, Tel Bükücüler



P 614.00

Wire Holding Forceps
Tel Tutma Pensi
flat nosed / düz burunlu
19 cm



P 615.00 - P 616.00


Extraction Pliers For Boring Wires
Tel Çıkarma Pensi



MARBURG MODELL

P 611.00

Wire Holding Forceps
Tel Tutma Pensi
flat nosed / düz burunlu
with serrated jaw / tırtıllı ağız
14 cm



GOSLEE

P 617.00

Wire Holding Forceps
Tel Tutma Pensi
flat nosed / düz burunlu
14 cm



P 612.00 - P 613.00

Wire Twister
Tel Bükücü
flat nosed / düz burunlu
17 cm



with carbide cutting edges / elmas kesici ağız



for soft wire / yumuşak tel için
Ø 1.5 mm
for hard wire / sert tel için
Ø 1.2 mm

P 632.00
Wire Twister
Tel Bükücü
14 cm



holding forceps for cerclage wire,
with lateral jaws to avoid wire slipping off
kaymayı engellemek için yanıl çeneleri olan
serklaj teli tutma pensi

P 610.00
17 cm



for soft wire / yumuşak tel için
Ø 0.9 mm

P 639.00

angled slender pattern for wire removal
after sternum suture
sternum dikişinden sonra tel çıkartılması
için açılı narin yapı
17 cm




for soft wire / yumuşak tel için
Ø 3.0 mm
for hard wire / sert tel için
Ø 2.2 mm

HARVEY

P 649.00

Wire Holding Forceps
Tel Tutma Pensi
23.5 cm





Wire Cutting Forceps, Wire Twisters

Tel Kesme Pensleri, Tel Bükücüler



with carbide cutting edges / elmas kesici ağız




REILL

P 640.00

for cutting off wires close to the bone
kemiğe yakın olan telleri kesme
17.5 cm

1/1

for soft wire / yumuşak tel için
Ø 2.0 mm
for hard wire / sert tel için
Ø 1.5 mm




P 641.00

front and lateral cutting
ön ve yanıl kesme
18 cm

1/1

for soft wire / yumuşak tel için
Ø 2.0 mm
for hard wire / sert tel için
Ø 1.5 mm



P 643.00

lateral cutting
yanıl kesme
23.5 cm

1/1

for soft wire / yumuşak tel için
Ø 3.0 mm
for hard wire / sert tel için
Ø 2.2 mm




1/3

P 645.00

lateral cutting
yanıl kesme
24 cm

for soft wire / yumuşak tel için
Ø 2.5 mm
for hard wire / sert tel için
Ø 2.0 mm





Setler
Sets





	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	B 030.01	Scalpel Handle No #3/ Bistüri Sapı No #3 12.5 cm	2	Adet
2	B 032.00	Scalpel Handle No #7/ Bistüri Sapı No #7 16 cm	1	Adet
3	B 034.00	Scalpel Handle No #3 / Bistüri Sapı Düz No #3 22.5 cm	1	Adet
4	B 040.01	Scalpel Handle No #4 / Bistüri Sapı No #4 13.5 cm	1	Adet
5	B 040.02	Scalpel Handle No #4I / Bistüri Sapı No #4I 21.5 cm	1	Adet
6	C 313.03	Cooper Surgical Scissors Curved Blunt-Blunt / Cerrahi Makas Eğri Künt-Künt 14.5 cm	1	Adet
7	C 510.01	Potts-Smith Vessel Scissors / Damar Makası 60° 18 cm	1	Adet
8	C 753.00	Baby-Metzenbaum Dissecting Scissors Thin Curved / Diseksiyon Makası İnce Eğri 14.5 cm	1	Adet
9	C 756.01	Metzenbaum Dissecting Scissors Curved / Diseksiyon Makası Eğri 18 cm	1	Adet
10	C 758.00	Toennis Adson Dissecting Scissors Thin Curved / Diseksiyon Makası İnce Eğri 17.5 cm	1	Adet
11	C 768.00	Nelson Dissecting Scissors Thin Curved / Diseksiyon Makası İnce Eğri 26 cm	1	Adet
12	D 262.01	De Bakey Atraumatic Forceps / Atromatik Penset 2 mm 20 cm	3	Adet
13	D 227.00	Gillies Delicate Dissecting Forcep / Hassas Diseksiyon Penset 15 cm	2	Adet
14	D 266.00	De Bakey Atraumatic Forcep / De Bakey Atromatik Penset 3.3 mm 20 cm	3	Adet
15	D 266.01	De Bakey Atraumatic Forcep / De Bakey Atromatik Penset 3.3 mm 24 cm	2	Adet
16	D 266.02	De Bakey Atraumatic Forcep / Atromatik Penset 3.5 mm 30 cm	2	Adet
17	D 387.00	Strassburger Tissue Forcep Straight 1X2 Teeth / Doku Penseti Düz 1X2 Diş 15 cm	2	Adet
18	D 390.00	Russ Model Tissue Forcep / Doku Penseti 15 cm	1	Adet
19	D 390.01	Russ Model Tissue Forceps / Doku Penseti 20 cm	1	Adet
20	E 190.00	Heywood Smith Organ And Tissue Forcep / Organ Doku Pensi 21.5 cm	1	Adet
21	R 430.00	Hoen Rongeur / Ronjur 14 cm	5	Adet
22	E 430.01	Backhaus Towel Clamps / Çamaşır Klempi 11 cm	10	Adet
23	E 481.00	Mayo Safety Pin / Alet Askısı 14 cm	5	Adet
24	F 312.00	Hardtips Needle Holder With Lock / Portegü Kilitli 17 cm	1	Adet
25	F 347.00	Tc Needle Holder / Portegü İnce 18 cm	1	Adet
26	F 347.02	Tc Needle Holder Thin / Portegü İnce 23 cm	1	Adet
27	F 346.05	De Bakey Needle Holder Thin / Portegü İnce 0.4-30.5 cm	1	Adet
28	F 355.00	Hegar-Mayo Tc Needle Holder / Portegü 0.5-15 cm	2	Adet
29	F 355.01	Hegar-Mayo Tc Needle Holder / Portegü 0.5-18.5 cm	3	Adet
30	F 346.00	De Bakey Tc Needle Holder Thin / Portegü İnce 0.4-18 cm	1	Adet
31	F 356.00	Hegar Mayo Seeley Needle Holder / Portegü 20 cm	1	Adet
32	G 201.00	Baby Mosquito Delicate Haemostatic Forcep, Curved / Hassas Hemostatik Pens Eğri 10 cm	5	Adet
33	G 207.00	Micro Halstead Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens Eğri 12.5 cm	5	Adet
34	G 233.00	Moynihan Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens Eğri 15 cm	15	Adet
35	G 435.01	Pean Haemostatic Forceps, Curved / Hemostatik Pens Eğri 26 cm	1	Adet
36	G 448.01	Kocher Haemostatic Forceps, Straight 1X2 Teeth / Hemostatik Pens Düz 1X2 Diş 18.5 cm	4	Adet
37	G 449.04	Kocher Haemostatic Forceps, Curved 1X2 Teeth / Hemostatik Pens Eğri 1X2 Diş 24cm	1	Adet
38	G 614.00	Micro Adson Dissecting Forceps, Curved / Diseksiyon Pensi Eğri 14 cm	2	Adet
39	G 640.01	Overholt Dissecting Forceps, Delicate Curved / Diseksiyon Pensi Hassas Eğri 21 cm	3	Adet
40	G 644.00	Gemini Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 13 cm	1	Adet
41	G 644.02	Gemini Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 18 cm	1	Adet
42	G 652.00	Oshaughnessy Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 15 cm	1	Adet
43	G 652.01	Oshaughnessy Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 18 cm	1	Adet
44	G 652.04	Oshaughnessy Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 23 cm	1	Adet
45	H 420.01	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic, Straight / Damar Klempi Atravmatik Düz 22.5 cm	2	Adet

Code/Kod		Description / Açıklama	Quantity /Adet	
46	H 420.02	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic, Straight / Damar Klempi Atravmatik Düz 24 cm	2	Adet
47	H 466.00	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 140 mm 33 cm	2	Adet
48	H 485.00	Weber Vessel Clamp Atraumatic, Right / Damar Klempi Atravmatik Sağ 26 cm	2	Adet
49	H 487.00	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 97 mm 25.5 cm	2	Adet
50	H 571.01	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 76 mm 24 cm	2	Adet
51	H 571.02	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 84 mm 24.5 cm	2	Adet
52	H 581.02	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 135 mm 30.5 cm	2	Adet
53	H 621.02	Cooley Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 44 mm 17 cm	2	Adet
54	K 311.00	Farabeuf Retractor / Ekartörü 23X16-28X16 mm - 20X16-24X16 mm 15 cm	1	Adet
55	K 325.00	Roux Retractor Complete Set / Roux Ekartör Takım 16.5 cm	1	Adet
56	K 668.07	Deaver Retractor / Ekartör 50 mm 30.5 cm	1	Adet
57	K 668.08	Deaver Retractor / Ekartör 75 mm 31 cm	1	Adet
58	K 700.02	Mikulicz Retractor / Ekartör 121X50 mm 25 cm	1	Adet
59	K 725.02	St.marks Pelvic Retractor / Pelvis Ekartör 174X60 mm 33 cm	1	Adet
60	L 318.00	Mollison Self Retaining Retractor / Otomatik Ekartör 15.5 cm	2	Adet
61	L 330.15	Cone Self Retaining Retractor, Sharp / Otomatik Ekartör Sivri 26.5 cm	1	Adet
62	L 402.00	Allenberg Self Retaining Retractor Complete Set / Otomatik Ekartör Takım	2	Takım
63	L 505.00	Robin-Masse Abdominal Retractor Complete Set / Batın Ekartörü Takım	1	Takım
64	Y 904.03	Bowl / Tas 0.4 Lt.11.0X7.0X5.5 cm	1	Adet
65	Y 110.15WB	Biobarrier Sterilization Container Gray / Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 585X280X155 mm	1	Takım
66	Y 181.10F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 539X252X110 mm	1	Adet





42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65






66



	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	B 030.01	Scalpel Handle No #3 / Bistüri Sapı No #3 12.5 cm	1	Adet
2	B 032.00	Scalpel Handle No #7 / Bistüri Sapı No #7 16 cm	1	Adet
3	B 034.00	Scalpel Handle No #3 / Bistüri Sapı No #3 22.5 cm	1	Adet
4	B 040.01	Scalpel Handle No #4 / Bistüri Sapı No #4 13.5 cm	1	Adet
5	C 151.00	Muller Micro Scissors, Curved Sharp / Mikro Makas Eğri Sivri 12 cm	2	Adet
6	C 313.03	Surgical Scissors Standard Curved Blunt-Blunt / Cerrahi Makas Standart Eğri Künt-Künt 14.5 cm	1	Adet
7	C 653.00	Esmarch Plaster Scissors / Alçı Makası 20 cm	1	Adet
8	C 743.00	Sims Hysterectomy Scissors, Curved / Histerektomi Makası Eğri 25 cm	1	Adet
9	C 753.00	Baby-Metzenbaum Dissecting Scissors, Thin Curved / Diseksiyon Makası, İnce Eğri 14.5 cm	1	Adet
10	C 750.00	Tc Dissecting Scissors, Thin Straight / Diseksiyon Makası İnce Düz 11.5 cm	2	Adet
11	C 756.01	Metzenbaum Dissecting Scissors Curved / Diseksiyon Makası Eğri 18 cm	1	Adet
12	C 758.00	Toennis Adson Dissecting Scissors / Diseksiyon Makası İnce Eğri 17.5 cm	1	Adet
13	C 766.00	Metzenbaum Dissecting Scissors, Large Curved / Diseksiyon Makası, Geniş Eğri 23 cm	1	Adet
14	D 225.07	Dissecting Forceps, Middle Straight / Diseksiyon Penset, Orta Düz 20 cm	2	Adet
15	D 227.00	Gillies Delicate Dissecting Forceps / Hassas Diseksiyon Penset 15 cm	2	Adet
16	D 225.05	Dissecting Forceps, Middle Straight / Diseksiyon Penset Orta Düz 18 cm	2	Adet
17	D 250.00	Microscopic Forcep Straight / Mikroskopik Penset Düz 10 cm	1	Adet
18	D 262.01	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 2 mm 20 cm	2	Adet
19	D 265.00	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 1.5 mm 15 cm	2	Adet
20	D 265.01	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 1.5 mm 20 cm	2	Adet
21	D 266.00	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 3.3 mm 20 cm	2	Adet
22	D 388.00	Stille Vessel and Tumor Forcep 3X4 Teeth / Damar ve Tümör Penseti 3X4 Diş 18 cm	2	Adet
23	D 390.00	Russ Model Tissue Forceps / Doku Penseti 15 cm	1	Adet
24	D 390.01	Russ Model Tissue Forceps / Doku Penseti 20 cm	2	Adet
25	E 086.00	Foerster Ballanger Sponge And Dressing Forceps Straight / Spanç Ve Pansuman Pensi Düz 24.5 cm	1	Adet
26	E 150.02	Allis Atraumatic Organ Tissue Forcep / Atomatik Organ Doku Pensi 7 mm 20 cm	2	Adet
27	E 184.00	Duval Intestinal Forceps / Bağırsak Pensi 19.5 cm	1	Adet
28	E 430.00	Backhaus Towel Clamps / Çamaşır Klempi 9 cm	5	Adet
29	E 430.01	Backhaus Towel Clamps / Çamaşır Klempi 11 cm	10	Adet
30	E 481.00	Mayo Safety Pin / Alet Askısı 14 cm	4	Adet
31	F 310.28	Diamote Micro Needle Holder Rounded Handle With Lock / Mikro Portegü Yuvarlak Sap Kilitli 18.5 cm	2	Adet
32	F 335.00	Tc Berry Wire Bending Forcep / Tel Bükme Pensi 18.5 cm	1	Adet
33	F 346.00	De Bakey Tc Needle Holder, Thin / Portegü İnce 0.4-18 cm	2	Adet
34	F 346.02	De Bakey Tc Needle Holder, Thin / Portegü İnce 0.4-25 cm	1	Adet
35	F 347.00	Needle Holder, Thin / Portegü İnce 18 cm	1	Adet
36	F 355.01	Hegar-Mayo Tc Needle Holder / Portegü 0.5-18.5 cm	1	Adet
37	F 355.02	Hegar-Mayo Tc Needle Holder / Portegü 0.5-20.5 cm	2	Adet
38	F 357.00	HEGAR NEEDLE HOLDER / PORTEGÜ 0.5-20.5CM	2	Adet
39	F 357.01	HEGAR NEEDLE HOLDER / PORTEGÜ 0.5-24.5 CM	1	Adet
40	G 201.00	Baby Mosquito Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens Eğri 10 cm	5	Adet
41	G 207.00	Micro-Halsted Delicate Haemostatic Forcep, Curved / Hassas Hemostatik Pens Eğri 12.5 cm	5	Adet
42	G 233.00	Moynihan Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens Eğri 15 cm	15	Adet
43	G 435.01	Pean Haemostatic Forceps, Curved / Hemostatik Pens Eğri 26 cm	1	Adet
44	G 448.01	Kocher Haemostatic Forceps Straight, 1X2 Teeth / Hemostatik Pens Düz 1X2 Diş 18.5 cm	10	Adet
45	G 464.01	Negus Haemostatic Forceps, Slightly Curved / Hemostatik Pens Hafif Eğri 19 cm	1	Adet
46	G 652.01	Oshaughnessy Dissecting Forcep / Diseksiyon Pensi 18 cm	1	Adet
47	G 640.01	Overholt Dissecting Forcep, Delicate Curved / Diseksiyon Pensi Hassas Eğri 21 cm	3	Adet

	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
48	G 883.00	Tubing Clamps / Tüp Klempi 16.5 cm	6	Adet
49	H 105.04	De Bakey Bulldog Clamp, Straight / Buldog Klemp, Düz 2 cm 6 cm	3	Adet
50	H 107.02	De Bakey Bulldog Clamp / Buldog Klemp, 55° 2 cm 5.5 cm	3	Adet
51	H 130.00	Mini Glover Bulldog Clamp, Straight / Buldog Klemp Düz 14 mm 3.5 cm	1	Adet
52	H 131.00	Mini Glover Bulldog Clamp, Slightly Curved / Buldog Klemp, Hafif Eğri 14 mm 3.5 cm	1	Adet
53	H 478.00	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klemp Atravmatik 115 mm 30 cm	2	Adet
54	H 485.00	Weber Vessel Clamp, Atraumatic Right / Damar Klempi Atravmatik Sağ 26 cm	1	Adet
55	H 486.00	Lambert-Kay Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 93 mm 21.5 cm	1	Adet
56	H 510.00	De Bakey Haemostatic Forcep, Atraumatic Straight / Hemostatik Pens Atravmatik Düz 60 mm 20 cm	1	Adet
57	H 510.01	De Bakey Haemostatic Forcep, Atraumatic Straight / Hemostatik Pens Atravmatik Düz 89 mm 26.5 cm	1	Adet
58	H 511.01	De Bakey Haemostatic Forcep, Atraumatic Curved / Hemostatik Pens Atravmatik Eğri 89 mm 26.5 cm	1	Adet
59	H 545.00	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 31 mm 16 cm	1	Adet
60	H 545.01	De-Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 40 mm 17 cm	1	Adet
61	H 571.01	De Bakey Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 76 mm 24 cm	1	Adet
62	H 621.02	Cooley Vessel Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 44 mm 17 cm	1	Adet
63	H 630.02	Derra-Cooley Clamp Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 80 mm 17.5 cm	1	Adet
64	J 750.04	Hegar Uterine Dilator / Üterin Dilatör 4 mm 18.5 cm	1	Adet
65	J 750.05	Hegar Uterine Dilator / Üterin Dilatör 5 mm 18.5 cm	1	Adet
66	J 750.06	Hegar Uterine Dilator / Üterin Dilatör 6 mm 18.5 cm	1	Adet
67	J 750.07	Hegar Uterine Dilator / Üterin Dilatör 7 mm 18.5 cm	1	Adet
68	J 750.08	Hegar Uterine Dilator / Üterin Dilatör 8 mm 18.5 cm	1	Adet
69	J 750.09	Hegar Uterine Dilator / Üterin Dilatör 9 mm 18.5 cm	1	Adet
70	J 750.10	Hegar Uterine Dilator / Üterin Dilatör 10 mm 18.5 cm	1	Adet
71	J 750.11	Hegar Uterine Dilator / Üterin Dilatör 11 mm 18.5 cm	1	Adet
72	K 112.01	Casper Vessel Hook, Middle / Caspar Damar Huku, Orta 90° 24.5 cm	1	Adet
73	K 144.00	Adson Nerve-Vessel Hook, Blunt / Sinir-Damar Huku, Künt 19 cm	1	Adet
74	K 263.00	Cushing Retractor / Ekartör 10X13 mm 20.5 cm	1	Adet
75	K 263.01	Cushing Retractor / Ekartör 14X18 mm 20.5 cm	1	Adet
76	K 274.02	Cushing Retractor / Ekartör 15X22 mm 25 cm	1	Adet
77	K 311.00	Farabeuf Retractor / Ekartörü 23X16-28X16 mm - 20X16-24X16 mm 15 cm	2	Adet
78	K 696.00	Cooley Retractor / Ekartör 45X30 mm 24.5 cm	1	Adet
79	K 696.01	Cooley Retractor / Ekartör 45X35 mm 24.5 cm	1	Adet
80	K 697.02	Cooley Retractor, Left / Ekartör, Sol 25X46 mm 28 cm	1	Adet
81	L 006.00	Parsonnet Self Retaining Retractor / Otomatik Ekartör 5 cm	1	Adet
82	L 080.00	Finsen Self Retaining Retractor / Otomatik Ekartör 5 cm	1	Adet
83	L 088.00	Alm Self Retaining Retractor / Otomatik Ekartör 7 cm	1	Adet
84	L 318.00	Mollison Slef Retaining Retractor / Otomatik Ekartör 15.5 cm	1	Adet
85	L 325.00	Wullstein Self-Retaining Retractor, Sharp / Otomatik Ekartör, Sivri 13 cm	1	Adet
86	L 375.02	On Self-Retaining Retractor / Otomatik Ekartör 32 cm	1	Adet
87	L 866.20	I.M.A Retractor Complete Set / I.M.A. Ekartörü Takım	1	Takım
88	N 142.01	Bone Curette / Kemik Küreti 7-8 mm 16 cm	1	Adet
89	P 640.00	Reill Wire Cutting Forceps / Tel Kesme Pensi 17.5 cm	2	Adet
90	R 830.02	Biopsy Forceps / Biyopsi Pens Düz 3.5 mm 35 cm	1	Adet
91	S 030.00	Approximator, Serrated / Aproximatör Tırtıllı	1	Adet
92	Y 110.15WB	Biobarrier Sterilization Container Gray / Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 585X280X155 mm	1	Takım
93	Y 181.05F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 539X252X60 mm	1	Adet
94	Y 181.07F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 539X252X80 mm	1	Adet







	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	B 030.02	SCALPEL HANDLE NO #3L / BİSTÜRİ SAPI NO #3L 21CM	1	Adet
2	B 043.00	SCALPEL HANDLE no #4 / BİSTÜRİ SAPI NO #4 22.5CM	1	Adet
3	B 035.00	BARRE SCALPEL HANDLE / BİSTÜRİ SAPI 25CM	1	Adet
4	C 423.01	Nelson-Metzenbaum Scissors Curved / Diseksiyon Makası Eğri 25 cm	1	Adet
5	C 764.02	Metzenbaum Tc Dissecting Scissors Thin Curved / Diseksiyon Makası İnce Eğri 23 cm	2	Adet
6	C 780.02	Ligature Scissors Gripcut, Curved / Ligatür Makası Gripcut Eğri 23 cm	1	Adet
7	C 783.14B	Metzenbaum Hardcoated Scissors, Delicate Curved / Sertleştirilmiş Makas Hassas Eğri 20 cm	2	Adet
8	D 262.02	De Bakey Atraumatic Forcep / Atromatik Penset 2 mm 24 cm	1	Adet
9	D 263.01	De Bakey Atraumatic Forcep / Atromatik Penset 2.7 mm 20 cm	1	Adet
10	D 263.02	De Bakey Atraumatic Forcep / Atromatik Penset 2.7 mm 24 cm	1	Adet
11	E 150.02	Allis Atraumatic Organ Tissue Forcep / Atromatik Organ Doku Pensi 7 mm 20 cm	1	Adet
12	E 481.00	Mayo Safety Pin / Mayo Alet Askısı 14 cm	5	Adet
13	F 346.02	De Bakey Tc Needle Holder Thin / Portegü İnce 0.4-25 cm	1	Adet
14	F 347.02	Tc Needle Holder Thin / Portegü İnce 23 cm	1	Adet
15	F 357.01	HEGAR Needle Holder / Portegü 0.5-24.5 cm	1	Adet
16	F 361.02	MASSON Needle Holder / Portegü 26.5 cm	1	Adet
17	G 265.00	Crile Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens, Eğri 16 cm	10	Adet
18	K 104.01	Cushing Nerve-Vessel Hook, Long Blunt / Sinir-Damar Huku, Uzun Künt 19 cm	1	Adet
19	K 106.00	CRILE Nerve-Vessel Hook / Sinir-Damar Huku 20 cm	1	Adet
20	K 156.00	ST.BARTIS Nerve-Vessel Hook, Blunt / Sinir-Damar Huku, Künt 18CM	1	Adet
21	K 263.01	Cushing Retractor / Ekartör 14X18 mm 20.5 cm	2	Adet
22	K 263.00	Cushing Retractor / Ekartör 10X13 mm 20.5 cm	2	Adet
23	K 616.00	Zenker Retractor / Ekartör 36X8 mm 24 cm	1	Adet
24	K 625.05	Allison Lung Spatula / Ciğer Spatulası 54 mm 32 cm	1	Adet
25	K 628.02	Allison Lung Spatula / Ciğer Spatulası 137 mm 30 cm	1	Adet
26	K 695.00	Cooley Atrium Retractor, Thin Teeth / Atrium Ekartör, İnce Diş 45X30 mm 26.5 cm	1	Adet
27	K 695.01	Cooley Atrium Retractor, Thin Teeth / Atrium Ekartör, İnce Diş 45X35 mm 26.5 cm	1	Adet
28	K 695.02	Cooley Retractor, Thin Teeth / Ekartör, İnce Diş 45X48 mm 26.5 cm	1	Adet
29	K 696.02	Cooley Retractor / Ekartör 45x48 mm 24.5 cm	1	Adet
30	K 697.02	Cooley Retractor, Left / Ekartör, Sol 25X46 mm 28 cm	1	Adet
31	M 115.01	Davis Raspatory / Raspa 24.5 cm	1	Adet
32	N 500.10	Simon Curette / Küret 13 mm 24 cm	1	Adet
33	R 390.14	Casper Rongeur, Straight / Ronjur Düz 6X16 mm 18.5 cm	1	Adet
34	R 392.13	Casper Rongeur 150° Upward / Ronjur 150° Yukarı 5X14 mm 18.5 cm	1	Adet
35	R 394.12	Casper Rongeur 150° Downward / Ronjur 150° Aşağı 4X14 mm 18.5 cm	1	Adet
36	R 426.02	Cushing Rongeur 150° Down / Ronjur 150° Aşağı 4 mm 14 cm	1	Adet
37	Y 904.03	Bowl / Tas 0.4 LT.11.0X7.0X5.5 cm	1	Adet
38	Y 210.13WB	Biobarrier Sterilization Container Gray / Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 465X280X135 mm	1	Takım
39	Y 280.10F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 405X252X110 mm	1	Adet



1



2



3



4



5




6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37





38



39








	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	C 502.00	De Bakey Vessel Scissors / Damar Makası 45° 15.5 cm	1	Adet
2	C 513.03	Potsh-Smith Vessel Scissors Ultra Delicate / Damar Makası Ultra Hassas 60° 18 cm	1	Adet
3	C 508.00	Dietrich Vessel Scissors / Damar Makası 90° 17 cm	2	Adet
4	C 513.35	Dietrich-Potts Scissors Stndandard / Makas Standart 125° 18 cm	1	Adet
5	C 386.00	Jameson Scissors Curved / Makas Eğri 15 cm	1	Adet
6	D 602.03	Diamote Micro Forcep, Straight / Mikro Penset Düz Ø 1 mm 18.5 cm	1	Adet
7	D 606.08	Diamote Micro Forcep, Straight / Mikro Penset Düz Ø 1 mm 25 cm	1	Adet
8	D 608.05	Diamote Micro Forcep, Curved / Mikro Penset Eğri Ø 1 mm 21 cm	1	Adet
9	D 198.00	Micro Forcep Cross Serrated / Mikro Penset Çapraz Tırtıl 20 cm	1	Adet
10	D 121.00	Muller Micro Forceps 1X2 Teeth / Mikro Penset 1X2 Diş 0.5 mm 11 cm	1	Adet
11	F 310.25	Diamote Micro Needle Holder Rounded Handle With Lock / Mikro Portegü Yuvarlak Sap Kilitli 23 cm	1	Adet
12	F 310.24	Diamote Micro Needle Holder Rounded Handle With Lock / Mikro Portegü Yuvarlak Sap Kilitli 21 cm	1	Adet
13	F 310.29	Diamote Micro Needle Holder Rounded Handle With Lock / Mikro Portegü Yuvarlak Sap Kilitli 21 cm	1	Adet
14	F 310.32	Diamote Micro Needle Holder Rounded Handle With Lock / Mikro Portegü Yuvarlak Sap Kilitli 21 cm	1	Adet
15	F 311.26	Diamote Micro Needle Holder Straight Handle With Lock / Mikro Portegü Düz Sap Kilitli 21 cm	1	Adet
16	H 105.02	De Bakey Bulldog Clamp, Straight / Bulldog Klemp, Düz 1.4 cm 5.5 cm	2	Adet
17	H 105.04	De Bakey Bulldog Clamp, Straight / Bulldog Klemp, Düz 2 cm 6 cm	3	Adet
18	H 107.02	De Bakey Bulldog Clamp / Bulldog Klemp 55° 2 cm 5.5 cm	2	Adet
19	J 510.03	De Bakey Probe, Malleable / Sonda Bükülebilir Ø 1 mm 19 cm	1	Adet
20	J 510.04	De Bakey Probe, Malleable / Sonda Bükülebilir Ø 1.5 mm 19 cm	1	Adet
21	J 510.05	De Bakey Probe, Malleable / Sonda Bükülebilir Ø 2 mm 19 cm	1	Adet
22	M 580.02	Varady Varix Dissector Curved-Straight / Varis Disektör Eğri-Düz 18 cm	1	Adet
23	Y 904.03	Bowl / Tas 0.4 LT.11.0X7.0X5.5 cm	1	Adet
24	Y 310.13WB	Biobarrier Sterilization Container Gray / Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 295X280X135 mm	1	Takım
25	Y 380.10F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 242X252X110 mm	1	Adet
26	Y 852.00	Silicone Grass Green / Yeşil Silikon Çim 225X235 mm	1	Adet









	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	B 033.00	Scalpel Handle No #7 / Bistüri Sapı No #7 16 cm	1	Adet
2	B 035.00	Barre Scalpel Handle / Bistüri Sapı 25 cm	1	Adet
3	B 040.01	Scalpel Handle No #4 / Bistüri Sapı No #4 13.5 cm	2	Adet
4	B 043.00	Scalpel Handle / Bistüri Sapı No #4 22.5 cm	1	Adet
5	B 045.00	Scalpel Handle #8 / Bistüri Sapı No #8 13 cm	1	Adet
6	C 510.01	Potts-Smith Vessel Scissors / Damar Makası 60 °18 cm	1	Adet
7	C 461.00	Abdominal Scissors, Straight / Batın Makası, Düz 18 cm	1	Adet
8	C 727.10	Mayo Tc Dissecting Scissors, Straight / Diseksiyon Makası, Düz 17 cm	1	Adet
9	C 763.01	Metzenbaum Dissecting Scissors, Thin Curved / Diseksiyon Makası İnce Düz 20 cm	1	Adet
10	C 761.00G	Nelson-Metzenbaum Scissors, Curved / Makas, Eğri 23 cm	1	Adet
11	C 793.04B	Metzenbaum Scissors, Gripcut Curved / Makas Gripcut, Eğri 20 cm	1	Adet
12	C 780.00	Ligature Scissors, Curved / Sütur Makası, Eğri 18 cm	1	Adet
13	D 262.01	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 2 mm 20 cm	2	Adet
14	D 262.02	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 2 mm 24 cm	2	Adet
15	D 263.01	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 2.7 mm 20 cm	1	Adet
16	D 265.01	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 1.5 mm 20 cm	1	Adet
17	D 256.02	De Bakey Atraumatic Forceps, Straight Handle / Atravmatik Penset, Düz Sap 1 mm 20 cm	1	Adet
18	D 267.01	De Bakey Atraumatic Forceps / Atravmatik Penset 1 mm 19.5 cm	1	Adet
19	D 360.05	Tissue Forcep, Standard 1X2 Teeth / Doku Penseti Standart 1X2 Diş 18 cm	2	Adet
20	D 390.01	Russ Model Tissue Forceps / Doku Penseti 20 cm	1	Adet
21	E 054.00	Maier Sponge And Dressing Forcep, Straight With Lock / Spanç Ve Pansuman Pensi, Düz Kilitli 26.5 cm	1	Adet
22	E 055.00	Maier Sponge And Dressing Forcep, Curved With Lock / Spanç Ve Pansuman Pensi, Eğri Kilitli 26.5 cm	1	Adet
23	E 130.00	Ovum Tissue Forcep / Organ Doku Pensi 21 mm 25 cm	1	Adet
24	E 150.02	Allis Atraumatic Organ Tissue Forcep / Atravmatik Organ Doku Pensi 7 mm 20 cm	1	Adet
25	E 150.04	Allis Atraumatic Organ Tissue Forcep / Atravmatik Organ Doku Pensi 8.4 mm 22 cm	1	Adet
26	E 187.00	Collin Atraumatic Organ Tissue Forcep / Atravmatik Organ Doku Pensi 19.5 cm	1	Adet
27	E 430.01	Backhaus Towel Clamps / Çamaşır Klempi 11 cm	10	Adet
28	E 431.01	Backhaus Towel Clamps / Çamaşır Klempi 10.5 cm	10	Adet
29	E 439.00	Backhaus-Kocher Towel Clamps / Çamaşır Klempi 13.5 cm	10	Adet
30	E 430.02	Backhaus Towel Clamps / Çamaşır Klempi 13.5 cm	10	Adet
31	E 481.00	Mayo Safety Pin / Alet Askısı 14 cm	5	Adet
32	F 338.00	Sarot Needle Holder / Portegü 17.5 cm	1	Adet
33	F 335.00	Tc Berry Sternal Needle Holder / Portegü 18.5 cm	1	Adet
34	F 346.02	De Bakey Tc Needle Holder, Thin / Portegü, İnce 0.4-25 cm	1	Adet
35	F 356.00	Hegar Mayo Seeley Needle Holder / Portegü 20 cm	2	Adet
36	G 070.01	Clip Applicator Forcep, Small Yellow / Klip Uygulayıcı Pens, Küçük Sarı 25° 20 cm	1	Adet
37	G 072.01	Clip Applicator Forcep, Medium Blue / Klip Uygulayıcı Pens, Orta Mavi 25° 20 cm	1	Adet
38	G 077.01	Clip Applicator Forcep, Large Orange / Klip Uygulayıcı Pens, Büyük Turuncu 25° 20 cm	1	Adet
39	G 215.00	Halsted-Mosquito Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens, Eğri 12.5 cm	6	Adet
40	G 221.00	Crile Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens, Eğri 14 cm	10	Adet
41	G 240.00	Crile Delicate Haemostatic Forceps, Straight / Hassas Hemostatik Pens, Düz 14 cm	6	Adet
42	G 265.00	Crile Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens, Eğri 16 cm	6	Adet
43	G 276.00	Fraser-Kelly Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens, Eğri 18 cm	3	Adet
44	G 291.00	Halstead Mosquito Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens, Eğri 20 cm	4	Adet
45	G 307.00	Adson Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens, Eğri 21.5 cm	2	Adet
46	G 448.03	Kocher Haemostatic Forceps, Straight 1X2 Teeth / Hemostatik Pens, Düz 1X2 Diş 22.5 cm	8	Adet
47	G 640.01	Overholt Dissecting Forcep, Delicate Curved / Diseksiyon Pensi Hassas Eğri 21 cm	3	Adet

	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
48	G 644.02	Gemini Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 18 cm	2	Adet
49	G 644.03	Gemini Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 20 cm	2	Adet
50	G 644.04	Gemini Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 23 cm	2	Adet
51	G 674.01	Mixer Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 25 cm	2	Adet
52	G 696.00	Mikulicz Periyon Clamps 1X2 Teeth / Karın Zarı Pensi 1X2 Diş 20.5 cm	4	Adet
53	G 884.01	Tubing Clamps / Tüp Klempi 18 cm	6	Adet
54	G 884.02	Tubing Clamps / Tüp Klempi 20 cm	6	Adet
55	H 532.00	Castaneda Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klemp Atravmatik 45° 48 mm 12 cm	1	Adet
56	H 445.00	De Bakey Dissecting Forcep Atraumatic / Diseksiyon Pensi Atravmatik 94 mm 24 cm	1	Adet
57	H 452.01	Glover Vessel Clamps, Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 95 mm 21 cm	1	Adet
58	H 465.01	De Bakey Vessel Clamps, Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 110 mm 30 cm	1	Adet
59	H 465.02	De Bakey Vessel Clamps, Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 130 mm 31.5 cm	1	Adet
60	H 481.00	De Bakey Clamps, Atraumatic / Damar Klemp Atravmatik 111 mm 27 cm	1	Adet
61	H 461.00	De Bakey Aorto Clamps, Atraumatic / Aort Klemp, Atravmatik 70° 93 mm 24 cm	2	Adet
62	H 484.00	Weber Vessel Clamps, Atraumatic Left / Damar Klempi Atravmatik Sol 26 cm	1	Adet
63	H 485.00	Weber Vessel Clamps Atraumatic, Right / Damar Klempi Atravmatik Sağ 26 cm	1	Adet
64	H 486.01	Lambert-Kay Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 100 mm 21 cm	1	Adet
65	H 570.00	De Bakey Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 85 mm 22 cm	1	Adet
66	H 570.02	De Bakey Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 99 mm 27 cm	1	Adet
67	H 570.04	De Bakey Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 119 mm 28 cm	1	Adet
68	H 581.02	De Bakey Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 135 mm 30.5 cm	1	Adet
69	H 757.00	Cooley Atraumatic Vessel Clamps / Atravmatik Damar Klemp 115 mm 32 cm	1	Adet
70	J 300.00	Yankuer Suction Tube / Aspiratör Ucu Ø 4.8 mm 28.5 cm	1	Adet
71	K 144.10	Adson Nerve-Vessel Hook, Sharp / Sinir-Damar Huku, Sivri 19 cm	1	Adet
72	K 156.00	St.bartis Nerve-Vessel Hook, Blunt / Sinir-Damar Huku, Künt 18 cm	1	Adet
73	K 274.02	Cushing Retractor / Ekartör 15X22 mm 25 cm	2	Adet
74	K 310.00	Farabeuf Retractor / Ekartörü 25X10-32X12 mm - 22X10-28X12 mm 12.5 cm	1	Adet
75	K 311.00	Farabeuf Retractor / Ekartörü 23X16-28X16 mm - 20X16-24X16 mm 15 cm	1	Adet
76	K 342.00	Us Army Retractor / Ekartör 26X15-43X15-23X15-40X15	1	Adet
77	K 435.02	Kocher Retractor / Ekartör 16X20 mm 22 cm	1	Adet
78	K 451.05	Langenbeck Retractor / Ekartör 40X10 mm 21 cm	2	Adet
79	L 314.00	Weitlaner Self Retaining Retractor, Semi-Sharp / Otomatik Ekartör Yarı Sivri 16.5 cm	1	Adet
80	L 330.15	Cone Self Retaining Retractor, Sharp / Otomatik Ekartör Sivri 26.5 cm	1	Adet
81	L 820.01	Morse Chest Retractor / Göğüs Ekartör 20X18.8X27.4 cm	1	Adet
82	L 828.04	Cooley Chest Retractor / Göğüs Ekartör 19X18X29 cm	1	Adet
83	L 906.00	Chest Retractor Set / Göğüs Ekartör Seti	1	Takım
84	P 640.00	Reill Wire Cutting Forceps Hardcoated / Tel Kesme Pensi Sertleştirilmiş 17.5 cm	1	Adet
85	Y 904.03	Bowl / Tas 0.4 Lt.11.0X7.0X5.5 cm	1	Adet
86	Y 110.15WB	Biobarrier Sterilization Container Gray / Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 585X280X155 mm	1	Takım
87	Y 181.07F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 539X252X80 mm	1	Adet
88	Y 181.05F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 539X252X60 mm	1	Adet







	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	M 278.02	Lambotte Raspatory / Raspa 10 mm 21.5 cm	1	Adet
2	M 278.03	Lambotte Raspatory / Raspa 15 mm 21.5 cm	1	Adet
3	M 289.01	Semb Raspatory / Raspa 12 mm 19 cm	1	Adet
4	M 289.03	Semb Raspatory, Curved / Raspa, Eğri 13 mm 23 cm	1	Adet
5	M 290.02	Doyen Raspatory For Adults, Left / Raspa Büyükler İçin Sol 17.5 cm	1	Adet
6	M 291.02	Doyen Raspatory For Adults, Right / Raspa Büyükler İçin Sağ 17.5 cm	1	Adet
7	M 598.00	Lebsche Sternum Cutter / Sternum Kesici 20 cm	1	Adet
8	M 802.01	Mallet With Disc / Çekiç Diskli 200 gr 24.5 cm	1	Adet
9	P 291.00	Luer Bone Bone Rongeur, Curved / Kemik Ronjur Eğri 17.5 cm	1	Adet
10	P 321.01	Luer-Stillie Bone Rongeur, Curved / Kemik Ronjur Eğri 22.5 cm	1	Adet
11	P 375.01	Liston Bone Cutting Forceps / Kemik Kesme Pensi 24 cm	1	Adet
12	P 502.01	Giertz-Stillie Chest Scissors / Göğüs Makası 25 cm	1	Adet
13	P 640.00	Reill Wire Cutting Forcep Hardcoated / Tel Kesme Pensi Sertleştirilmiş 17.5 cm	1	Adet
14	T 852.01	Bailey Chest Retractor For Adults / Göğüs Ekartörü Büyükler İçin 20 cm	1	Adet
15	Y 310.10WB	Biobarrier Sterilization Container/ Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 295X280X105 mm	1	Takım
16	Y 380.07F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 242x252x80 mm	1	Adet



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Torax Retractor Set

Torax Ekartör Seti



	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	L 802.00	Finochietto Chest Retractor / Göğüs Ekartörü 18X21 mm	1	Adet
2	L 810.00	Finochietto Chest Retractor / Göğüs Ekartörü 44X65 mm 26 cm	1	Adet
3	L 814.01	De Bakey Chest Retractor / Göğüs Ekartörü 18X15X22 cm	1	Adet
4	L 814.05	Retractor Blade / Göğüs Ekartörü Bleydi 30X30 mm	1	Adet
5	L 814.06	Retractor Blade / Göğüs Ekartörü Bleydi 40X40 mm	1	Adet
6	L 815.00	De Bakey Chest Retractor Complete Set / Göğüs Ekartör Takım	1	Takım
7	Y 210.13WB	Biobarrier Sterilization Container Gray / Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 465X280X135 mm	1	Takım
8	Y 280.10F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 405X252X110 mm	1	Adet



1



2



3



4



5



6



7







8



	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	B 030.00	Scalpel Handle No #3 / Bistüri Sapı No #3 12.5 cm	1	Adet
2	B 032.00	Scalpel Handle No #7 / Bistüri Sapı No #7 16 cm	1	Adet
3	B 040.01	Scalpel Handle No #4 / Bistüri Sapı No #4 13.5 cm	1	Adet
4	C 168.11	Micro Scissors Flat Handle Delicate / Mikro Makas Düz Sap Hassas 45° 16.5 cm	1	Adet
5	C 168.14	Micro Scissors Flat Handle Delicate / Mikro Makas Düz Sap Hassas 90° 16.5 cm	1	Adet
6	C 168.16	Micro Scissors Flat Handle Delicate / Mikro Makas Düz Sap Hassas 125° 16.5 cm	1	Adet
7	C 311.03	Surgical Scissors Standard, Curved Sharp-Blunt / Cerrahi Makas Standart, Eğri Sivri-Künt 14.5 cm	1	Adet
8	C 311.05	Surgical Scissors Standard, Curved Sharp-Blunt / Cerrahi Makas Standart, Eğri Sivri-Künt 16.5 cm	1	Adet
9	C 730.00	Lexer Dissecting Scissors, Thin / Diseksiyon Makası İnce 16.5 cm	1	Adet
10	C 751.00	Dissecting Scissors, Thin Curved / Diseksiyon Makası, İnce Eğri 11.5 cm	1	Adet
11	C 764.00	Metzenbaum Tc Dissecting Scissors, Thin Curved / Diseksiyon Makası İnce Eğri 18 cm	2	Adet
12	C 764.01	Metzenbaum Tc Dissecting Scissors, Thin Curved / Diseksiyon Makası, İnce Eğri 20 cm	1	Adet
13	D 262.00	De Bakey Atraumatic Forcep / Atravmatik Penset 2 mm 15 cm	1	Adet
14	D 262.01	De Bakey Atraumatic Forcep / Atravmatik Penset 2 mm 20 cm	1	Adet
15	D 263.00	De Bakey Atraumatic Forcep / Atravmatik Penset 2.7 mm 15 cm	1	Adet
16	D 263.01	De Bakey Atraumatic Forcep / Atravmatik Penset 2.7 mm 20 cm	1	Adet
17	D 217.00	Delicate Dissecting Forcep, Straight / Hassas Diseksiyon Penset, Düz 11.5 cm	1	Adet
18	D 225.03	Delicate Dissecting Forcep, Middle Straight / Hassas Diseksiyon Penset, Orta Düz 16 cm	1	Adet
19	D 225.05	Dissecting Forcep, Middle Straight / Diseksiyon Penset, Orta Düz 18 cm	1	Adet
20	D 329.00	Adson Delicate Tissue Forcep 1X2 Teeth / Hassas Doku Penset 1X2 Diş 15 cm	1	Adet
21	D 361.05	Tissue Forceps, Middle 1X2 Teeth / Doku Penseti Orta 1X2 Diş 18 cm	1	Adet
22	D 363.01	Tissue Forceps, Straight 1X2 Teeth / Doku Penseti Düz 1X2 Diş 16 cm	1	Adet
23	D 606.13	Diamote Micro Forcep, Straight / Mikro Penset Düz Ø 2 mm 18.5 cm	1	Adet
24	D 633.03	Diamote Micro Forcep Platform, Straight / Mikro Penset Platform Düz 18.5 cm	1	Adet
25	E 054.00	Maier Sponge And Dressing Forcep, Straight With Lock / Spanç Ve Pansuman Pensi Düz Kilitli 26.5 cm	1	Adet
26	E 055.00	Maier Sponge And Dressing Forcep, Curved With Lock / Spanç Ve Pansuman Pensi Eğri Kilitli 26.5 cm	1	Adet
27	E 185.00	Pennington İntestinal Forcep / Bağırsak Pensi 15.5 cm	1	Adet
28	E 430.01	Backhaus Towel Clamps / Çamaşır Klempi 11 cm	6	Adet
29	E 440.00	Towel Clamps / Çamaşır Klempi 14 cm	6	Adet
30	E 481.00	Mayo Safety Pin / Alet Askısı 14 cm	4	Adet
31	F 305.00	Needle Holder With Lock / Portegü Kilitli 18 cm	1	Adet
32	F 305.01	Castroviejo Tc Needle Holder With Lock / Portegü Kilitli 21.5 cm	1	Adet
33	F 312.00	Hardtips Needle Holder With Lock / Portegü Kilitli 17 cm	1	Adet
34	F 324.00	Ryder Needle Holders, Straight Jaw / Portegü Düz Ağız 15 cm	1	Adet
35	F 328.00	Baby Crile Wood-Tc Needle Holder / Portegü 15 cm	1	Adet
36	F 355.00	Hegar-Mayo Tc Needle Holder / Portegü 0.5-15 cm	1	Adet
37	F 355.01	Hegar-Mayo Tc Needle Holder / Portegü 0.5-18.5 cm	2	Adet
38	G 206.00	Micro Halstead Delicate Haemostatic Forceps / Hassas Hemostatik Pens Düz 12.5 cm	6	Adet
39	G 207.00	Micro Halstead Delicate Haemostaticforceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens Eğri 12.5 cm	6	Adet
40	G 240.00	Crile Delicate Haemostatic Forceps, Straight / Hassas Hemostatik Pens Düz 14 cm	6	Adet
41	G 241.00	Crile Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens Düz 14 cm	6	Adet
42	G 275.00	Nissen Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens Eğri 18.5 cm	4	Adet
43	G 430.00	Pean Haemostaticforceps Straight / Hemostatik Pens, Düz 16 cm	4	Adet
44	G 618.01	Dissecting Forceps Curved / Diseksiyon Pensi, Eğri 21 cm	4	Adet
45	G 644.02	Gemini Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 18 cm	2	Adet
46	G 690.00	Baby-Mikulicz Periton Forceps, Curved 1X2 Teeth / Periton Pensi Eğri 1X2 Diş 14 cm	4	Adet
47	J 500.00	Nabatoff Vessel Stripper Set / Damar Temizleme Aleti Takım	1	Takım

Code/Kod		Description / Açıklama	Quantity /Adet	
48	K 311.00	Farabeuf Retractor / Ekartör 23X16-28X16 mm - 20X16-24X16 mm 15 cm	1	Adet
49	L 314.00	Weitlaner Self Retaining Retractor, Semi-Sharp / Otomatik Ekartör Yarı Sivri 16.5 cm	1	Adet
50	L 354.03	Weitlaner Self Retaining Retractor, Blunt / Otomatik Ekartör Künt 25.5 cm	1	Adet
51	M 580.00	Varady Varix Dissector Curved-Curved / Varis Disektör Eğri-Eğri 18 cm	1	Adet
52	M 580.01	Varady Varix Dissector Curved-Straight / Varis Disektör Eğri-Düz 18 cm	1	Adet
53	M 580.02	Varady Varix Dissector Curved-Straight / Varis Disektör Eğri-Düz 18 cm	1	Adet
54	M 580.05	Varady Varix Dissector Curved-Straight / Varis Disektör Eğri-Düz 17 cm	1	Adet
55	M 580.06	Varady Varix Dissector Straight-Curved Large Tip / Varis Disektör Düz-Eğri Geniş Uç 17 cm	1	Adet
56	M 580.07	Varady Varix Instrument Curved-Curved / Varis Spatula Eğri-Eğri 17.5 cm	1	Adet
57	P 643.00	Wire Cutting Scissors / Tel Kesme Pensi 23.5 cm	1	Adet
58	Y 904.03	Bowl / Tas 0.4 LT.11.0X7.0X5.5 cm	1	Adet
59	Y 210.15WB	Biobarrier Sterilization Container Gray / Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 465X280X155 mm	1	Takım
60	Y 280.05F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 405X252X60 mm	1	Adet
61	Y 280.07F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 405X252X80 mm	1	Adet
62	Y 852.10	Silicone Grass Green / Yeşil Silikon Çim 370X235 mm	1	Adet





47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	B 030.01	Scalpel Handle No #3 / Bistüri Sapı No #3 12.5 cm	1	Adet
2	B 040.01	Scalpel Handle No #4 / Bistüri Sapı No #4 13.5 cm	1	Adet
3	C 310.03	Surgical Scissors, Straight Sharp-Blunt / Cerrahi Makas, Düz Sivri-Künt 14.5 cm	1	Adet
4	C 387.00	Reynolds Dissecting Scissors, Curved / Diseksiyon Makası, Eğri 14.5 cm	1	Adet
5	C 506.01	Potts-De Martel Vessel Scissors / Damar Makası, 45° 18.5 cm	1	Adet
6	C 756.00	Metzenbaum Dissecting Scissors, Curved / Diseksiyon Makası, Eğri 14.5 cm	1	Adet
7	C 756.01	Metzenbaum Dissecting Scissors, Curved / Diseksiyon Makası, Eğri 18 cm	1	Adet
8	C 756.02	Metzenbaum Dissecting Scissors, Curved / Diseksiyon Makası, Eğri 20 cm	1	Adet
9	C 711.00	Tc Dissecting Scissors, Curved / Diseksiyon Makası, Eğri 11 cm	1	Adet
10	C 731.00	Mayo Lexer Dissecting Scissors, Thin Curved / Diseksiyon Makası, İnce Eğri 16.5 cm	1	Adet
11	C 780.00	Suture Scissors, Curved / Ligatür Makası Eğri 18 cm	1	Adet
12	D 215.04	Delicate Dissecting Forcep, Straight / Hassas Diseksiyon Penset Düz 14.5 cm	2	Adet
13	D 256.01	De Bakey Atraumatic Forcep, Straight Jaw / Atravmatik Penset, Düz Sap 1 mm 18 cm	1	Adet
14	D 256.02	De Bakey Atraumatic Forcep, Straight Jaw / Atravmatik Penset, Düz Sap 1 mm 20 cm	1	Adet
15	D 262.00	De Bakey Atraumatic Forcep, Straight / Atravmatik Penset 2 mm 15 cm	2	Adet
16	D 262.01	De Bakey Atraumatic Forcep, Straight / Atravmatik Penset 2 mm 20 cm	2	Adet
17	D 265.00	De Bakey Atraumatic Forcep, Straight / Atravmatik Penset 1.5 mm 15 cm	2	Adet
18	D 265.01	De Bakey Atraumatic Forcep, Straight / Atravmatik Penset 1.5 mm 20 cm	2	Adet
19	D 361.02	Tissue Forcep, Middle 1X2 Teeth / Doku Penseti, Orta 1X2 Diş 14.5 cm	1	Adet
20	D 382.01	Waugh Tissue Forcep, Middle 1X2 Teeth / Doku Penseti, Orta 1X2 Diş 20 cm	2	Adet
21	E 055.00	Maier Sponge and Dressing Forcep, Curved With Lock / Spanç ve Pansuman Pensi, Eğri Kilitli 26.5 cm	2	Adet
22	E 150.00	Allis Organ Tissue Forcep / Organ Doku Pensi 6.2 mm 15.5 cm	2	Adet
23	E 430.02	Backhaus Towel Clamps / Çamaşır Klempi 13.5 cm	6	Adet
24	E 440.05	Towel Clamps / Çamaşır Klempi 11.5 cm	6	Adet
25	F 328.00	Baby Crile Wood Needle Holder / Portegü 15 cm	1	Adet
26	F 355.01	Hegar-Mayo Tc Needle Holder / Portegü 0.5-18.5 cm	1	Adet
27	F 355.02	Hegar-Mayo Tc Needle Holder / Portegü 0.5-20.5 cm	2	Adet
28	F 380.01	Ryder Needle Holder, Thin / Portegü, İnce 15.5 cm	1	Adet
29	G 010.01	Diethrich Bulldog Clamp / Bulldog Klemp 13 mm 5.5 cm	2	Adet
30	G 010.02	Diethrich Bulldog Clamp, Straight / Bulldog Klemp, Düz 6 mm	2	Adet
31	G 011.00	Diethrich Bulldog Clamp, Angled / Bulldog Klemp, Açılı 5 cm	2	Adet
32	G 012.00	Diethrich Bulldog Clamp, Curved / Bulldog Klemp, Eğri 5.5 mm	2	Adet
33	G 207.00	Micro Halstead Delicate Haemostatic Forceps, Curved / Hassas Hemostatik Pens, Eğri 12.5 cm	6	Adet
34	G 448.01	Kocher Haemostatic Forceps, Straight / Hemostatik Pens, Düz 18.5 cm	6	Adet
35	G 449.01	Kocher Haemostatic Forceps, Curved 1X2 Teeth / Hemostatik Pens, Eğri 1X2 Diş 18.5 cm	2	Adet
36	G 614.00	Micro Adson Dissecting Forceps, Curved / Diseksiyon Pensi, Eğri 14 cm	1	Adet
37	G 617.00	Baby Adson Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 14 cm	1	Adet
38	G 617.01	Baby Adson Dissecting Forceps / Diseksiyon Pensi 18 cm	1	Adet
39	G 620.00	Overholt-Geissendoerfer Dissecting Forceps, Curved / Diseksiyon Pensi, Eğri 19.5 cm	2	Adet
40	G 620.02	Overholt-Geissendoerfer Dissecting Forceps, Curved / Diseksiyon Pensi, Eğri 22 cm	2	Adet
41	G 620.03	Overholt-Geissendoerfer Dissecting Forceps, Curved / Diseksiyon Pensi, Eğri 22.5 cm	2	Adet
42	G 644.01	Gemini Suture Forceps / Dikiş Pensi 16 cm	1	Adet
43	H 101.00	De Bakey-Dietrich Clamps Atraumatic / Klemp Atravmatik 4.5 cm	2	Adet
44	H 121.01	De Bakey Bulldog Clamps Atraumatic Curved / Bulldog Klemp Atravmatik Eğri 31 mm 86 mm	2	Adet
45	H 488.00	Diethrich Bulldog Clamps Atraumatic / Bulldog Klemp Atravmatik 75 mm 21 cm	1	Adet
46	H 522.00	De Bakey Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klemp Atravmatik 53 mm 12.5 cm	1	Adet
47	H 545.01	De-Bakey Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 40 mm 17 cm	1	Adet

	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
48	H 550.00	Cooley Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 90° 15 cm	1	Adet
49	H 551.00	Cooley Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 60° 16 cm	1	Adet
50	H 552.00	Cooley Vessel Clamps Atraumatic / Damar Klempi Atravmatik 30° 16.5 cm	1	Adet
51	H 556.00	Cooley Vessel Clamps / Damar Klempi 24 mm 16 cm	2	Adet
52	H 630.02	Derra-Cooley Clamp Atraumatic / Klemp Atravmatik 80 mm 17.5 cm	1	Adet
53	J 033.10	Probe / Sonda 1.5 mm 18 cm	1	Adet
54	J 520.01	Cannula / Kanül Ø 3 mm 15 cm	1	Adet
55	K 106.00	Crile Nerve-Vessel Hook / Sinir-Damar Huku 20 cm	1	Adet
56	K 168.03	Wound Retractor, Small Sharp 3 Nail / Yara Ekartörü Küçük Sivri 3 Tırnak 16.5 cm	2	Adet
57	K 262.02	Desmarres Retractor / Ekartör 11X14 mm 14 cm	2	Adet
58	K 263.01	Cushing Retractor / Ekartör 14X18 mm 20.5 cm	2	Adet
59	K 325.00	Roux Retractor Complete Set / Ekartör Takım 16.5 cm	1	Adet
60	K 436.03	Kocher Retractor / Ekartör 15.5X30 mm 22 cm	2	Adet
61	K 434.02	Volkman Retractor, Smi-Sharp 4 Nail / Ekartör Yarı Sivri 4 Tırnak 8.5X19 mm 22 cm	2	Adet
62	K 452.06	Kocher Langenbeck Retractor / Ekartör 41X11 mm	2	Adet
63	K 452.07	Kocher Langenbeck Retractor / Ekartör 55X11 mm	2	Adet
64	L 305.00	Weitlaner Self Retaining Retractor, Blunt / Otomatik Ekartör Künt 13 cm	1	Adet
65	L 375.02	Adson Self Retaining Retractor / Otomatik Ekartör 32 cm	1	Adet
66	L 354.02	Weitlaner Self Retaining Retractor / Otomatik Ekartör Künt 24 cm	1	Adet
67	M 115.01	Davis Raspatory / Raspa 24.5 cm	1	Adet
68	M 161.01	Freer Raspatory / Raspa 18.5 cm	1	Adet
69	M 180.01	Sachs Dissector / Disektör 21 cm	1	Adet
70	Y 900.02	Kidney Bowl / Böbrek Küveti 205X115X40 mm	1	Adet
71	Y 904.03	Bowl / Tas 0.4 Lt.11.0X7.0X5.5 cm	1	Adet
72	Y 904.04	Bowl / Tas 1.0 Lt.15.0X10.0X7.5 cm	1	Adet
73	Y 210.15WB	Biobarrier Sterilization Container Gray / Biyobariyer Sterilizasyon Konteyner Gri 465X280X155 mm	1	Takım
74	Y 280.10F	Perforated Tray With Feet / Delikli Tepsi Ayaklı 405X252X110 mm	1	Adet





46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



A-Z

Alfabetik Dizin
Alphabetical Index

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

A

ADLERKREUTZ
Damar ve Tümör Penseti,35

ADSON

Diseksiyon Penseti,42
Dişli Doku Penseti,42
Hassas Dişli Doku Penseti,32
Hassas Dişli Doku Penseti (Titanyum),47
Hassas Hemostatik Pensi,84
Otomatik Ekartör,183
Raspa,221

ADSON-BABY

Otomatik Ekartör,181

ADSON-BROWN

Dişli Doku Penseti,42

ALEXANDER

Raspa,222

Aliminyum Göğüs Ekartörleri,195, 197

Aliminyum Torasik Ekartörleri,194, 196

ALLENBERG

Bleyd Değiştirmek İçin Penset,186
Çok Amaçlı Klemp,140
Damar Grefti İçin Alet Set,231
İliak Ekartörü Komple,186
Otomatik Ekartör,182
Sadece Ekartör,186
Yan Bleyd,186

ALLIS

Organ ve Doku Tutma Pensi,52, 53, 54

ALLISON

Ekartörler ve Ciğer Spatulası,213

ALLPORT

Otomatik Ekartör,180

ALM

Otomatik Ekartör,180

Anastomoz Klempler, ..145, 146, 147, 148, 149, 150

Anastomoz ve Çok Amaçlı Klempler,101, 102, 103, 105, 107, 109

ANKENEY

Göğüs Ekartörü,199

ANTHONY

Aspiratör Ucu,232

Aort Anastomoz Klempleri,131, 132

Aort Anevrizma Klempler,123, 126, 127

Aort Dilatörleri,230

Aort Kapağı Ekartörleri,217

Aort Klempleri,128, 129, 130, 152, 160

Aproksimatörler,73, 74

Asedon Aort Çapraz Klempler,122

Aspiratör Uçları,164, 232

ATLEE

Bronş Klemp,133

Atrium Ekartörler,218

Atrium Ekartörler Polimer Saplı,219

AUSTIN

Mikro Sütur Bağlama Penseti,32

B

BABCOCK

Organ ve Doku Tutma Pensi,53, 54
Varis Sondaları,225

BABY-ADSON

Hassas Hemostatik Pensi,89

BABY-CRILE-WOOD

Portegü,65

BABY-METZENBAUM

Diseksiyon Makası,23, 28

BABY-MIXTER

Diseksiyon Pensi,89

BABY-MOSQUITO (HARTMANN)

Hassas Hemostatik Pensi,83

BABY-SATINSKY

Damar Klemp,157

BACKHAUS

Çamaşır Klempi,51

BAILEY

Göğüs Ayırıcı,237

BAILEY-OCHSNER

Diseksiyon ve Dikiş Pensi,95

BARRE

Damar Makası,20

BAUMGARTNER

Dikiş Pensi,72

Bayonet Pensetler,39

Bebekler İçin Göğüs Ekartörleri,184, 185

BECK

Anastomoz Klemp,146

BECKMANN-EATON

Otomatik Ekartör,183

BEEBE

Tel Kesme Makası,26

BELCHER'S

Hassas Hemostatik Pensi,86

BERRY

Dikiş Pensi,71

BETHUNE

Göğüs Makası,237

BIEMER

Aproksimatör,74, 76

Damar Açıcı,167

Damar Klip,75

Damar Makas,4

Klip Uygulayıcı Penset,76

BIEMER-MUELLER

Aproksimatör,73

Bistüri Sapları,2, 3

Biyobtom,230

Biyopsi Pensleri,232

BLAKE

Emboli Tutma Pensi,225

Embolus Tutma Penseti,50

BLANCO

Ekartör,215

BONNEY

Dişli Doku Penseti,45

BOROWSKI

Aort Kapağı Ekartörü,217

BORST

Tespit Klempi,51

BOSE

Otomatik Ekartör,180

BOYS-ALLIS

Organ ve Doku Tutma Pensi,52

Böbrek ve Pankreas Klempleri,138

BÖHLER

Kemik Kesme Pensi,241

BRAUN-STADLER

Çocuklar İçin Sternal Makası,235

BRIDGE

Hassas Hemostatik Pensi,86

BROCK'S

Biyopsi Pensi,232

Ekartör,216

BROM

İnce Yara Ekartörü,166

BROMPTON

Ekartör,216

Makaralı Tüp Sağıcı,233

Bronş Klempler,141

Bronş Klempleri,133, 134, 136

Bronş Pensleri,161

BROPHY

Hassas Diseksiyon Penseti,34

BROWN

Dişli Doku Penseti,33

BRUNNER

Göğüs Makası,238

BRUNS

Kemik Küreti,236

Buldog Klempleri,79, 80, 81, 82, 142, 143

BURFORD

Aliminyum Torasik Ekartörü,196

Bleyd,196

C

CALNE

Karaciğer Transplantasyon Klemp,139

CARREL

Hassas Hemostatik Pensi,89

CASPAR

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

Ronjur,	247
CASTANEDA	
Aliminyum Göğüs Ektartörü,	197
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	101
Yenidoğan ve Çocuk Klempi,	90
CASTROVIEJO	
Portegü,	64
Cerrahi Makaslar,	18, 19, 22
CHEVALIER-JACKSON'S	
Aspiratör Ucu,	232
CHITWOOD-DE BAKEY	
Dişli Doku Penseti,	44
CLELAND'S	
Ektartör,	173
COLLIN	
Göğüs Makası,	238
Organ ve Doku Tutma Pensi,	55
CONVERSE	
Portegü,	65
COOLEY	
Aliminyum Göğüs Ektartörü,	195, 197
Anastomoz Klemp,	145, 146, 148, 149, 150
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	102, 103
Aort Klemp,	152
Atrium Ektartör,	218
Atrium Ektartörü,	218
Atrium Ektartörü Polimer Saplı,	219
Aydınlatma Kolu,	208
Buldog Klemp,	142, 143
Çok Amaçlı Klemp,	152, 153
Dilatör,	226
Dilatör İçin Aliminyum Sap,	229
Duktus ve Koartasyon Klemp,	151
Göğüs Ektartörü,	204
Kanül,	165
Minimal İnvasiv Cerrahi Sistemi,	210
Mitral Valf Dilatörü,	230
Penset,	36
Sternum Ektartörü,	189
COOLEY-BECK	
Anastomoz Klemp,	145
COOPER	
Cerrahi Makas,	19
CORYLLOS	
Ektartörler ve Ciğer Spatulası,	214
CRAFOORD	
Aort Klempi,	160
Hassas Hemostatik Pensi,	86
CRAFOORD-SELLORS	
Aort Klempi,	160
CRAFORD	
Damar Klempi,	162
CRAWFORD	
Ektartör,	215
CRILE	

İnce Yara Ektartörü,	166
Portegü,	63
CRILE-WOOD	
Portegü,	65
CUSHING	
Damar Ektartörü,	169
Diseksiyon Penseti,	43
Hassas Diseksiyon Penseti,	34
Hassas Diseksiyon Penseti (Titanyum),	48
İnce Yara Ektartörü,	166
CUSHING - KOCHER	
Yara Ektartörü,	169

Ç

Çapraz Tırtıllı Mikro Makaslar (Yaylı Tip),	4, 5
Çocuklar İçin Aort Klempleri,	130
Çok Amaçlı Klempler, .101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 140, 141, 152, 153	

D

DALE	
Perferik Damar Klemp,	113
Damar Grefti İçin Alet Setleri,	231
Damar Klempler,	112, 113, 114, 115, 116, 124
Damar Klempleri,	155, 156, 157, 162, 163
Damar Klipleri,	75, 76, 77, 78
Damar Klipleri (Mini Boy),	75
Damar Makasları,	13, 15, 17, 20, 21, 25
Damar Ölçme Aletleri,	117, 125
DARDIK	
Bronş Klemp,	141
DAVIDSON	
Ektartörler ve Ciğer Spatulası,	213
DAVIS	
Disektör,	220
DEAVER	
Ektartör,	178, 179
DE BAKEY	
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	102, 109
Aort Anevrizma Klemp,	123, 126
Aort Klemp,	129
Bleyd,	190, 192
Buldog Klemp,	81, 82
Çok Amaçlı Klemp,	104, 121
Damar Makası,	13, 14, 25
Dilatör,	226
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	96, 135, 137
Duktus Klemp,	111
Göğüs Ektartörü,	190, 200
Kanül,	165
Karotis Şant Klemp,	125
Koartasyon Klemp,	118

Mikro Dişli Doku Penseti,	44
Mikro Penset,	36
Penset,	36, 37
Penset (Titanyum),	49
Perferik Damar Klemp,	112, 124
Periferik Damar Klemp,	111
Portegü,	66
Sadece Ektartör,	192
Ultra Hafif Penset (Titanyum),	49
Yüzük Saplı Buldog Klemp,	100

DE BAKEY-BAINBRIDGE	
Hemostatik Pens,	98, 99

DE BAKEY-BECK	
Çok Amaçlı Klemp,	104, 108

DE BAKEY-HARKEN	
Çok Amaçlı Klemp,	108

DE BAKEY-HESS	
Buldog Klemp,	79

DE BAKEY-KELLY	
Hemostatik Pens,	98

DE BAKEY (LAMBERT MODİF.)	
Aort Anastomoz Klemp,	132

DE BAKEY-MC QUIGG-MIXTER	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	135

DE BAKEY (morris modif.)	
Asedon Aort Çapraz Klemp,	122

DE BAKEY-PEAN	
Hemostatik Pens,	99, 144

DE BAKEY-REYNOLDS	
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	107

DE BAKEY-rumel	
Bronş Klemp,	136

DE BAKEY-RUMEL	
Bronş Klemp,	136

DE BAKEY-SATINSKY	
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	109

DE BAKEY (SEMB MODİF.)	
Perferik Damar Klemp,	124

DE MARTEL	
Damar Makası,	15

DEMOS	
Damar Klempi,	115

Derin Cerrahi İçin Abdominal Ektartörler,	175
--	------------

DERRA	
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	103

DERRA-COOLEY	
Anastomoz Klemp,	146

DESMARRES	
İnce Yara Ektartörü,	168

DICK	
Çok Amaçlı Klemp,	140

DIEFFENBACH	
Buldog Klemp,	79

DIETRICH	
Damar Makası,	13, 15

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

DIETHRICH-HEGEMANN	
Damar Makası,	13
DIETHRICH-POTTS	
Hassas Makas,	16
DIETRICH	
Aort Klemp,	128
Buldog Klemp,	79
DIXON-LOVELACE	
Hassas Hemostatik Pensi,	84
Dikiş Pensetleri,	71
Dilatörler,	225, 226, 227, 229, 233
Diseksiyon Makasları,	4, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 41, 42, 43, 46, 48, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Diseksiyon Pensetleri,	42, 43
Diseksiyon ve Dikiş Pensler,	89, 91, 93, 95, 96
Diseksiyon ve Dikiş Pensleri,	135, 137, 160
Disektörler,	220, 221
Dişli Doku Pensetleri,	33, 35, 42, 44, 45
Doku Tutma Pensleri,	50, 51, 52, 53, 54, 55
DOYEN	
Kemik Raspa,	223
Duktus Klempleri,	111
Duktus ve Koartasyon Klempleri,	151
Dura Makasları,	12, 14, 16
DUVAL	
Organ ve Doku Tutma Pensi,	55
Düz Saplı Mikro Makaslar,	4, 5, 10, 56, 59

E

ECHLIN	
Ronjur,	239
Ekartörler,	170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 204, 212, 213, 214, 215, 216
Ekartörler ve Ciğer Spatulaları,	212, 213, 214
Elevatörler,	220, 221
Emboli Pensleri,	228
Emboli Tutma Pensleri,	225
Ergonomik Saplı Portegüler,	62

F

FAVOLORO	
Damar Makası,	15
Koroner Arter Makası,	14
FEATHERLIGHT	
Buldog Klemp,	80
FERGUSSON	
Aspiratör Ucu,	164
Kemik Tutma Pensi,	239
FERRIS-SMITH	

Diseksiyon Penseti,	43
FINOCCHIETTO	
Aliminyum Göğüs Ekartörü,	197
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	95, 97
FINOCHIETTO	
Aliminyum Göğüs Ekartörü,	195
Aliminyum Torasik Ekartör,	194
Göğüs Ekartörü,	184, 188
Portegü,	72
FINOCHIETTO-BABY	
Aliminyum Göğüs Ekartörü,	195
FINOCHIETTO-BURFORD	
Bleyd,	191
Göğüs Ekartörü,	191
Sadece Ekartör,	191

FINSTERER	
Kanül,	165
FISCH	
Sinir ve Damar Huk,	167
Sinir ve Damar Huku,	167
FOERSTER-BALLENGER	
Organ ve Doku Tutma Penseti,	52
Spanç Penseti,	51
FRAIZER	
Aspiratör Ucu,	164

G

GARRET	
Dilatör,	227
GEMINI	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	93
GERALD	
Bayonet Penset,	39
Penset,	39
GIERTZ-STILLE	
Göğüs Makası,	238
GILLIES	
Dişli Doku Penseti,	45
İnce Yara Ekartörü,	166
GLASSER	
Mikro Portegü,	61
GLOVER	
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	107
Buldog Klemp,	81
Çok Amaçlı Klemp,	104, 106
GLUCK	
Göğüs Makası,	238
GOSLEE	
Tel Tutma Pensi,	244
Göğüs Ekartörleri, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 211, 237	
Göğüs Makasları,	237, 238
GRANT	

Aort Anevrizma Klemp,	127
GREGORY	
Buldog Klemp,	81
Damar Klemp,	115
GREGORY-SOFT	
Buldog Klemp,	81
GripCut Dikiş Makasları,	27
GripCut Diseksiyon Makasları,	28
GripCut Makasları,	29
GUNNAR HEY	
Makaralı Tüp Sağıcı,	233

H

Hafif Plastik Saplı Mikro Makaslar (Yaylı Tip),	6
Hafif Plastik Saplı Mikro Pensetler,	30
Hafif Plastik Saplı Mikro Portegüler (Yaylı Tip), ..	57
HAGMÜLLER	
Aort Anevrizma Klemp,	123
HAIGHT	
Göğüs Ekartörü,	185
HALLE	
Elevatör,	220
HALSEY	
Portegü,	65
HALSTED	
Hassas Hemostatik Pensi,	84
HALSTED-MOSQUITO	
Hassas Hemostatik Pensi,	83, 85
HARKEN	
Vena-Kava Klemp,	158, 159
HARRINGTON	
Ekartörler ve Ciğer Spatulası,	212
HARRINGTON-PEMBERTON	
Ekartörler ve Ciğer Spatulası,	212
HARVEY	
Tel Kesme Makası,	26
Tel Tutma Pensi,	245
Hassas Hemostatik Pensler,	83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Hassas Makaslar,	12, 14, 16, 18
HEANEY	
Portegü,	67
HEGAR	
Portegü,	72
HEGAR-MAYO	
Portegü,	65
HEISS	
Hassas Hemostatik Pensi,	85
HELLBERG-KUPKA	
Ergonomik Saplı Portegü,	62
Hemostatik Pensler,	140, 144
Hemostatik Pensleri, ...	83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

91, 98, 99	
HENLY	
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	105
Otomatik Ekartör,	183
HEPARIN	
Kanül,	165
HERTZLER	
Batin Ekartörü,	184
HILUS-PULMONIS	
Diseksiyon Pensi,	94
HONGKONG-SATINSKY	
Karaciğer Transplantasyon Klemp,	139
HOPT	
Böbrek ve Pankreas Klemp,	138
HOSEMANN	
Hassas Hemostatik Pensi,	85
HÖPFNER	
Damar Klemp,	157
HUSFELD	
Periferik Damar Klemp,	115, 116

I

İlliak Ekartörler,	186
İnce Yara Ekartörleri (Sinir ve Damar Hukları), ...	166, 168

J

JACOBSEN	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	95
JACOBSON	
Mikro Makas,	5
JAMESON	
Diseksiyon Makası,	18
JAMESON-WERDER	
Diseksiyon Makası,	18
JANSEN	
Otomatik Ekartör,	180
JAVID	
Karotis Şant Klemp,	117
JENKNER	
Tünel Açma Pensi,	231
JOHNS - HOPKINS	
Buldog Klemp,	79
JOHNS-HOPKINS	
Uygulayıcı Penset,	79
JOSEPH	
Hassas Makas,	18

K

KADER	
Ekartör,	173
KANTROWITZ	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	90
Kanüller,	165
Karaciğer Transplantasyon Klempleri,	139
Karotis Şant Klempleri,	117, 125
KELLY	
Hassas Makas,	18
Kemik Ekartörleri,	171
Kemik Kesme Pensleri,	241, 242, 243
Kemik Küretleri,	236
Kemik Raspaları,	223
Kemik Ronjurları,	240
Kemik Tutma Pensleri,	239, 241
KILNER	
İnce Yara Ekartörü,	166
Klempler,	234
KLINKENBERGH-LOTH	
Damar Makası,	21
Klip Uygulayıcı Pensetler,	76
Koarktasyon Klempler,	118, 119
KOCHER	
Ekartör,	169, 176
Hemostatik Pens,	91
KOCHER-LANGENBECK	
Ekartör,	172
KOCHER-OCHSNER	
Hassas Hemostatik Pensi,	88
KOCHER-WAGNER	
Ekartör,	176
KOENIG	
Damar Ekartörü,	169
KRAYENBUHL	
Sinir ve Damar Huku,	167
L	
LAHGENBECK	
Portegü,	70
LAMBERT-KAY	
Aort Anastomoz Klemp,	132
LAMBOTTE	
Raspa,	222
LANE	
Doku Tutma Penseti,	50
LANGENBECK	
Ekartör,	172
Kemik Tutma Pensi,	239
Portegü,	69
Raspa,	222
LAWRENCE	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	93

LAZAR	
Mikro Sütur Bağlama Penseti,	32
LEBSCHKE	
Sternum Keski,	235
LEES	
Bronş Klemp,	133, 134
LEITZ	
Anastomoz Klemp,	147
LELAND-JONES	
Perferik Damar Klemp,	112
LERICHE	
Hassas Hemostatik Pensi,	83
LEXER	
Diseksiyon Makası,	23, 29
LICHTENBERG	
Portegü,	70
LISTON	
Kemik Kesme Pensi,	241, 242, 243
LISTON-KEY-HORSLEY	
Kemik Kesme Pensi,	243
LISTON-STILLE	
Kemik Kesme Pensi,	243
LITTLEWOOD	
Doku Tutma Penseti,	50
LOVELACE	
Organ ve Doku Tutma Pensi,	54, 55
LUC	
Ronjur,	247
LUER-STILLE	
Kemik Ronjur,	240

M

MANNERFELT	
İnce Yara Ekartörü,	168
MARBERGER	
Aydınlatma Kolu,	208
Ekartör,	169
MARBURG MODELL	
Tel Tutma Pensi,	244
MARKWALDER	
Kemik Ronjur,	240
MASETTI	
Anastomoz Ekartörü,	207
Koroner Sabitleyici,	207
MATHIEU	
Portegü,	63, 71
MATHIEU-STILLE	
Portegü,	63
MAYO	
Diseksiyon Makası,	22
MC INDOE	
Kemik Kesme Pensi,	242
MEHDORN	

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

Damar Klip,	75
Klip Uygulayıcı Penset,	76
METZENBAUM	
Diseksiyon Makası,	23, 24, 25, 29
GripCut Diseksiyon Makası,	28
MICRO-ADSON	
Diseksiyon Pensi,	89
Hassas Diseksiyon Penseti (Titanyum),	46
Hassas Dişli Doku Penseti,	32
Hassas Dişli Doku Penseti (Titanyum),	47
MICRO-HALSTED	
Hassas Hemostatik Pensi,	83
MIKULICZ	
Derin Cerrahi İçin Abdominal Ekartör,	175
Ekartör,	176
MILLESİ	
Mikro Makas,	5
MILLS	
Damar Makası,	14
MINI FINOCHIETTO	
Aliminyum Torasik Ekartör,	194
MINI-GEMINI	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	91
MITCHELL	
Aor Klemp,	130
MIXTER	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	92, 96
MIXTER-O'SHAUGNESSY	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	92
Mikro Dişli Doku Pensetleri,	44
Mikro Makaslar,	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Mikro Pensetler,	30, 36, 39, 40, 41
Mikro Portegüler,	56, 57, 58, 59, 60, 61
Mikro Portegüler Düz Saplı,	59
Mikro Sütur Bağlama Pensetleri,	31, 32, 34
Minimal İnvaziv Cerrahi Sistemleri,	206, 207, 208, 209, 210
Mini Torakotomi Ekartörleri,	202
MOBERG	
Ekartör,	215
MORRIS	
Asedon Aort Çapraz Klempi,	122
MORSE	
Sternum Ekartörü,	190
MORSE-FAVALORO	
Göğüs Ekartörü,	198
MOSQUITO	
Hemostatik Pens,	98
MUELLER	
Aproksimatör,	73
Damar Klip,	77, 78
Ligatür Penseti,	77
MÜLLER	
Damar Klemp,	155, 156, 157
Hafif Plastik Saplı Mikro Makas,	6

Hafif Plastik Saplı Mikro Penset,	30
Hafif Plastik Saplı Mikro Portegü (Yaylı Tip),	57
İnce Yara Ekartörü,	166
MYERS	
Damar Temizleyici,	225

N

NABATOFF	
Damar Temizleme Seti,	224
Esnek Kablo,	224
Esnek Kablo İçin Sap,	224
Sonda Ucu,	224
NELSON	
Çiğer Tutma Penseti,	35
NELSON-METZENBAUM	
Diseksiyon Makası,	24, 29
NELSON-METZENBAUM (MC INDOE)	
Diseksiyon Makası,	25
NOON	
Yüzük Saplı Buldog Klemp,	100

O

OCHSNER	
Aort Klemp,	128
OEHLER	
Dişli Doku Penseti,	45
OELERT	
Sternum Ekartörü,	235
OLDBERG	
Ronjur,	247
OLIVECRONA	
Dura Makası,	12
Organ ve Doku Tutma Pensleri, 51, 52, 53, 54, 55	
O'SHAUGHNESSY	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	96
Otomatik Ekartörler,	180, 181, 182, 183
OVERHOLT	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	92
OVERHOLT-GEISSENDOERFER	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	91
OVERHOLT-MIXTER	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	90
P	
PARRY-COOLEY	
Anastomoz Klemp,	147
Çok Amaçlı Klemp,	153
PBI	
İnce Yara Ekartörü,	166

PEAN	
Hemostatik Pens,	98
PENNYBAKER	
Raspa,	221
Pensetler, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 76	
Perferik Damar Klempler,	112, 113, 114, 116, 124
Periferik Damar Klempleri,	111
PERTUISET	
Karotis Klemp,	79
PERWITZSCHKY	
Hassas Makas,	12
PLESTER	
Aspiratör Ucu,	164
Portegüler,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72	
POTTS	
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	107
Çok Amaçlı Klemp,	120
Karaciğer Transplantasyon Klemp,	139
Koarktasyon Klemp,	119
POTTS-DE MARTEL	
Damar Makası,	13, 14
POTTS-SMITH	
Damar Makası,	14, 21
POTTS-YASARGIL	
Mikro Makas,	5
PRICE-THOMAS	
Bronş Pensi,	161
R	
RANKIN	
Hassas Hemostatik Pensi,	84
Raspalar,	222
REILL	
Düz Saplı Mikro Portegü,	56
Tel Kesme Pensi,	246
REIN	
Anastomoz ve Çok Amaçlı Klemp,	105
REIN-KUPKA	
Diseksiyon Pensi,	17
Ergonomik Saplı Portegü,	62
Mikro Makas,	17
Portegü,	68
RIENHOFF-FINOCCHIHETTO	
Göğüs Ekartörü,	198
RIESS	
Koroner Sabitleyici,	207
ROBB	
Disektör,	221
ROBERTS	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	95
Hassas Hemostatik Pensi,	86

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

ROCHESTER-PEAN	
Hassas Hemostatik Pensi,	87
Ronjurları,	239, 240, 241
ROSS	
Aydınlatma Kolu,	208
Ekartör,	215
ROUX	
Ekartör,	170
RUMEL	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	90, 93
RUMEL-BELMONT	
Turnike,	228
RUSKIN-LISTON	
Kemik Kesme Pensi,	242
RUSS MODEL	
Dişli Doku Penseti,	35
RYDER	
Mikro Portegü,	61
Portegü,	69

S

SAROT	
Portegü,	67
SATINSKY	
Damar Klemp,	159
Damar Klempi,	163
Damar Makası,	21
Tanjensiyel Oklüzyon Klemp,	110
SAUERBRUCH	
Ekartörler ve Ciğer Spatulası,	214
Göğüs Makası,	237
SAUERBRUCH-BRITSCH	
Göğüs Makası,	237
SAUERBRUCH-CORYLLOS	
Kemik Ronjur,	240
SAUERBRUCH-FREY	
Göğüs Makası,	238
SCHEDÉ	
Kemik Küreti,	236
SCHMID	
Damar İrigasyon Kanülü,	229
Disektör,	220
SCHMIEDEN-TAYLOR	
Dura Makası,	12
SCHULZ	
Esnek Milli Biobtom,	230
SCHUMACHER	
Sternum Makası,	235
Seklaj Telleri,	227, 229, 233
SELLORS	
Göğüs Ayırıcı,	237
Göğüs Ekartörü,	200
SEMB	

Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	160
Kemik Ronjur,	240
Kemik Tutma Pensi,	239
Raspa,	222
SHUNT	
Buldog Klemp,	80
SIMON	
Ekartör,	174
SIMS-MAIER	
Spanç Penseti,	50
Sinir ve Damar Hukları,	166, 167, 168, 169
SKINNER	
Dişli Doku Penseti,	45
Spanç Pensleri,	52
Spanç ve Pansuman Pensleri,	50
SPERONI-ALEXI	
Göğüs Ekartörü,	199
STANDARD	
Diseksiyon Penseti,	42
STANDART	
Diseksiyon Penseti,	34

Sternum Aletleri,	235
Sternum Ekartörleri,	187, 189, 190
STILLE	
Ronjur,	239
STILLE-BARRAYA	
Damar ve Tümör Penseti,	35
STRUCK	
Bebekler İçin Göğüs Ekartörü,	184
Bleyd,	184
Sadece Ekarör,	184
STRULLY	
Damar Makası,	20
SUBRAMANIAN	
Çocuklar İçin Aor Klemp,	130
SUBRAMANIAN (MODİF.)	
Aort Klemp,	129
SWEDISH	
Disektör,	220

T

Tanjensiyel Oklüzyon Klempler,	110
TEALE	
Valf Tutma Penseti,	51
Tel Bükücüler,	71, 244, 246
Tel Kesme Makasları,	26
Tel Kesme Pensleri,	245, 246
Tel Tutma Pensleri,	244, 245, 246
Tespit ve Çamaşır Klempleri,	51
THOREK	
Damar Makası,	21
Titanyum Pensetler,	46, 47, 48, 49

Torasik Ekartörler,	204
Torasik Ekartörleri,	193, 194, 196, 203, 205
TÖNNIS	
Disektör,	220
Portegü,	63, 70
TÖNNIS-ADSON	
Diseksiyon Makası,	24
GripCut Diseksiyon Makası,	28
TUBBS	
Mitral Valf Dilatörü,	230
TUDOR-EDWARDS	
Ekartör,	216
TUFFIER	
Bebekler İçin Göğüs Ekartörü,	185
Göğüs Ekartörü,	185, 186
Turnikeler,	228
TUTTLE	
Ciğer Tutma Penseti,	35
TÜBINGER	
Ekartör,	174
Tüp Klempleri,	94

U

Ultra Hafif Pensetler,	38
------------------------------	----

V

Valf Ekartörleri,	201, 204
VANNAS	
Mikro Makas,	4
VARADY	
Damar Temizleme Seti,	224
Esnek Kablo,	224
Mikro Spatula,	225
Mikro Venö Çıkartıcı,	225
Varis Aleti,	224
Veno Çıkartıcı,	225
Varis Aletleri,	224, 225
Vena-Kava Klempleri,	158, 159
VOLKMANN	
Ekartör,	170
Kemik Ekartörü,	171
Kemik Küreti,	236

W

WANGENSTEEN	
Diseksiyon Penseti,	43
Portegü,	72
WATSON-CHEYNE	
Disektör,	220, 221

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

WEBER	
Aort Anastomoz Klemp,	131
WEITLANER	
Otomatik Ekartör,	181, 182
WERTHEIM	
Diseksiyon Makası,	25
Kompres Pensi,	97
Portegü,	67
WERTHEIM-CULLEN	
Kompres Pensi,	97
WIKSTROEM	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	92
WILLIAMS	
Dişli Doku Penseti,	45
Organ ve Doku Tutma Penseti,	50
WILLIGER	
Kemik Küreti,	236
WITT	
Sternal Delme İğnesi,	235
WYLIE	
Damar Klempi,	116

Y

YANKUER	
Kanül,	165
YASARGIL	
Mikro Makas,	5
Yenidoğan ve Çocuk Klempleri,	90, 154, 155
Yuvarlak Saplı Mikro Makaslar,	4, 11, 31, 40, 58
Yuvarlak Saplı Mikro Pensetler,	40
Yuvarlak Saplı Mikro Portegüler,	58
Yuvarlak Saplı Mikro Sütur Bağlama Pensetleri,	31
Yuvarlak ve Düz Saplı Mikro Portegüler,	56
Yüzük Saplı Bulldog Klempler,	100

Z

ZANGER	
Aor Klemp,	130
ZENKER	
Diseksiyon ve Dikiş Pensi,	93
Ekartör,	177
ZWEIFEL	
Portegü,	71

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index



0-9

Sayısal Dizin
Numerical Index

Sayısal Dizin

Numerical Index

A 531.00.....	117	C 168.51.....	8	C 513.10.....	16
B 030.00.....	2	C 168.53.....	8	C 513.11.....	16
B 030.01.....	2	C 168.54.....	8	C 513.13.....	16
B 030.02.....	2	C 168.56.....	8	C 513.14.....	16
B 032.00.....	3	C 169.00.....	9	C 513.15.....	16
B 034.00.....	3	C 169.01.....	9	C 513.30.....	16
B 034.01.....	3	C 169.03.....	9	C 513.31.....	16
B 040.00.....	2	C 169.04.....	9	C 513.33.....	16
B 040.01.....	2	C 169.06.....	9	C 513.34.....	16
B 040.02.....	3	C 169.09.....	7	C 513.35.....	16
B 043.00.....	3	C 169.10.....	9	C 514.01.....	14
B 043.01.....	3	C 169.11.....	9	C 514.01.....	14
C 110.00.....	4	C 169.13.....	9	C 515.00.....	15
C 112.00.....	4	C 169.14.....	9	C 515.01.....	15
C 113.00.....	4	C 169.16.....	9	C 516.01.....	14
C 116.00.....	4	C 169.18.....	7	C 516.01.....	14
C 117.00.....	4	C 169.19.....	7	C 517.01.....	14
C 120.00.....	5	C 169.30.....	9	C 517.01.....	14
C 121.00.....	5	C 169.31.....	9	C 518.00.....	15
C 124.00.....	5	C 169.33.....	9	C 518.01.....	15
C 125.00.....	5	C 169.34.....	9	C 518.03.....	15
C 126.00.....	5	C 169.36.....	9	C 518.04.....	15
C 134.00.....	10	C 169.50.....	9	C 518.05.....	15
C 134.01.....	10	C 169.51.....	9	C 520.00.....	12
C 134.03.....	10	C 169.53.....	9	C 521.00.....	20
C 134.04.....	10	C 169.54.....	9	C 522.00.....	12
C 134.06.....	10	C 169.56.....	9	C 523.00.....	12
C 135.00.....	10	C 250.00.....	18	C 526.00.....	20
C 135.01.....	10	C 251.00.....	18	C 527.00.....	20
C 135.03.....	10	C 252.00.....	18	C 527.01.....	20
C 135.04.....	10	C 253.00.....	18	C 528.00.....	20
C 135.06.....	10	C 310.03.....	19	C 529.00.....	20
C 140.00.....	4	C 310.04.....	19	C 530.00.....	12
C 141.00.....	4	C 310.05.....	19	C 540.00.....	12
C 142.00.....	4	C 311.03.....	19	C 547.00.....	17
C 146.00.....	11	C 311.04.....	19	C 548.00.....	17
C 147.00.....	11	C 311.05.....	19	C 569.00.....	21
C 148.00.....	11	C 313.03.....	19	C 570.00.....	21
C 149.00.....	11	C 313.04.....	19	C 572.00.....	21
C 150.00.....	6	C 313.05.....	19	C 573.00.....	21
C 151.00.....	6	C 314.03.....	19	C 604.01.....	235
C 152.00.....	6	C 314.04.....	19	C 661.00.....	26
C 153.00.....	6	C 314.05.....	19	C 662.00.....	26
C 155.00.....	6	C 315.03.....	18	C 663.00.....	26
C 157.00.....	6	C 315.04.....	18	C 664.00.....	26
C 158.00.....	6	C 385.00.....	18	C 665.00.....	26
C 168.00.....	8	C 386.00.....	18	C 666.00.....	26
C 168.01.....	8	C 502.00.....	13	C 720.03.....	22
C 168.03.....	8	C 502.01.....	13	C 721.03.....	22
C 168.04.....	8	C 504.00.....	13	C 722.00.....	22
C 168.06.....	8	C 504.01.....	13	C 723.03.....	22
C 168.08.....	7	C 504.02.....	13	C 723.03G.....	29
C 168.08.....	7	C 506.00.....	13	C 725.01.....	22
C 168.10.....	8	C 506.01.....	13	C 726.01.....	22
C 168.11.....	8	C 506.02.....	13	C 730.00.....	23
C 168.13.....	8	C 508.00.....	13	C 730.00G.....	29
C 168.14.....	8	C 508.01.....	13	C 738.00.....	25
C 168.16.....	8	C 510.01.....	14	C 752.00.....	23
C 168.18.....	7	C 510.01.....	14	C 753.00.....	23
C 168.18.....	7	C 511.01.....	14	C 753.00G.....	28
C 168.30.....	8	C 512.01.....	14	C 755.00.....	23
C 168.31.....	8	C 513.00.....	16	C 755.01.....	23
C 168.33.....	8	C 513.01.....	16	C 756.00.....	23
C 168.34.....	8	C 513.03.....	16	C 756.01.....	23
C 168.36.....	8	C 513.04.....	16	C 756.02.....	23
C 168.50.....	8	C 513.05.....	16	C 758.00.....	24

Sayısal Dizin

Numerical Index

C 758.00G.....	28	D 223.00T.....	48	D 390.02.....	35
C 760.00.....	25	D 224.00.....	34	D 396.00.....	35
C 761.00.....	25	D 224.00T.....	48	D 398.00.....	35
C 761.01.....	25	D 225.02T.....	48	D 502.00.....	42
C 763.00.....	24	D 225.03.....	34	D 503.00.....	42
C 763.01.....	24	D 225.03T.....	48	D 503.02.....	42
C 763.02.....	24	D 225.05.....	34	D 504.00.....	42
C 764.00.....	24	D 225.07.....	34	D 504.02.....	42
C 764.00G.....	28	D 240.00T.....	48	D 510.00.....	43
C 764.01.....	24	D 240.01T.....	48	D 510.01.....	43
C 764.01G.....	28	D 240.02T.....	48	D 511.00.....	42
C 764.02.....	24	D 240.03.....	34	D 512.00.....	42
C 764.02G.....	28	D 240.03T.....	48	D 512.01.....	42
C 766.00.....	25	D 240.03T.....	48	D 513.00.....	43
C 766.00G.....	29	D 240.04.....	34	D 516.00.....	42
C 768.00.....	24	D 240.05.....	34	D 516.01.....	42
C 768.00G.....	29	D 257.00.....	36	D 516.02.....	42
C 768.01.....	24	D 257.01.....	36	D 517.00.....	43
C 768.01G.....	29	D 257.01T.....	46	D 517.01.....	43
C 768.02.....	24	D 257.02.....	36	D 520.00.....	43
C 768.02G.....	29	D 257.02T.....	46	D 520.01.....	43
C 780.00.....	27	D 257.03.....	36	D 523.00.....	43
C 780.02.....	27	D 257.03T.....	46	D 524.00.....	44
C 780.03.....	27	D 257.10.....	36	D 524.01.....	44
C 781.01.....	27	D 257.11.....	36	D 524.02.....	44
C 781.01.....	27	D 257.12.....	36	D 525.00.....	44
C 790.00.....	25	D 257.13.....	36	D 525.01.....	44
C 798.00.....	26	D 259.00.....	44	D 525.02.....	44
D 103.00T.....	46	D 259.01.....	44	D 533.00.....	44
D 104.00T.....	46	D 260.00T.....	49	D 533.01.....	44
D 116.01.....	30	D 260.02T.....	49	D 533.02.....	44
D 117.01.....	30	D 262.00T.....	49	D 533.10.....	44
D 118.01.....	30	D 262.01T.....	49	D 533.11.....	44
D 119.01.....	30	D 263.00T.....	49	D 533.12.....	44
D 120.00.....	30	D 263.01T.....	49	D 533.20.....	44
D 120.01.....	30	D 265.00T.....	49	D 533.21.....	44
D 120.02.....	30	D 265.01T.....	49	D 533.22.....	44
D 121.00.....	30	D 322.00T.....	47	D 534.00.....	44
D 122.00.....	30	D 323.00.....	32	D 534.01.....	44
D 123.00.....	30	D 323.00T.....	47	D 534.02.....	44
D 125.00.....	32	D 324.00T.....	47	D 534.10.....	44
D 126.00.....	32	D 327.00.....	32	D 534.11.....	44
D 127.00.....	32	D 341.00.....	33	D 534.12.....	44
D 128.00.....	32	D 341.02.....	33	D 534.20.....	44
D 130.00.....	31	D 341.03.....	33	D 534.21.....	44
D 130.01.....	31	D 360.02T.....	47	D 534.22.....	44
D 130.02.....	31	D 360.03T.....	47	D 540.00.....	45
D 131.00.....	31	D 360.04.....	33	D 540.01.....	45
D 131.01.....	31	D 360.04T.....	47	D 540.02.....	45
D 131.02.....	31	D 360.05T.....	47	D 540.03.....	45
D 146.00.....	39	D 360.06T.....	47	D 540.04.....	45
D 154.00.....	39	D 361.00.....	33	D 540.10.....	45
D 155.00.....	39	D 361.01.....	33	D 540.11.....	45
D 198.00.....	39	D 361.02.....	33	D 540.12.....	45
D 199.00.....	39	D 361.03.....	33	D 540.13.....	45
D 199.01.....	39	D 362.00.....	33	D 540.14.....	45
D 199.03.....	39	D 363.00.....	33	D 545.00.....	42
D 199.04.....	39	D 363.01.....	33	D 545.01.....	42
D 204.00T.....	46	D 370.02.....	33	D 549.00.....	45
D 207.00.....	32	D 388.00.....	35	D 553.00.....	45
D 220.00.....	34	D 388.01.....	35	D 554.00.....	45
D 220.00T.....	48	D 388.02.....	35	D 554.01.....	45
D 220.01.....	34	D 389.00.....	35	D 554.02.....	45
D 220.01T.....	48	D 389.01.....	35	D 558.00.....	45
D 220.02.....	34	D 390.00.....	35	D 559.00.....	45
D 223.00.....	34	D 390.01.....	35	D 582.00.....	186

Sayısal Dizin Numerical Index

D 601.03.....	40	E 159.00.....	54	F 310.02.....	58
D 601.05.....	40	E 170.00.....	53	F 310.03.....	58
D 602.03.....	40	E 171.00.....	53	F 310.04.....	58
D 602.05.....	40	E 171.01.....	54	F 310.05.....	58
D 604.03.....	40	E 171.03.....	54	F 310.06.....	58
D 604.05.....	40	E 172.01.....	54	F 310.07.....	58
D 606.01.....	40	E 174.00.....	53	F 310.08.....	58
D 606.03.....	40	E 174.01.....	53	F 310.09.....	58
D 606.05.....	40	E 176.00.....	54	F 310.10.....	58
D 606.06.....	40	E 177.00.....	55	F 310.21.....	58
D 606.08.....	40	E 178.00.....	50	F 310.22.....	58
D 606.13.....	40	E 187.00.....	55	F 310.23.....	58
D 608.01.....	40	E 187.01.....	55	F 310.24.....	58
D 608.03.....	40	E 189.00.....	55	F 310.25.....	58
D 608.05.....	40	E 199.00.....	51	F 310.26.....	58
D 608.06.....	40	E 317.00.....	61	F 310.27.....	58
D 608.08.....	40	E 317.01.....	61	F 310.28.....	58
D 609.01T.....	46	E 317.02.....	61	F 310.29.....	58
D 609.03T.....	46	E 317.04.....	61	F 310.30.....	58
D 609.05T.....	46	E 317.05.....	61	F 310.31.....	58
D 610.01T.....	46	E 335.00.....	233	F 310.32.....	58
D 610.03T.....	46	E 336.00.....	233	F 310.33.....	58
D 610.05T.....	46	E 430.00.....	51	F 310.34.....	58
D 615.01.....	40	E 430.01.....	51	F 310.35.....	58
D 615.03.....	40	E 430.02.....	51	F 310.36.....	60
D 618.03.....	40	E 446.00.....	51	F 310.37.....	60
D 618.05.....	40	E 503.00.....	234	F 310.44.....	58
D 630.02.....	41	E 503.01.....	234	F 310.45.....	58
D 630.04.....	41	E 503.02.....	234	F 310.46.....	58
D 633.01.....	41	E 504.00.....	234	F 310.47.....	58
D 633.03.....	41	E 504.01.....	234	F 310.48.....	58
D 633.05.....	41	E 504.02.....	234	F 310.49.....	58
D 633.08.....	41	E 505.01.....	234	F 310.91.....	61
D 635.01.....	41	E 505.02.....	234	F 310.92.....	61
D 635.03.....	41	E 522.00.....	50	F 311.02.....	59
D 635.05.....	41	E 522.01.....	50	F 311.03.....	59
D 635.08.....	41	E 523.00.....	50	F 311.04.....	59
D 637.00.....	41	E 620.00.....	50	F 311.05.....	59
D 660.03.....	41	E 620.00.....	225	F 311.06.....	59
D 661.03.....	41	F 112.00.....	56	F 311.12.....	59
D 665.03.....	41	F 113.00.....	56	F 311.13.....	59
D 665.05.....	41	F 114.00.....	56	F 311.14.....	59
D 673.00.....	41	F 115.00.....	56	F 311.15.....	59
D 673.10.....	41	F 126.00.....	56	F 311.16.....	59
D 675.00.....	41	F 127.00.....	56	F 311.20.....	59
D 675.10.....	41	F 132.00.....	56	F 311.21.....	59
E 056.00.....	50	F 133.00.....	56	F 311.22.....	59
E 057.00.....	50	F 150.00.....	57	F 311.25.....	59
E 058.00.....	50	F 154.01.....	57	F 311.26.....	59
E 059.00.....	50	F 250.00.....	63	F 311.27.....	59
E 082.00.....	51	F 251.00.....	63	F 312.00.....	64
E 083.00.....	51	F 285.00.....	63	F 312.01T.....	60
E 086.00.....	52	F 285.01.....	63	F 312.02T.....	60
E 087.00.....	52	F 285.02.....	63	F 312.04T.....	60
E 130.00.....	52	F 290.00.....	63	F 312.11T.....	60
E 130.01.....	52	F 290.01.....	63	F 312.12T.....	60
E 143.00.....	52	F 297.00.....	62	F 312.14T.....	60
E 144.00.....	52	F 298.00.....	62	F 312.21T.....	60
E 145.00.....	52	F 299.00.....	62	F 312.22T.....	60
E 147.01.....	53	F 301.00.....	64	F 312.24T.....	60
E 150.00.....	53	F 303.00.....	64	F 312.31T.....	60
E 150.02.....	53	F 305.00.....	64	F 312.32T.....	60
E 150.04.....	53	F 305.01.....	64	F 312.34T.....	60
E 150.06.....	53	F 307.00.....	60	F 319.00.....	61
E 150.08.....	53	F 307.04.....	60	F 325.00.....	65
E 153.00.....	51	F 310.01.....	58	F 326.00.....	65

Sayısal Dizin

Numerical Index

F 328.00.....	65	F 529.04.....	227	G 190.04.....	90
F 333.00.....	65	F 529.05.....	227	G 190.05.....	90
F 334.00.....	71	F 529.06.....	227	G 190.06.....	90
F 335.00.....	71	F 529.07.....	227	G 190.07.....	90
F 336.00.....	71	F 529.08.....	227	G 190.09.....	90
F 337.01.....	71	F 529.09.....	227	G 200.00.....	83
F 338.00.....	67	F 529.10.....	227	G 201.00.....	83
F 338.05.....	67	G 011.01.....	79	G 204.00.....	83
F 339.01.....	72	G 011.02.....	79	G 205.00.....	83
F 344.00.....	66	G 014.00.....	77	G 206.00.....	83
F 344.01.....	66	G 015.00.....	77	G 207.00.....	83
F 345.00.....	66	G 015.05.....	77	G 210.00.....	83
F 345.01.....	66	G 015.10.....	77	G 211.00.....	83
F 346.00.....	66	G 015.15.....	77	G 214.00.....	83
F 346.01.....	66	G 015.20.....	77	G 215.00.....	83
F 346.02.....	66	G 016.00.....	77	G 218.00.....	83
F 346.03.....	66	G 016.05.....	77	G 219.00.....	83
F 346.04.....	66	G 016.10.....	77	G 250.00.....	83
F 347.00.....	66	G 016.15.....	77	G 251.00.....	83
F 347.01.....	66	G 016.20.....	77	G 254.00.....	83
F 347.02.....	66	G 018.00.....	77	G 255.00.....	83
F 350.00.....	66	G 020.00.....	79	G 260.00.....	84
F 350.01.....	66	G 020.01.....	79	G 261.00.....	84
F 355.00.....	65	G 021.00.....	79	G 270.00.....	84
F 355.01.....	65	G 021.01.....	79	G 271.00.....	84
F 355.02.....	65	G 022.00.....	79	G 278.00.....	84
F 355.03.....	65	G 023.00.....	79	G 279.00.....	84
F 355.04.....	65	G 024.00.....	79	G 280.00.....	84
F 355.05.....	65	G 024.01.....	79	G 281.00.....	84
F 357.00.....	72	G 024.02.....	79	G 284.00.....	84
F 357.01.....	72	G 024.03.....	79	G 285.00.....	84
F 360.02.....	72	G 024.04.....	79	G 290.00.....	85
F 363.02.....	72	G 024.05.....	79	G 291.00.....	85
F 370.00.....	67	G 024.06.....	79	G 294.00.....	85
F 370.01.....	67	G 026.00.....	79	G 295.00.....	85
F 370.02.....	67	G 030.00.....	79	G 298.00.....	85
F 373.00.....	67	G 030.01.....	79	G 299.00.....	85
F 373.02.....	67	G 035.00.....	79	G 300.00.....	85
F 380.00.....	69	G 037.00.....	80	G 301.00.....	85
F 380.01.....	69	G 037.00.....	80	G 304.00.....	85
F 380.02.....	69	G 037.01.....	80	G 305.00.....	85
F 380.03.....	69	G 037.01.....	80	G 308.00.....	85
F 381.00.....	69	G 037.02.....	80	G 320.00.....	86
F 381.01.....	69	G 037.02.....	80	G 325.00.....	86
F 381.02.....	69	G 038.00.....	80	G 425.00.....	95
F 382.00.....	68	G 038.00.....	80	G 430.00.....	87
F 383.00.....	68	G 038.01.....	80	G 430.01.....	87
F 384.00.....	70	G 038.01.....	80	G 430.02.....	87
F 385.00.....	69	G 038.02.....	80	G 430.03.....	87
F 387.00.....	70	G 038.02.....	80	G 430.04.....	87
F 388.00.....	68	G 044.00.....	80	G 431.00.....	87
F 389.01.....	71	G 044.01.....	80	G 431.01.....	87
F 389.02.....	71	G 044.02.....	80	G 431.02.....	87
F 389.03.....	71	G 045.00.....	80	G 431.03.....	87
F 390.00.....	69	G 045.01.....	80	G 431.04.....	87
F 390.01.....	69	G 045.02.....	80	G 440.01.....	91
F 391.00.....	70	G 046.00.....	80	G 441.00.....	91
F 391.01.....	70	G 046.01.....	80	G 448.00.....	88
F 394.00.....	70	G 046.02.....	80	G 448.01.....	88
F 394.01.....	70	G 047.00.....	80	G 448.02.....	88
F 396.00.....	70	G 047.01.....	80	G 448.03.....	88
F 399.00.....	71	G 047.02.....	80	G 448.04.....	88
F 529.00.....	227	G 066.00.....	231	G 448.05.....	88
F 529.01.....	227	G 066.05.....	231	G 449.00.....	88
F 529.02.....	227	G 190.00.....	90	G 449.01.....	88
F 529.03.....	227	G 190.02.....	90	G 449.02.....	88

Sayısal Dizin

Numerical Index

G 449.03.....	88	G 656.01.....	90	H 200.01.....	140
G 449.04.....	88	G 656.02.....	90	H 200.01.....	140
G 449.05.....	88	G 658.00.....	93	H 200.02.....	140
G 452.00.....	95	G 658.01.....	93	H 200.02.....	140
G 452.01.....	95	G 658.02.....	93	H 204.00.....	141
G 452.05.....	95	G 658.03.....	93	H 204.01.....	141
G 452.06.....	95	G 658.04.....	93	H 400.00.....	98
G 453.00.....	94	G 664.00.....	93	H 401.00.....	98
G 458.00.....	95	G 669.00.....	93	H 402.00.....	98
G 458.02.....	95	G 669.01.....	93	H 403.00.....	98
G 458.05.....	95	G 674.00.....	96	H 406.00.....	98
G 458.06.....	95	G 674.01.....	96	H 407.00.....	98
G 458.08.....	95	G 680.00.....	97	H 408.00.....	98
G 609.00.....	89	G 769.00.....	90	H 409.00.....	98
G 610.00.....	89	G 770.00.....	97	H 410.00.....	98
G 614.00.....	89	G 771.00.....	97	H 411.00.....	98
G 616.00.....	89	G 784.00.....	94	H 412.00.....	99
G 616.01.....	89	G 784.02.....	94	H 413.00.....	99
G 617.00.....	89	G 784.03.....	94	H 420.00.....	118
G 618.00.....	89	G 784.04.....	94	H 420.00.....	118
G 618.01.....	89	G 883.00.....	94	H 420.01.....	118
G 618.02.....	89	G 884.00.....	94	H 420.01.....	118
G 618.03.....	89	G 884.01.....	94	H 420.02.....	118
G 619.00.....	90	G 884.02.....	94	H 420.02.....	118
G 620.00.....	91	G 888.00.....	233	H 421.00.....	118
G 620.01.....	91	H 105.00.....	82	H 421.00.....	118
G 620.02.....	91	H 105.02.....	82	H 421.01.....	118
G 620.03.....	91	H 105.04.....	82	H 421.01.....	118
G 620.04.....	91	H 106.00.....	82	H 421.02.....	118
G 620.05.....	91	H 107.00.....	82	H 421.02.....	118
G 620.06.....	91	H 107.01.....	82	H 422.00.....	111
G 640.00.....	92	H 107.02.....	82	H 423.00.....	111
G 640.01.....	92	H 113.00.....	78	H 424.00.....	113
G 640.02.....	92	H 113.01.....	78	H 425.00.....	113
G 640.03.....	92	H 114.00.....	78	H 425.01.....	113
G 640.04.....	92	H 114.01.....	78	H 425.02.....	113
G 640.05.....	92	H 115.00.....	78	H 426.00.....	113
G 640.06.....	92	H 115.01.....	78	H 427.00.....	114
G 640.07.....	92	H 116.00.....	78	H 428.00.....	114
G 640.08.....	92	H 116.01.....	78	H 429.00.....	114
G 640.09.....	92	H 117.00.....	78	H 430.00.....	112
G 642.00.....	91	H 117.01.....	78	H 431.00.....	112
G 642.01.....	91	H 120.00.....	81	H 432.00.....	112
G 642.02.....	91	H 120.01.....	81	H 433.00.....	112
G 642.03.....	91	H 120.02.....	81	H 434.00.....	112
G 644.00.....	93	H 120.03.....	81	H 435.00.....	115
G 644.01.....	93	H 121.00.....	81	H 435.01.....	115
G 644.02.....	93	H 121.01.....	81	H 435.02.....	115
G 644.03.....	93	H 121.02.....	81	H 440.00.....	135
G 644.04.....	93	H 121.03.....	81	H 440.01.....	135
G 644.05.....	93	H 122.00.....	81	H 442.00.....	135
G 644.06.....	93	H 122.01.....	81	H 442.01.....	135
G 647.00.....	96	H 123.00.....	81	H 444.00.....	135
G 647.01.....	96	H 123.01.....	81	H 445.00.....	137
G 648.00.....	95	H 130.00.....	80	H 446.00.....	136
G 649.00.....	86	H 130.01.....	80	H 447.00.....	136
G 650.00.....	92	H 131.00.....	80	H 448.00.....	138
G 651.00.....	92	H 131.01.....	80	H 448.01.....	138
G 652.00.....	96	H 134.00.....	81	H 448.02.....	138
G 652.01.....	96	H 136.00.....	81	H 449.00.....	136
G 652.02.....	96	H 137.00.....	81	H 450.00.....	111
G 652.04.....	96	H 138.01.....	81	H 451.00.....	111
G 652.05.....	96	H 139.00.....	81	H 451.01.....	111
G 653.00.....	86	H 140.00.....	81	H 452.00.....	106
G 654.00.....	92	H 200.00.....	140	H 452.00.....	106
G 656.00.....	90	H 200.00.....	140	H 452.01.....	106

Sayısal Dizin

Numerical Index

H 452.01.....	106	H 510.01.....	99	H 567.00.....	108
H 453.00.....	106	H 510.01.....	99	H 567.00.....	108
H 454.00.....	106	H 510.02.....	99	H 568.00.....	108
H 455.00.....	106	H 510.02.....	99	H 568.00.....	108
H 456.00.....	107	H 511.00.....	99	H 569.00.....	108
H 457.00.....	107	H 511.00.....	99	H 569.00.....	108
H 458.00.....	107	H 511.01.....	99	H 570.00.....	109
H 460.00.....	122	H 511.01.....	99	H 570.00.....	109
H 460.01.....	122	H 511.02.....	99	H 570.01.....	109
H 461.00.....	122	H 511.02.....	99	H 570.01.....	109
H 461.01.....	122	H 520.00.....	100	H 570.02.....	109
H 465.00.....	125	H 521.00.....	100	H 570.02.....	109
H 465.00.....	125	H 522.00.....	100	H 570.03.....	109
H 465.01.....	125	H 523.00.....	100	H 570.03.....	109
H 465.01.....	125	H 524.00.....	100	H 570.04.....	109
H 465.02.....	125	H 525.00.....	100	H 570.04.....	109
H 465.02.....	125	H 530.00.....	101	H 571.00.....	109
H 466.00.....	125	H 530.00.....	101	H 571.00.....	109
H 466.00.....	125	H 531.00.....	101	H 571.01.....	109
H 467.00.....	130	H 531.00.....	101	H 571.01.....	109
H 468.00.....	130	H 532.00.....	101	H 571.02.....	109
H 469.00.....	130	H 532.00.....	101	H 571.02.....	109
H 470.00.....	130	H 533.00.....	101	H 572.00.....	134
H 470.01.....	130	H 533.00.....	101	H 572.02.....	134
H 470.02.....	130	H 534.00.....	104	H 573.00.....	133
H 474.00.....	126	H 534.01.....	104	H 574.00.....	133
H 475.00.....	127	H 535.00.....	107	H 576.00.....	129
H 476.00.....	123	H 535.01.....	107	H 577.00.....	129
H 477.00.....	123	H 535.03.....	107	H 578.00.....	110
H 477.00.....	123	H 535.04.....	107	H 578.01.....	110
H 477.01.....	123	H 537.00.....	117	H 578.02.....	110
H 477.01.....	123	H 538.00.....	117	H 578.03.....	110
H 477.02.....	123	H 540.00.....	101	H 578.04.....	110
H 477.02.....	123	H 540.01.....	101	H 580.00.....	121
H 478.00.....	126	H 540.2.....	101	H 580.01.....	121
H 480.00.....	124	H 540.03.....	101	H 580.02.....	121
H 481.00.....	124	H 541.00.....	115	H 580.03.....	121
H 483.00.....	137	H 542.00.....	116	H 581.00.....	121
H 484.00.....	131	H 543.00.....	116	H 581.01.....	121
H 485.00.....	131	H 545.00.....	102	H 581.02.....	121
H 486.00.....	132	H 545.01.....	102	H 581.03.....	121
H 486.01.....	132	H 546.00.....	104	H 583.00.....	115
H 487.00.....	132	H 547.00.....	104	H 589.00.....	157
H 488.00.....	128	H 548.00.....	104	H 600.00.....	142
H 489.00.....	128	H 549.00.....	104	H 600.00.....	142
H 500.00.....	118	H 549.01.....	104	H 601.00.....	142
H 500.00.....	118	H 549.02.....	104	H 601.00.....	142
H 501.00.....	118	H 549.03.....	104	H 602.00.....	142
H 501.00.....	118	H 550.00.....	102	H 603.00.....	155
H 502.00.....	118	H 551.00.....	102	H 603.01.....	155
H 503.00.....	119	H 552.00.....	102	H 603.02.....	155
H 503.01.....	119	H 554.00.....	103	H 603.03.....	155
H 504.00.....	119	H 554.01.....	103	H 603.05.....	155
H 504.01.....	119	H 554.02.....	103	H 603.07.....	155
H 505.00.....	119	H 556.00.....	103	H 603.08.....	155
H 505.01.....	119	H 560.00.....	105	H 603.11.....	155
H 506.00.....	120	H 561.00.....	105	H 603.12.....	155
H 506.01.....	120	H 562.00.....	103	H 604.00.....	142
H 506.02.....	120	H 563.00.....	105	H 605.00.....	142
H 506.03.....	120	H 563.05.....	105	H 605.00.....	142
H 507.00.....	120	H 564.00.....	108	H 606.00.....	142
H 507.01.....	120	H 564.00.....	108	H 606.00.....	142
H 507.02.....	120	H 564.01.....	108	H 607.00.....	142
H 507.03.....	120	H 564.01.....	108	H 607.00.....	142
H 510.00.....	99	H 566.00.....	108	H 608.00.....	143
H 510.00.....	99	H 566.00.....	108	H 608.00.....	143

Sayısal Dizin

Numerical Index

H 609.00.....	143	H 653.00.....	151	H 759.01.....	151
H 609.00.....	143	H 653.00.....	151	H 759.01.....	151
H 610.00.....	143	H 653.01.....	151	H 759.02.....	151
H 611.00.....	143	H 653.01.....	151	H 759.02.....	151
H 612.00.....	143	H 654.00.....	151	H 770.00.....	141
H 613.00.....	143	H 654.00.....	151	H 770.00.....	141
H 614.00.....	143	H 654.01.....	151	H 770.01.....	141
H 616.00.....	144	H 654.01.....	151	H 770.01.....	141
H 616.01.....	144	H 655.00.....	151	H 771.00.....	141
H 616.03.....	144	H 655.00.....	151	H 771.00.....	141
H 616.04.....	144	H 656.00.....	151	H 771.01.....	141
H 617.00.....	144	H 656.00.....	151	H 771.01.....	141
H 617.01.....	144	H 660.00.....	157	H 772.00.....	141
H 617.03.....	144	H 661.00.....	159	H 772.00.....	141
H 617.04.....	144	H 661.01.....	159	H 772.01.....	141
H 620.00.....	145	H 661.02.....	159	H 772.01.....	141
H 620.00.....	145	H 665.00.....	159	H 773.00.....	141
H 620.01.....	145	H 666.00.....	158	H 773.00.....	141
H 620.01.....	145	H 667.00.....	158	H 773.01.....	141
H 621.00.....	145	H 668.00.....	116	H 773.01.....	141
H 621.01.....	145	H 668.01.....	116	H 774.00.....	141
H 621.02.....	145	H 670.01.....	160	H 774.00.....	141
H 630.00.....	146	H 671.01.....	160	H 774.01.....	141
H 630.00.....	146	H 672.01.....	160	H 774.01.....	141
H 630.01.....	146	H 674.00.....	139	H 900.01.....	160
H 630.01.....	146	H 674.01.....	139	H 901.01.....	160
H 630.02.....	146	H 675.00.....	139	H 910.00.....	161
H 630.02.....	146	H 677.00.....	139	H 911.01.....	161
H 631.00.....	149	H 677.00.....	139	H 912.01.....	161
H 631.00.....	149	H 677.01.....	139	J 209.00.....	232
H 631.01.....	149	H 677.01.....	139	J 209.01.....	232
H 631.01.....	149	H 677.02.....	139	J 209.02.....	232
H 631.02.....	149	H 677.02.....	139	J 209.03.....	232
H 631.02.....	149	H 677.03.....	139	J 209.10.....	232
H 631.03.....	149	H 677.03.....	139	J 209.11.....	232
H 631.03.....	149	H 679.00.....	140	J 209.12.....	232
H 632.00.....	146	H 679.01.....	140	J 209.13.....	232
H 633.00.....	146	H 680.00.....	154	J 212.00.....	164
H 634.00.....	150	H 681.00.....	154	J 212.01.....	164
H 634.00.....	150	H 682.00.....	154	J 212.02.....	164
H 634.01.....	150	H 683.00.....	154	J 212.03.....	164
H 634.01.....	150	H 684.00.....	154	J 215.01.....	164
H 635.00.....	150	H 700.00.....	155	J 215.02.....	164
H 636.00.....	150	H 701.00.....	155	J 215.03.....	164
H 638.00.....	150	H 702.00.....	155	J 215.04.....	164
H 640.00.....	153	H 705.00.....	155	J 215.06.....	164
H 640.00.....	153	H 706.00.....	156	J 215.08.....	164
H 641.00.....	153	H 707.00.....	156	J 215.21.....	164
H 641.00.....	153	H 709.00.....	156	J 215.22.....	164
H 642.00.....	153	H 710.00.....	156	J 215.23.....	164
H 642.00.....	153	H 711.00.....	156	J 215.24.....	164
H 643.00.....	147	H 713.00.....	157	J 215.26.....	164
H 644.00.....	147	H 714.00.....	157	J 215.28.....	164
H 645.00.....	148	H 720.00.....	162	J 215.51.....	164
H 645.00.....	148	H 721.00.....	162	J 215.52.....	164
H 645.01.....	148	H 723.00.....	163	J 215.53.....	164
H 645.01.....	148	H 724.00.....	163	J 215.54.....	164
H 645.02.....	148	H 755.00.....	152	J 215.56.....	164
H 645.02.....	148	H 756.00.....	152	J 215.58.....	164
H 645.03.....	148	H 757.00.....	152	J 215.81.....	164
H 645.03.....	148	H 758.00.....	151	J 215.82.....	164
H 645.04.....	148	H 758.00.....	151	J 215.83.....	164
H 645.04.....	148	H 758.01.....	151	J 215.84.....	164
H 647.00.....	149	H 758.01.....	151	J 215.86.....	164
H 650.00.....	153	H 759.00.....	151	J 215.88.....	164
H 652.00.....	153	H 759.00.....	151	J 220.01.....	164

Sayısal Dizin

Numerical Index

J 220.02.....	164	J 504.03.....	225	J 514.09.....	227
J 220.03.....	164	J 504.04.....	225	J 514.11.....	227
J 222.00.....	164	J 504.05.....	225	J 514.13.....	227
J 222.01.....	164	J 506.02.....	225	J 515.00.....	227
J 259.00.....	232	J 506.03.....	225	J 515.01.....	227
J 259.01.....	232	J 506.04.....	225	J 515.02.....	227
J 259.02.....	232	J 506.05.....	225	J 515.03.....	227
J 259.03.....	232	J 508.00.....	226	J 515.04.....	227
J 259.04.....	232	J 508.01.....	226	J 515.05.....	227
J 259.11.....	232	J 508.02.....	226	J 515.06.....	227
J 259.12.....	232	J 508.03.....	226	J 515.07.....	227
J 259.13.....	232	J 508.04.....	226	J 515.08.....	227
J 259.14.....	232	J 508.05.....	226	J 515.09.....	227
J 259.31.....	232	J 508.06.....	226	J 515.11.....	227
J 259.32.....	232	J 508.07.....	226	J 515.13.....	227
J 259.33.....	232	J 510.02.....	226	J 516.00.....	227
J 259.34.....	232	J 510.03.....	226	J 516.01.....	227
J 259.41.....	232	J 510.04.....	226	J 516.02.....	227
J 259.42.....	232	J 510.05.....	226	J 516.03.....	227
J 259.43.....	232	J 510.06.....	226	J 516.04.....	227
J 259.44.....	232	J 510.07.....	226	J 516.05.....	227
J 259.51.....	232	J 510.08.....	226	J 516.06.....	227
J 259.52.....	232	J 510.09.....	226	J 516.07.....	227
J 259.53.....	232	J 510.10.....	226	J 516.08.....	227
J 259.54.....	232	J 510.11.....	226	J 516.09.....	227
J 301.00.....	165	J 510.12.....	226	J 516.11.....	227
J 302.00.....	165	J 510.13.....	226	J 516.13.....	227
J 303.00.....	165	J 510.14.....	226	J 518.01A.....	229
J 304.00.....	165	J 510.15.....	226	J 518.02A.....	229
J 306.00.....	165	J 510.17.....	226	J 518.03A.....	229
J 307.00.....	165	J 511.02.....	226	J 518.04A.....	229
J 307.01.....	165	J 511.03.....	226	J 518.05A.....	229
J 307.02.....	165	J 511.04.....	226	J 518.06A.....	229
J 307.03.....	165	J 511.05.....	226	J 519.01A.....	229
J 308.00.....	165	J 511.06.....	226	J 519.02A.....	229
J 309.00.....	232	J 511.07.....	226	J 519.03A.....	229
J 500.00.....	224	J 511.08.....	226	J 519.04A.....	229
J 500.01.....	224	J 511.09.....	226	J 519.05A.....	229
J 500.01.....	224	J 511.10.....	226	J 519.06A.....	229
J 500.03.....	224	J 511.11.....	226	J 520.01.....	229
J 500.03.....	224	J 511.12.....	226	J 520.02.....	229
J 500.04.....	224	J 511.13.....	226	J 520.03.....	229
J 500.04.....	224	J 511.14.....	226	J 520.04.....	229
J 500.05.....	224	J 511.15.....	226	J 525.01.....	228
J 500.05.....	224	J 511.17.....	226	J 525.02.....	228
J 500.06.....	224	J 513.00.....	227	J 525.03.....	228
J 500.06.....	224	J 513.01.....	227	J 525.04.....	228
J 500.07.....	224	J 513.02.....	227	J 525.05.....	228
J 500.07.....	224	J 513.03.....	227	J 525.06.....	228
J 500.08.....	224	J 513.04.....	227	J 525.07.....	228
J 500.08.....	224	J 513.05.....	227	J 525.08.....	228
J 500.10.....	224	J 513.06.....	227	J 525.09.....	228
J 500.10.....	224	J 513.07.....	227	J 525.12.....	228
J 500.11.....	224	J 513.08.....	227	J 530.01.....	228
J 500.11.....	224	J 513.09.....	227	J 530.02.....	228
J 500.12.....	224	J 513.11.....	227	J 530.05.....	228
J 502.00.....	224	J 513.13.....	227	J 530.06.....	228
J 502.01.....	224	J 514.00.....	227	J 600.00.....	165
J 502.01.....	224	J 514.01.....	227	J 710.00.....	235
J 502.03.....	224	J 514.02.....	227	J 710.02.....	235
J 502.03.....	224	J 514.03.....	227	K 103.00.....	166
J 502.04.....	224	J 514.04.....	227	K 104.00.....	166
J 502.04.....	224	J 514.05.....	227	K 104.01.....	166
J 502.05.....	224	J 514.06.....	227	K 106.00.....	166
J 502.05.....	224	J 514.07.....	227	K 109.00.....	168
J 504.02.....	225	J 514.08.....	227	K 110.00.....	167

Sayısal Dizin

Numerical Index

K 110.01.....	167	K 452.07.....	172	K 694.01.....	217
K 110.02.....	167	K 452.08.....	172	K 694.02.....	217
K 110.03.....	167	K 452.09.....	172	K 694.03.....	217
K 127.00.....	166	K 452.10.....	172	K 694.04.....	217
K 130.00.....	166	K 454.00.....	173	K 694.05.....	217
K 131.00.....	166	K 454.01.....	173	K 695.00.....	218
K 135.00.....	166	K 605.04.....	176	K 695.00P.....	219
K 138.00.....	166	K 605.05.....	176	K 695.01.....	218
K 138.01.....	166	K 605.06.....	176	K 695.01P.....	219
K 140.00.....	167	K 608.01.....	176	K 695.02.....	218
K 141.00.....	166	K 608.02.....	176	K 695.02P.....	219
K 142.00.....	167	K 610.01.....	174	K 696.00.....	218
K 152.00.....	168	K 612.01.....	174	K 696.01.....	218
K 153.00.....	168	K 614.01.....	174	K 696.02.....	218
K 190.00.....	168	K 614.02.....	174	K 696.02P.....	219
K 196.00.....	168	K 616.00.....	177	K 697.02.....	218
K 259.00.....	170	K 616.02.....	177	K 697.02P.....	219
K 262.00.....	168	K 616.04.....	177	K 700.01.....	175
K 262.01.....	168	K 616.06.....	177	K 700.01.....	175
K 262.02.....	168	K 620.00.....	212	K 700.02.....	175
K 262.03.....	168	K 620.01.....	212	K 700.03.....	175
K 262.04.....	168	K 625.02.....	213	K 702.02.....	176
K 263.00.....	169	K 625.05.....	213	K 702.03.....	176
K 263.01.....	169	K 628.02.....	213	L 005.00.....	180
K 266.00.....	169	K 630.00.....	214	L 005.01.....	180
K 267.00.....	169	K 630.01.....	214	L 009.00.....	180
K 267.01.....	169	K 630.02.....	214	L 080.00.....	180
K 273.00.....	169	K 631.00.....	214	L 85.1.01.....	210
K 273.01.....	169	K 635.02.....	212	L 088.00.....	180
K 273.02.....	169	K 637.01.....	213	L 088.01.....	180
K 273.03.....	169	K 637.03.....	213	L 089.00.....	180
K 273.04.....	169	K 646.00.....	215	L 093.00.....	180
K 273.05.....	169	K 646.01.....	215	L 209.00.....	233
K 273.06.....	169	K 647.00.....	215	L 301.00.....	181
K 273.07.....	169	K 647.01.....	215	L 304.00.....	181
K 274.00.....	169	K 647.02.....	215	L 305.00.....	181
K 274.01.....	169	K 647.03.....	215	L 312.00.....	181
K 274.02.....	169	K 647.04.....	215	L 313.00.....	181
K 276.00.....	169	K 647.05.....	215	L 330.02.....	181
K 276.01.....	169	K 649.00.....	215	L 331.02.....	181
K 325.00.....	170	K 650.00.....	215	L 353.01.....	182
K 325.01.....	170	K 650.01.....	215	L 353.02.....	182
K 325.02.....	170	K 650.02.....	215	L 353.03.....	182
K 325.03.....	170	K 652.00.....	216	L 354.01.....	182
K 404.00.....	171	K 652.01.....	216	L 354.02.....	182
K 405.00.....	171	K 652.02.....	216	L 354.03.....	182
K 406.00.....	171	K 653.00.....	216	L 375.02.....	183
K 408.00.....	171	K 654.00.....	216	L 377.02.....	183
K 430.02.....	170	K 655.00.....	216	L 401.00.....	183
K 432.02.....	170	K 659.00.....	173	L 402.00.....	182
K 432.03.....	170	K 660.01.....	178	L 402.03.....	182
K 450.01.....	172	K 660.02.....	178	L 402.03.....	182
K 450.02.....	172	K 660.03.....	178	L 402.05.....	182
K 450.03.....	172	K 660.04.....	178	L 403.00.....	182
K 451.01.....	172	K 660.05.....	178	L 403.03.....	182
K 451.02.....	172	K 660.06.....	178	L 403.05.....	182
K 451.03.....	172	K 660.07.....	178	L 403.06.....	182
K 451.04.....	172	K 660.08.....	179	L 522.00.....	184
K 451.05.....	172	K 660.09.....	179	L 620.00.....	212
K 451.06.....	172	K 668.04.....	179	L 620.00.....	212
K 452.01.....	172	K 668.05.....	179	L 620.01.....	212
K 452.02.....	172	K 668.07.....	179	L 800.00.....	184
K 452.03.....	172	K 668.08.....	179	L 800.02.....	184
K 452.04.....	172	K 676.02.....	173	L 800.05.....	184
K 452.05.....	172	K 676.04.....	173	L 800.06.....	184
K 452.06.....	172	K 694.00.....	217	L 800.07.....	184

Sayısal Dizin

Numerical Index

L 800.08.....	184	L 837.00.....	207	L 860.07.....	202
L 800.09.....	184	L 838.00.....	208	L 860.07.....	202
L 802.00.....	184	L 839.00.....	202	L 861.00.....	202
L 803.00.....	185	L 839.00.....	202	L 861.05.....	202
L 804.00.....	185	L 839.00.....	202	L 861.05.....	202
L 805.00.....	198	L 839.00.....	204	L 862.00.....	202
L 806.00.....	185	L 839.00.....	204	L 862.05.....	202
L 807.00.....	185	L 839.00.....	208	L 862.05.....	202
L 808.00.....	186	L 840.00.....	202	L 862.07.....	202
L 810.00.....	188	L 840.00.....	202	L 862.08.....	202
L 811.00.....	188	L 840.00.....	202	L 864.00.....	201
L 812.00.....	191	L 840.00.....	204	L 864.05.....	201
L 812.01.....	191	L 840.00.....	208	L 864.05.....	201
L 812.05.....	191	L 840.01.....	204	L 864.06.....	201
L 812.10.....	191	L 840.01.....	204	L 864.06.....	201
L 814.00.....	190	L 840.01.....	208	L 864.07.....	201
L 814.05.....	190	L 840.02.....	204	L 864.07.....	201
L 814.06.....	190	L 840.02.....	208	L 864.08.....	201
L 814.07.....	190	L 841.00.....	205	L 864.08.....	201
L 815.00.....	192	L 841.00.....	208	L 864.09.....	201
L 815.05.....	192	L 841.01.....	205	L 864.09.....	201
L 815.06.....	192	L 841.01.....	208	L 864.11.....	201
L 815.07.....	192	L 841.02.....	205	L 864.11.....	201
L 815.08.....	192	L 841.02.....	208	L 864.13.....	201
L 815.09.....	192	L 842.00.....	205	L 864.13.....	201
L 816.00.....	200	L 842.00.....	208	L 864.14.....	201
L 816.01.....	200	L 842.01.....	204	L 864.14.....	201
L 816.05.....	200	L 842.01.....	205	L 864.15.....	201
L 816.06.....	200	L 842.01.....	208	L 864.15.....	201
L 816.07.....	200	L 842.02.....	205	L 865.00.....	204
L 817.00.....	199	L 842.02.....	208	L 865.05.....	204
L 818.00.....	199	L 843.00.....	205	L 865.05.....	204
L 818.01.....	199	L 843.00.....	208	L 866.00.....	204
L 818.05.....	199	L 843.01.....	204	L 866.01.....	203
L 818.06.....	199	L 843.01.....	205	L 866.01.....	203
L 820.00.....	190	L 843.01.....	208	L 866.01.....	203
L 820.01.....	190	L 843.02.....	205	L 866.01.....	203
L 821.00.....	198	L 843.02.....	208	L 866.01.....	203
L 825.00.....	200	L 845.00.....	209	L 866.01.....	204
L 825.05.....	200	L 846.00.....	204	L 866.01.....	204
L 827.00.....	198	L 846.00.....	209	L 866.04.....	204
L 828.02.....	189	L 847.00.....	204	L 866.04.....	204
L 828.04.....	189	L 847.00.....	209	L 866.05.....	203
L 830.01.....	193	L 848.00.....	205	L 866.05.....	203
L 830.05.....	193	L 848.00.....	205	L 866.06.....	203
L 830.06.....	193	L 848.00.....	209	L 866.06.....	203
L 831.00.....	205	L 849.01.....	202	L 866.07.....	203
L 831.00.....	206	L 849.01.....	202	L 866.08.....	203
L 832.00.....	204	L 849.01.....	202	L 866.08.....	203
L 832.00.....	205	L 849.01.....	205	L 866.08.....	203
L 832.00.....	206	L 849.01.....	205	L 866.09.....	203
L 833.00.....	204	L 849.01.....	209	L 866.09.....	203
L 833.00.....	205	L 849.02.....	209	L 866.10.....	203
L 833.00.....	206	L 849.03.....	204	L 866.10.....	203
L 833.02.....	204	L 849.03.....	204	L 866.20.....	203
L 833.02.....	205	L 849.03.....	209	L 866.23.....	203
L 833.02.....	206	L 849.05.....	209	L 867.00.....	205
L 834.00.....	202	L 850.00.....	210	L 867.05.....	199
L 834.00.....	202	L 851.00.....	210	L 867.05.....	205
L 834.00.....	202	L 851.02.....	210	L 868.00.....	205
L 834.00.....	204	L 860.00.....	202	L 868.05.....	205
L 834.00.....	205	L 860.05.....	202	L 869.00.....	211
L 834.00.....	205	L 860.05.....	202	L 869.01.....	211
L 834.00.....	207	L 860.06.....	202	L 869.05.....	211
L 835.00.....	207	L 860.06.....	202	L 869.05.....	211
L 836.00.....	207	L 860.06.....	202	L 869.06.....	211

Sayısal Dizin

Numerical Index

L 869.06.....	211	M 168.01.....	221	P 315.01.....	239
L 870.00.....	211	M 168.03.....	221	P 320.01.....	240
L 870.03.....	211	M 237.10.....	221	P 321.01.....	240
L 870.03.....	211	M 238.00.....	221	P 325.01.....	240
L 870.05.....	211	M 265.01.....	222	P 326.01.....	240
L 870.05.....	211	M 278.01.....	222	P 330.00.....	240
L 875.00A.....	194	M 278.02.....	222	P 333.01.....	240
L 875.02A.....	194	M 278.03.....	222	P 335.01.....	240
L 875.05A.....	194	M 278.04.....	222	P 350.00.....	241
L 875.07A.....	194	M 278.05.....	222	P 350.01.....	241
L 875.10A.....	194	M 285.00.....	222	P 358.01.....	241
L 875.13A.....	194	M 289.01.....	222	P 358.02.....	241
L 876.00A.....	195	M 289.02.....	222	P 358.03.....	241
L 877.00A.....	195	M 289.03.....	222	P 358.04.....	241
L 878.00A.....	195	M 289.04.....	222	P 359.02.....	241
L 878.00A.....	195	M 289.05.....	222	P 359.03.....	241
L 878.01A.....	195	M 290.01.....	223	P 359.04.....	241
L 878.01A.....	195	M 290.02.....	223	P 365.00.....	241
L 878.02A.....	195	M 291.01.....	223	P 366.00.....	241
L 878.02A.....	195	M 291.02.....	223	P 367.00.....	242
L 879.00A.....	196	M 292.01.....	223	P 368.00.....	242
L 879.05A.....	196	M 293.01.....	223	P 370.00.....	242
L 879.06A.....	196	M 580.00.....	225	P 371.00.....	242
L 879.07A.....	196	M 580.01.....	225	P 375.01.....	242
L 880.00A.....	196	M 580.02.....	225	P 376.01.....	242
L 880.01A.....	196	M 580.05.....	225	P 377.01.....	243
L 880.02A.....	196	M 580.06.....	225	P 378.01.....	243
L 880.05A.....	196	M 580.07.....	225	P 379.01.....	243
L 880.06A.....	196	M 582.00.....	221	P 500.01.....	237
L 880.07A.....	196	M 582.01.....	221	P 500.02.....	237
L 880.10A.....	196	M 582.02.....	221	P 501.00.....	237
L 880.11A.....	196	M 582.03.....	221	P 502.01.....	238
L 881.00A.....	197	M 598.00.....	235	P 505.00.....	235
L 881.01A.....	197	N 176.01.....	236	P 510.00.....	238
L 881.04A.....	197	N 176.02.....	236	P 511.00.....	238
L 882.00A.....	197	N 176.03.....	236	P 513.01.....	238
L 882.00A.....	197	N 176.04.....	236	P 515.00.....	237
L 882.01A.....	197	N 176.05.....	236	P 520.01.....	238
L 882.01A.....	197	N 176.06.....	236	P 522.01.....	238
L 883.00A.....	197	N 176.07.....	236	P 610.00.....	245
L 884.00A.....	197	N 177.01.....	236	P 611.00.....	244
L 885.00A.....	198	N 177.02.....	236	P 612.00.....	244
L 903.00.....	186	N 177.03.....	236	P 613.00.....	244
L 903.01.....	186	N 177.04.....	236	P 614.00.....	244
L 903.03T.....	186	N 177.05.....	236	P 615.00.....	244
L 903.04T.....	186	N 177.06.....	236	P 616.00.....	244
L 905.00.....	187	N 177.07.....	236	P 617.00.....	244
L 905.01.....	187	N 179.01.....	236	P 632.00.....	245
L 905.03.....	187	N 179.02.....	236	P 639.00.....	245
L 905.04.....	187	N 179.03.....	236	P 640.00.....	246
L 906.00.....	187	N 179.04.....	236	P 641.00.....	246
L 906.01.....	187	N 179.05.....	236	P 643.00.....	246
L 906.03.....	187	N 179.06.....	236	P 645.00.....	246
L 906.04.....	187	N 179.07.....	236	P 649.00.....	245
L 906.05.....	187	N 179.08.....	236	R 331.01.....	247
M 102.00.....	220	N 179.09.....	236	R 331.02.....	247
M 102.01.....	220	N 179.10.....	236	R 375.00.....	247
M 115.01.....	220	N 180.01.....	236	R 375.01.....	247
M 116.00.....	220	N 180.02.....	236	R 375.02.....	247
M 116.01.....	220	P 135.00.....	239	R 375.03.....	247
M 120.02.....	220	P 136.00.....	239	R 379.00.....	247
M 125.01.....	220	P 150.00.....	239	R 379.01.....	247
M 150.01.....	220	P 151.00.....	239	R 379.02.....	247
M 156.01.....	220	P 152.00.....	239	R 410.00.....	247
M 156.02.....	220	P 310.01.....	239	R 852.03.....	231
M 158.01.....	220	P 310.02.....	239	R 852.04.....	231

Sayısal Dizin

Numerical Index

R 852.05.....	231
R 852.13.....	231
R 852.14.....	231
R 852.15.....	231
R 852.23.....	231
R 852.24.....	231
R 852.25.....	231
R 852.30.....	231
R 855.33.....	231
R 855.34.....	231
R 855.35.....	231
S 001.00.....	75
S 001.00.....	76
S 002.00.....	75
S 003.00.....	75
S 005.00.....	75
S 005.01.....	75
S 005.05.....	75
S 005.06.....	75
S 010.00.....	73
S 010.00.....	76
S 011.00.....	73
S 012.00.....	73
S 013.00.....	73
S 014.00.....	73
S 015.00.....	73
S 020.00.....	73
S 021.00.....	73
S 022.00.....	73
S 023.00.....	73
S 024.00.....	76
S 024.00.....	76
S 025.00.....	74
S 026.00.....	74
S 029.00.....	74
S 030.00.....	74
S 032.00.....	76
S 034.00.....	76
S 035.00.....	76
T 080.00.....	167
T 450.00.....	235
T 850.00.....	237
T 852.00.....	237
T 852.01.....	237
T 854.01.....	237

Sayısal Dizin

Numerical Index

Sayısal Dizin

Numerical Index



BAHADIR TIBBİ ALETLER AŞ

ŞABANOÇLU OSB MAH. VALİ M. ERDOĞAN CEBECİ BUL. NO:29/1 SAMSUN / TÜRKİYE

Tel: +90 (362) 266 70 00 - Faks: +90 (362) 266 70 05

info@bahadir.com.tr

BAHADIR USA LLC

422 S PENNSVILLE AUBURN RD PENNS GROVE, NJ 08069

TEL: +1 856 517 3080 - Fax: +1 856 517 3081

info@bahadirusa.com - www.bahadirusa.com



CT04-0525

www.bahadir.com.tr